

PRIDE
MOBILITY®EDGE 3
Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah

iLevel
power chairsLien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
☐ Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	☐ Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue **Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe**

ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

- ☐ Mécanisme d'assistance au transfert. Proclive à 30° 3 763,03 € 3970 € TTC
- ☐ Mécanisme d'aide à l'accessibilité frontale. Proclive à 20°
- ✓ Activation proclive usine

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**ROUES**

- ✓ Roues centrales pneumatiques 14" ☐ Roues centrales bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3
-    CTL143976
- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143977
- ☐ Avec touche éclairage
- ☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214
- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF
- ☐ QLOGIC 3 lite CTL1810671
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite ELE2103635
-    

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698 
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005
- 

INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess
- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
- Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier
- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270 
- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre  Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977
- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081 

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec
autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement


☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ EGG☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

			Module A						Largeur Module B					Hauteur d'assise: ☐ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm
			Pouces						Pouces					
			14	15	16				16	17	18	19	20	
Profondeur	Cm		36	38	41				41	43	46	48	51	
	14	36	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
	15	38	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
	16	41	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
	17	43	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
	18	46	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	


☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	 	Accessoires coussin d'assise PAP	
		☒ Housse cool core	
		☐ Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable 110 € Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL	☐ AirMesh, Antiglisement 110 € Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL
		☐ Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XYY) 110 € 	

ETAPE 2	CORRECTION DE BASSIN			
	☐ Biseau pointe Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC	30 € 	
	☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.	SAP4301-OC	60 € 	
	☐ Butée d'abduction La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC	45 € 	
ETAPE 3	STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS			
	☐ Ceinture de maintien 2 points 99 € Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q	☐ Ceinture de maintien 4 points 120 € Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q		
	☐ Ceinture de maintien de jambe (la paire) Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC		120 €	
	ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)			
ETAPE 4	☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12)		240 €
	☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"			240 €
	☐ Cale genou droit (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €
	☐ Cale genou gauche (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes ☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC		600 €

ENSEMBLE DOSSIER**REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**


- ☐ Dossier TruBalance 3-4
 1- Choix taille de coque:
☒ Poignées de poussée (ACC1902104)



		Largeur							
Hauteur	Pouces		16	17	18	19	20	21	22
	Cm		41	43	46	48	51	53	56
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐		
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐


2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)

- ☐ 4
☐ 3
☒ 2
☐ 1



3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




- ☐ Support latéral additionnel
☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125, UIPFSI100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche),
 INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)**600 €**
☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
 Contacter votre conseiller technique
600 €

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink**275 €**☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**295 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**295 €****295 €****345 €****58 €**☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)**165 €****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**295 €****295 €****345 €****58 €**☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**310 €****365 €****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)**160 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)**600 €**

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper**139 €**☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Ceinture d'épaule Y Straps**126 €**☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)☐ Harnais d'épaule Backpack**126 €**☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Harnais d'épaule Style "H"**126 €**☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)☐ Ceinture thoracique Clips**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)☐ Ceinture thoracique Velcros**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles**Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

DGN142014

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE**1**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit


ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €****BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE****2**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)**260 €**☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)**190 €**☐ gauche (UETB4021SL-Q)**190 €**☐ Coussin demi-lune☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)**80 €**☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €**☐ Maintien de coude☐ droit (POS124067)**80 €**☐ gauche (POS124067)**80 €**☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)**255 €****255 €****RELEVÉS-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878**Appui-Mollet (Cmx Cm)****| Préciser UL =****cm**

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

**Potences 10"-16" (Cmx Cm)****Potences 13"-19" (Cmx Cm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968

4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm


RIG1610270 + RIG1702200



✓ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMASMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)**FONCTIONS ÉLECTRIQUES: RELEVÉS-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€


☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (Cmx Cm)

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

**Potences 10"-16" (Cmx Cm)****Potences 13"-19" (Cmx Cm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968


4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMASMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)


EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX

✓ Palettes réglables en largeur de série

- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"
- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404919

RIG2404920

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX (suite)**

- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)
- ☐ Pour palettes seules
- ☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404921

RIG2404922

**ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette.

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC

(ASL)**

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"**PROTECTIONS DE PALETTES**

- ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)
- ☐ 6"x6"

RIG133717



165 € TTC

165 € TTC

- ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)

☐ 5"x8"

FPG5008T-Q

☐ 6,5"x8"

FPG6508T-Q

☐ 5"x11"

FPG5011T-Q

☐ 7"x11"

FPG7011T-Q



290 € TTC

ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert

SWTMCRO1081 SWTMCRO1077

SWTMCRO1079 SWTMCRO1078



110 € TTC

Quantité :

- ☐ Microlite

SWTMCRO1044



190 € TTC

- ☐ Mini Cup 24

SWTMCRO1064



190 € TTC

CONTACTEURS (SUITE)

- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

ST-IDM-56-Q- ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q



170 € TTC

- ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

P005-44 - P005-40 - P005-41



170 € TTC

- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

P005-64 - P005-60 - P005-61



170 € TTC

- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

P005-54 - P005-50 - P005-51



170 € TTC

- ☐ Extension de câble pour contacteur

ELE155901

20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES

- ⓘ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)

1500 € TTC

- ☐ Commande occipitale Stealth

☐ Ultra pro

ST-IDHBT300-U-Q

☐ Curved Head Array

ST-IDHBT400-U-Q

☐ Curved Head Array pédiatrique

ST-IDHBT450-U-Q




4390 € TTC

Support escamotable:

- ☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)

360 € TTC

Bon de commande EDGE 3 STRETTO FREP-B 2026



☐	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC
	☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q		
	☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC		
	☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC		
☐	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)			2190 € TTC
		MJM260Q		
☐	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)			1890 € TTC
		ACCASMB2380		

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

☐	All round joystick (force de poussée requise : 250g)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐	All round joystick ball	MO-P002-76-OC		50 € TTC
☐	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐	Commande au pied Mo-vis	MO-P021-51-OC		2590 € TTC
	Montage possible uniquement sur palette en metal			
				

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES



☐	Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	☐	Bras swing away commande menton	260 € TTC
☐	Montage menton				
	☐ sur tube rond (FRMASMB8304)				
	☐ sur rail (GAT406T-OC)				
☐	Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q)				
	☐ Droite				
	☐ Gauche				
☐	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	☐	Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
	MO-P0031-21-OC		☐ Pédi	ST-IDCH-P-Q	Ceinture de maintien
☐	Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	☐ Petit	ST-IDCH-S-Q	☐ Std (ST-IDCH-S-QB)
	MO-P031-62-OC		☐ Moyen	ST-IDCH-M-Q	☐ XL (IDCH-XLB)
			☐ Large	ST-IDCH-L-Q	
			☐	Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
			☐	Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	

☐	Support swing away sous accoudoir			
☐	micro joystick	ST-ARMS260-MICRO-OC		285 € TTC
☐	multi joystick	ST-ARMS260-OC + SM600-661M		422 € TTC
☐	mini joystick proportionnel Stealth	ST-ARMS260-PMPJ-OC		285 € TTC
☐	all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-AR-Q		285 € TTC
SUPPORT GATLIN				
☐	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q		125 € TTC
☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q		125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q		125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q		175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q		125 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC		195 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC		170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN				
☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC		240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC		140 € TTC
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815		70 € TTC
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q		260 € TTC
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC		125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC		340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC		260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC		260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES				
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC		80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC		55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC		45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC		65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC		90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC		150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC		170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC		50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC		75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC		100 € TTC


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation ACC125010		250 €	☐ Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930		275 € TTC
---	---	-------	---	---	-----------

COMPENSATIONS DIVERSES (suite)

☐ Caméra de recul avec écran LCD ☐ Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331		☐ Montage sur manipulateur MEC2106123		MEC1910365 ELE2000271 ELE1907290 SWTMCRO1081		590 € TTC
☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC				MOT155715-01 / MOT155716-01		1120 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)
- Veuillez noter la possibilité d'ajouter les forfaits MAD et Livraison

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	45	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●			●		●				●
56			●			●	●	●	●	●	●	●
61			●			●	●	●	●	●	●	●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Esence

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								●
30	●	●	●								●
35	●	●	●								●
38			●	●							●
41			●	●	●	●	●		●		●
43			●	●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●	●	●
48					●	●	●	●	●		●
51					●	●	●	●	●	●	●
53										●	●
56										●	●
61											●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●