

PRIDE
MOBILITY®

Q1450

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 51 cm à 81 cm
- ① Profondeur d'assise : 51 à 71 cm réglable
- ① Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- ① Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- ① Longueur hors tout : 97,16 cm (hors RP)
- ① Largeur de la base : 74,3 cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 20 km
- ① Rayon de giration : 67,23 cm
- ① Poids max utilisateur : 204kg avec bascule électrique
- ① Vitesse max** : 7,2 km/h
- ① Moteurs 4 pôles
- ① Batteries 2 x 73 Ah et chargeur 8Amp

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11 680,50€

DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

- ☒ Ensemble Base Q1450 Q1450 11 071,56 € 11 680,50 €
- ☐ Assise TRUBALANCE 3 HD : Accoudoirs réglable et amovible, Dossier TB HD, hauteur d'assise à partir de 44,5cm

✗ Bascule d'assise 30° à translation électrique

✗ Dossier inclinable électriquement à 145°

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

700 € TTC

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO. Plv 700€

- ☒ Assise bariatrique pour poids utilisateur jusqu'à 204 kg avec bascule d'assise

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- ☐ Rouge Red corvette
- ☐ Bleu Electric
- ☐ Noir brillant

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant.

ROUES

- ☒ Roues avant bandage 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3

☐ Avec touches 1 et 2

CTL143976

☐ Avec touche éclairage

CTL143977

☐ Système de protection anti pincement de la main

Prochainement disponible

(conflit possible passage sous table)

☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière

SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche

MEC1801698

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur

ACC2201042 / ACC2201041

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite**EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)**☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)

PLSKNCP1057

☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)

PLSKNCP1058

☐ Champignon (B)

PLSKNCP1008

☐ Cupule menton (C)

PLSKNCP1009

☐ Poignée T (D)

PLSKNCP1006

☐ Boule plastique (E)

PLSKNCP1007

☐ Balle mousse (F)

PLSKNCP1004

☐ Barre (G)

PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)

☐ Commande clavier iAccess☐ Interrupteurs à bascule

CTL144010

☐ Interrupteurs à poussoir

CTL144009

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur)
Q-LOGIC 3, Montage à droite.☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre

Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible

CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec
autre boîtier additionnel

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique.

☐ Droite ☐ Gauche

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir


☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980


☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"


☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement


☐ Micro lite

☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Mini cup

☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ EGG

☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)

☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)

☐ Multi switch

☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)

☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)

☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage positionnement libre

☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)

☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE SYNERGY HD

		Largeur											
Profondeur	Pouces	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Cm	51	53	56	58	61	64	66	69	71	74	76	79
	20	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	23	58	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25	64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	27	69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	28	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hauteur d'assise:


☐ 49,5 cm

☐ 52,7 cm

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC____
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*____** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



COOLCORE

□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC____



COOLCORE

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)


Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____



COOLCORE

□ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSP- NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____



COOLCORE

□ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____




COOLCORE

□ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____




COOLCORE

□ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____



COOLCORE

Accessoires coussin d'assise PAP

✓ **Housse cool core**

□ **AirMesh, Antiglisement**

110 €

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

□ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY)**

110 €



ETAPE 1

CORRECTION DE BASSIN

- ☐ Biseau pointe Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC **30 €**
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC **60 €**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



- ☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC **45 €**
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS**

- ☐ Ceinture de maintien 2 points **99 €** ☐ Ceinture de maintien 4 points **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
 Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
 Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q

- ☐ Ceinture de maintien de jambe **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC
 Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC
 Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC

ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire) uniquement palette centrale

- ☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) **240 €**
☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12) **240 €**
☐ Cale genou droit ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
 (uniquement repose jambe central)
☐ Cale genou gauche ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
 (uniquement repose jambe central)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED


- ☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC
☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC

**600 €****ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER**

- ☐ Dossier synergie HD
 1- Choix de la largeur de coque:
 ✓ Identique largeur d'assise
 ✓ Poignées de poussée (ACC1902104)


2- Choix de la hauteur de coque

- ☐ 4 - 56 cm
☐ 3 - 51 cm
☐ 2 - 46 cm
☐ 1 - 40 cm



APPUI TETE

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant.
(ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

**600 €**

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique

**600 €****Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

- ☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

- ☐ Combo

Sélectionner la taille

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)

**295 €****Swing away**

- ☐ Droit (SAR2B-R)
☐ Gauche (SAR2B-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Unitaire

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

**295 €****295 €****345 €****58 €**

- ☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- ☐ Taille L (ACP150M)
☐ Taille XL (ACP550M)

**310 €****365 €****Swing away**

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Unitaire

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

**295 €****295 €****345 €****58 €**

Choix possible de l'un des q

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES (suite)

☐ Confort Plus

165 €

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)

☐ Taille S (CP08CCFPM)

☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)

☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M)

☐ 11x5 (ST-900M-Q)

☐ 16x6 (ST-920M-Q)

☐ 16x4 (930M)



☐ All Positionning

160 €

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)

☐ Taille L (ST-AP450M-OC)

☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)

☐ Gauche (SAR2B-L)

☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M)

☐ 11x5 (ST-900M-Q)

☐ 16x6 (ST-920M-Q)

☐ 16x4 (930M)



Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

139 €

Taille M (ST-IFPS3103-Q)

Taille L (ST-IFPS3104-Q)



☐ Harnais d'épaule Backpack

126 €

Taille S (ST-IFBP4202-Q)

Taille M (ST-IFBP4203-Q)

Taille L (ST-IFBP4204-Q)



☐ Ceinture thoracique Clips

94 €

Taille M (ST-IFCS4113-Q)

Taille L (ST-IFCS4114-Q)




☐ Ceinture d'épaule Y Straps

126 €

Taille S (ST-IFYS3102-OC)

Taille M (ST-IFYS3103-OC)

Taille L (ST-IFYS3104-OC)




☐ Harnais d'épaule Style "H"

126 €

Taille S (ST-IFHH5202-Q)

Taille M (ST-IFHH5203-Q)

Taille L (ST-IFHH5204-Q)



☐ Ceinture thoracique Velcros

94 €

Taille M (ST-IFCS4123-Q)


Taille L (ST-IFCS4124-Q)



ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS : montage en T, réglable en profondeur, en hauteur avec protège vetement.

- ☒ Manchettes mousse (à l'unité)
- ☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche
- DGN142014




RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS

- ☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières




- ☐ Repose pied central avec rebords et appui-mollets



CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 SWTMCRO1079 SWTMCRO1078		110 € TTC
Quantité :			
☐ Microlite	SWTMCRO1044		190 € TTC
☐ Mini Cup 24	SWTMCRO1064		190 € TTC
☐ Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q		170 € TTC
☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
☐ Extension de câble pour contacteur	ELE155901		20 € TTC




COMMANDES ALTERNATIVES

 Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC
☐ Commande occipitale Stealth			4390 € TTC
☐ Ultra pro	ST-IDHBT300-U-Q		
☐ Curved Head Array	ST-IDHBT400-U-Q		
☐ Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q		
Support escamotable: ☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC
☐ Mini joystick proportionnel Stealth (<i>force de poussée requise : 43g</i>)		 GRIP  1.17 in 29.5 mm CONE  0.75 in 19.0 mm TIP  0.80 in 20.3 mm	2390 € TTC
☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q		
☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC		
☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC		
☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (<i>force requise : 227g</i>)	MJM260Q		2190 € TTC
☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (<i>force requise : 227g</i>)	ACCASMB2380		1890 € TTC
☐ All round joystick (<i>force de poussée requise : 250g</i>)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐ All round joystick lite (<i>force de poussée requise : 120g</i>)	MO-P002-76-OC		1650 € TTC
☐ All round joystick ball			50 € TTC
☐ Micro joystick (<i>force de poussée requise : 8,5g</i>)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐ Multi joystick (<i>force de poussée requise : 50g</i>)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

☐	All round heavy duty (force de poussée requise : MO-P002-73-OC 650g)			2150 € TTC
☐	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	MO-P021-51-OC		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐	Bras articulé 8 positions « GATLIN » Montage menton sur tube rond (FRMASMB8304) sur rail (GAT406T-OC) Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) Droite Gauche	600 €		☐	Bras swing away commande menton Pour joystick: Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	260 € TTC	
☐	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P0031-21-OC	1 090 €		☐	Plastron Stealth multi-réglable Pédia ST-IDCH-P-Q Ceinture de maintien Petit ST-IDCH-S-Q Std (ST-IDCH-S-QB) Moyen ST-IDCH-M-Q XL (IDCH-XLB) Large ST-IDCH-L-Q Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	890 € TTC	
☐	Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P031-62-OC	1 990 €					
☐	Support swing away sous accoudoir micro joystick ST-ARMS260-MICRO-OC multi joystick ST-ARMS260-OC + SM600-661M mini joystick proportionnel Stealth ST-ARMS260-PMPJ-OC all round joystick standard et lite ST-ARMS260-AR-Q						

SUPPORT GATLIN

☐	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC		240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC		140 € TTC
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815		70 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN (suite)			
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q	260 € TTC 
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC	125 € TTC 
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC	340 € TTC 
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC	260 € TTC 
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC	260 € TTC 
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC	580 € TTC 
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC	260 € TTC 
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3			
☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	1590 € TTC 
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	650 € TTC 
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	200 € TTC 
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE


500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable"



(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC2302501 + MEC125098

☐ Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC133889 + MEC125098




Dimensions:
 Hauteur : 1,20,67 cm x P 8,25 cm x H 38,29 cm
 Longueur : 33,60 cm x P 13,00 cm x H 36,75 cm

☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930




275 € TTC

☐ Caméra de recul avec écran LCD☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123

MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCR01081 |

590 € TTC



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premier P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●