

PRIDE
MOBILITYQUANTUM®
R-TRAK

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Suspensions SRS
- Garde au sol : 10,1cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 88,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie* : jusqu'à 26,3km
- Vitesse max* : 10 km/h
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 9"
- Rayon de braquage : 65,3cm
- Moteurs 2 x 4 pôles
- Batteries 2 x 75Ah et chargeur 8Amp

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base RTRAK	RTRAK	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

☐ Lift électrique 25 cm TB3

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- | | |
|--|---|
| ☐ Noir Back in black (brillant) | ☐ Bleu Electric blue |
| ☐ Rouge Red corvette | ☐ Jaune Lemon crush |
| ☐ Vert Green Machine | ☐ Noir Night train (mat) |

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues motrice pneumatiques 14"
- ☐ Roues motrice bandages 14"
- ☐ Roues avant bandages 9"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
- ☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ QLOGIC 3 lite
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite

CTL1810671
ELE2103635


- ☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214
- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)

- ☐ Commande clavier iAccess
- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
- Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081

INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
- Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCRO1081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980


☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"


☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



Directions Ready

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ EGG☐ Montage au genou (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Montage à la tête (SWTMCRO1081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage à la main (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3


Hauteur d'assise: ☐ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

Profondeur		Module A				Pouces		Largeur Module B					Pouces		Largeur Module C							
		Pouces		14	15			16	16	17	18	19			20	Pouces		20	21	22	23	24
		Cm	36	38	41			Cm	41	43	46	48			51	Cm	51	53	56	58	61	
14	36	☐	☐	☐	16	41	☐	☐	☐	☐	☐	20	51	☐	☐	☐	☐	☐				
15	38	☐	☐	☐	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	21	53	☐	☐	☐	☐	☐				
16	41	☐	☐	☐	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	22	56	☐	☐	☐	☐	☐				
17	43	☐	☐	☐	19	48	☐	☐	☐	☐	☐	23	58	☐	☐	☐	☐	☐				
18	46	☐	☐	☐	20	51	☐	☐	☐	☐	☐	24	61	☐	☐	☐	☐	☐				

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD


✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC____
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC____



☐ Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile

IFRB5350

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2


COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**
 Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSP- NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**
 Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.


ESS-VPC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**
 Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP- NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____

**Accessoires coussin d'assise PAP**

✓ **Housse cool core**


☐ **Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable** **110 €**

Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **AirMesh, Antiglisement** **110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXYY)** **110 €**



ETAPE 1

CORRECTION DE BASSIN

ETAPE 2

☐ Biseau pointe	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)	SAP4201-OC	30 €	
	☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)	SAP4251-OC		
Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.				
☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)		SAP4301-OC	60 €	
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.				
☐ Butée d'abduction	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)	SAP4401-OC	45 €	
	☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)	SAP4406-OC		
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.				

STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS

ETAPE 3

☐ Ceinture de maintien 2 points	99 €	☐ Ceinture de maintien 4 points	120 €	
Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC		Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC		
Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q		Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q		
Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q		Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q		
☐ Ceinture de maintien de jambe (la paire)			120 €	
Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC				
Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC				
Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC				

ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)

ETAPE 4

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4)		240 €
☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q (4x12)		240 €
☐ Cale genou droit (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €
☐ Cale genou gauche (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes			600 €
☐ Taille 16	ST-IFPFB-DS-16-OC		
☐ Taille 18	ST-IFPFB-DS-18-OC		
☐ Taille 20	ST-IFPFB-DS-20-OC		
☐ Taille 22	ST-IFPFB-DS-22-OC		


ENSEMBLE DOSSIER**REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**

- ☐ Dossier TruBalance 3-4
 1- Choix taille de coque:
☒ Poignées de poussée (ACC1902104)



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)


- ☐ 4
☐ 3
☒ 2
☐ 1



		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐		
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




- ☐ Support latéral additionnel
☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125 , UIPFS1100, ULS2510F-R
 (droit) , ULS2510F-L (gauche),
 INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo
☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning
☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:


Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)**600 €**☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique

Contacter votre conseiller technique

**600 €****Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink**275 €**☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**295 €**☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**310 €****365 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**295 €****295 €****345 €****Pad: Unitaire****58 €**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**295 €****295 €****345 €****Pad: Unitaire****58 €**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus**165 €**

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)☐ All Positionning**160 €**

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)**Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**295 €****295 €****345 €****Pad: Unitaire****58 €**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**295 €****295 €****345 €****Pad: Unitaire****58 €**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)**600 €**

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

RU-SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper**139 €**☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Ceinture d'épaule Y Straps**126 €**☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)☐ Harnais d'épaule Backpack**126 €**☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Harnais d'épaule Style "H"**126 €**☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)☐ Ceinture thoracique Clips**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)☐ Ceinture thoracique Velcros**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles**Montage ☒ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007

☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE**1**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €****BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE****2**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)**260 €**☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)**190 €**☐ gauche (UETB4021SL-Q)**190 €**☐ Coussin demi-lune☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)**80 €**☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €**☐ Maintien de coude☐ droit (POS124067)**80 €**☐ gauche (POS124067)**80 €**☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)**255 €****255 €****RELEVÉS-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878**Appui-Mollet (CmxCm)****| Préciser UL =****cm**

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (CmxCm)****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968

4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm


☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200



✓ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMAMSMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)**FONCTIONS ÉLECTRIQUES: RELEVÉS-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (CmxCm)****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm


Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968

4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

- | | | |
|--|------------|---|
| ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8" | RIG2404919 |  |
| ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11" | RIG2404920 | |

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX (suite)

- | | | |
|--|---|------------|
| ☐ Rebords latéraux externes (la paire) |  | |
| ☐ Pour palettes seules | | RIG2404921 |
| ☐ Pour palettes avec extensions latérales | | RIG2404922 |

ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- | | | |
|--|-------------------------|-----------|
| ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)** | RIG2107424 & MEC2102391 | 900 € TTC |
| Sélection obligatoire du "Relève-jambes électrique central à compensation***" | | |

PROTECTIONS DE PALETTES

- | | | | |
|--|---|---|-----------|
| ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) | |  | |
| ☐ 6"x6" | RIG133717 | | 165 € TTC |
| ☐ 8"x8" | RIG133719 | | 165 € TTC |
| ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) | |  | 290 € TTC |
| ☐ 5"x8" FPG5008T-Q | ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q | | |
| ☐ 5"x11" FPG5011T-Q | ☐ 7"x11" FPG7011T-Q | | |
| | | | |

ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES


- | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|---|-----------|
| ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert | SWTMCRO1081
SWTMCRO1079 | SWTMCRO1077
SWTMCRO1078 |  | 110 € TTC |
| Quantité : | | | | |
| ☐ Microlite | SWTMCRO1044 | |  | 190 € TTC |
| ☐ Mini Cup 24 | SWTMCRO1064 | |  | 190 € TTC |

CONTACTEURS (SUITE)

- | | | | |
|--|---|---|-----------|
| ☐ Contacteur twister câble long 1,5m
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | Force de poussée requise : 30g
ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q |  | 170 € TTC |
| ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | Force de poussée requise : 30g
P005-44 - P005-40 - P005-41 |  | 170 € TTC |
| ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | Force de poussée requise : 30g
P005-64 - P005-60 - P005-61 |  | 170 € TTC |
| ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | Force de poussée requise : 30g
P005-54 - P005-50 - P005-51 |  | 170 € TTC |
| ☐ Extension de câble pour contacteur | ELE155901 | | 20 € TTC |

COMMANDES ALTERNATIVES

- | | | |
|--|-----------------|---|
| ☒ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) | | 1500 € TTC |
| ☐ Commande occipitale Stealth | | 4390 € TTC |
| ☐ Ultra pro | ST-IDHBT300-U-Q |  |
| ☐ Curved Head Array | ST-IDHBT400-U-Q | |
| ☐ Curved Head Array pédiatrique | ST-IDHBT450-U-Q | |
| Support escamotable: | | |
| ☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM) | | 360 € TTC |



☐	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC
☐	Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q		
☐	Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC		
☐	Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC		
				
☐	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)			2190 € TTC
		MJM260Q		
☐	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)			1890 € TTC
		ACCASMB2380		

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

☐	All round joystick (force de poussée requise : 250g)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐	All round joystick ball	MO-P002-76-OC		50 € TTC
☐	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐	Commande au pied Mo-vis	MO-P021-51-OC		2590 € TTC
	Montage possible uniquement sur palette en metal			

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN » ☐ Montage menton ☐ sur tube rond (FRMASMB8304) ☐ sur rail (GAT406T-OC) ☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) ☐ Droite ☐ Gauche	 600 €	☐ Bras swing away commande menton Pour joystick: ☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) ☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) ☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) ☐ All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	 260 € TTC
☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P0031-21-OC ☐ Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P031-62-OC	 1 090 €  1 990 €	☐ Plastron Stealth multi-réglable ☐ Pédia ST-IDCH-P-Q Ceinture de maintien ☐ Petit ST-IDCH-S-Q ☐ Std (ST-IDCH-S-QB) ☐ Moyen ST-IDCH-M-Q ☐ XL (IDCH-XLB) ☐ Large ST-IDCH-L-Q ☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) ☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	 890 € TTC

☐ Support swing away sous accoudoir			
☐ micro joystick	ST-ARMS260-MICRO-OC		285 € TTC
☐ multi joystick	ST-ARMS260-OC + SM600-661M		422 € TTC
☐ mini joystick proportionnel Stealth	ST-ARMS260-PMPJ-OC		285 € TTC
☐ all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-AR-Q		285 € TTC

SUPPORT GATLIN

☐ Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q		125 € TTC
☐ Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q		125 € TTC
☐ Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q		125 € TTC
☐ Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q		175 € TTC
☐ Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q		125 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC		195 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC		170 € TTC




SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐ Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC		240 € TTC
☐ Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC		140 € TTC
☐ Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815		70 € TTC
☐ Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q		260 € TTC
☐ Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC		125 € TTC
☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC		340 € TTC
☐ Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC		260 € TTC
☐ Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC		260 € TTC
☐ Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES

☐ Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC		80 € TTC
☐ Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC		55 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC		45 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC		65 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC		90 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC		150 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC		170 € TTC

☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES (suite)			
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage (Alimentation sur prise XLR)	MO-P012-62-OC 	580 € TTC
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC 	260 € TTC
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3			
☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446 	1590 € TTC
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143979 + DWR1010D446 + MEC143421 + SCRASBH1014 + SCRPPH1383 + DGN137728 	650 € TTC
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069 	200 € TTC
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE		500 € TTC	
Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€			
☐ Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098		☐ Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098	
☐ Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098			

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011

+

SSLXHD10000060

+

ARM240-T




Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+

SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115



☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation ACC125010		250 €	☐ Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930		275 € TTC
---	---	-------	---	---	-----------

COMPENSATIONS DIVERSES (suite)

☐ Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 ELE2000271 ELE1907290 SWTMCRO1081				590 € TTC
☐ Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331	☐ Montage sur manipulateur MEC2106123				
☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01				1120 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	45	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53				●		●		●				●
56				●		●	●	●	●	●	●	●
61				●		●	●	●	●	●	●	●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								●
30	●	●	●								●
35	●	●	●								●
38			●	●							●
41			●	●	●	●	●		●		●
43			●	●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●		●
51					●	●	●	●	●	●	●
53										●	●
56										●	●
61											●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●