

PRIDE
MOBILITY®**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 40,6cm - 55,8cm
- Garde au sol sous les moteurs: 12,5cm
- Roues pneumatiques 15" Knobby
- Rayon de braquage : 125cm
- Suspensions SRS
- Batteries 95Ah, Chargeur 8 amp.
- Electronique QLogic lite avec bluetooth
- Kit éclairage sur base roulante
- Profondeur d'assise : 40,6cm - 55,8cm
- Longueur hors-tout (sans RJ) : 106,7cm
- Largeur hors-tout : 73,15cm
- Autonomie* : jusqu'à 35km
- Vitesse max* : 9,66 km/h
- Poids max utilisateur : 136 kg



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

FREP-C, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe C

Code 9588839 - VPH, Achat neuf, FREP-C, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe C. Plv 14 638,75€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base OUTBACK Assise TB3	Q OUTBACK	13 875,59 €	14 638,75 €
Base assise fixe TRU BALANCE OUTBACK			
Combiné d'assise électrique TB3			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 25cm PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ☐ CADET | DGN2301319-TGY3-PCL2 | ☐ DESERT CAMOUFLAGE | DGN2301319-WCM11-PCL2 |
| ☐ TAN | DGN2301319-TTN1-PCL2 | | |
| ☐ BLACK CAMOUFLAGE | DGN2301319-WCM9-PCL2 | | |
| ☐ WHITE CAMOUFLAGE | DGN2301319-WCM10-PCL2 | | |

EQUIPEMENT ROUTE

- ✓ Kit éclairage sur base roulante

ROUES

- ☒ Roues motrices pneumatiques 15" Knobby

PROGRAMME MOTORISATION

- ☒ Moteurs à vitesse standard de 9,7 km/h MOT2300107
☐ Moteurs à couple élevé de 8 km/h MOT2205971

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ☒ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ QLOGIC 3 lite
☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671
ELE2103635

- ☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214

- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)


- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ☒ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess
☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



Directions Ready

- ☐ Micro lite
☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Mini cup
☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ EGG
☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Montage à la main ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
- ☐ Multi switch
☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)
- ☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)
☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Montage positionnement libre
- ☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)
☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE**REGLAGES DE L'ASSISE**

Profondeur	Pouces		Largeur Module A					Largeur module B		
			16	17	18	19	20	20	21	22
		Cm	41	43	46	48	51	51	53	56
16	41		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	43		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	46		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	56		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sélection Obligatoire

Hauteur d'assise sans lift:

☐ 48,2 Cm ☐ 50,8 Cm ☐ 53,3 Cm

Hauteur d'assise avec lift:


☐ 49,5 Cm ☐ 52,0 Cm ☐ 54,6CM

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD☒ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC_____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




COOLCORE

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin, nous préciser: ____* (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC_____



COOLCORE

☐ Ceinture 2 points à enrouleur. Verrouillage type boucle automobile

IFRB5350

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL**Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?** Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**


Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____* (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC_____



COOLCORE

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____* (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC_____



COOLCORE

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____* (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC_____



COOLCORE

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____* (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC_____



COOLCORE

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**


Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____* (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC_____



COOLCORE

Accessoires coussin d'assise PAP☒ **Housse cool core**☐ **Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable****110 €**

Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **AirMesh, Antiglisement****110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY)****110 €**

ETAPE 1

CORRECTION DE BASSIN

- ☐ Biseau pointe Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC **30 €**
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC **60 €**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



- ☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC **45 €**
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS**

- ☐ Ceinture de maintien 2 points **99 €** ☐ Ceinture de maintien 4 points **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
 Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
 Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q



- ☐ Ceinture de maintien de jambe **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC
 Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC
 Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC

**ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)**

- ☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) **240 €**
☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12) **240 €**
☐ Cale genou droit ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
(uniquement repose jambe central)
☐ Cale genou gauche ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
(uniquement repose jambe central)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED


- ☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes **600 €**
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC
☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC



ENSEMBLE DOSSIER


REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)

- ☐ Dossier TruBalance 3-4
 1- Choix taille de coque:
☒ Poignées de poussée (ACC1902104)



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)


- ☐ 4
☐ 3
☒ 2
☐ 1



		Largeur							
Hauteur	Pouces		16	17	18	19	20	21	22
	Cm		41	43	46	48	51	53	56
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐		
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




- ☐ Support latéral additionnel
☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125, UIPFSI100, ULS2510F-R
 (droit), ULS2510F-L (gauche),
 INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)



APPUI TETE

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)



APPUI TETE DE POSITIONNEMENT

160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES


☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)


Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

600 €

☐ I2IUtilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique

600 €



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)

295 €

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

295 €

295 €

345 €

58 €

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus

165 €

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

295 €

295 €

345 €

58 €

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)

310 €

365 €

Swing away

☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

295 €

295 €

345 €

58 €

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

160 €

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

295 €

295 €

345 €

58 €

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)**600 €**

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper**139 €**☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Ceinture d'épaule Y Straps**126 €**☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)☐ Harnais d'épaule Backpack**126 €**☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Harnais d'épaule Style "H"**126 €**☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)☐ Ceinture thoracique Clips**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)☐ Ceinture thoracique Velcros**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit

MEC133331

☐ gauche

MEC133331

☐ Protège vêtement Protège vêtements (la paire)

ACC125007



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTE LATERALE DE COUDE**1**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €****BUTE POSTERIEURE DE COUDE****2**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)**260 €**☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)**190 €**☐ gauche (UETB4021SL-Q)**190 €**☐ Coussin demi-lune☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)**80 €**☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €**☐ Maintien de coude☐ droit (POS124067)**80 €**☐ gauche (POS124067)**80 €**☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)**255 €****255 €****RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878**Appui-Mollet (Cmx Cm)****| Préciser UL =****cm**☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (Cmx Cm)****Potences 13"-19" (Cmx Cm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1☒ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:


☐ 5"x8" (13x20) MEC190968☐ 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200


☒ Palettes réglables en angles☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMASMB7878**Tubes**☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)☒ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (Cmx Cm)☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (Cmx Cm)****Potences 13"-19" (Cmx Cm)**

Palettes réglables en angles:


☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1☒ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968☐ 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMASMB7878**Tubes**☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)☒ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX


✓ Palettes réglables en largeur de série

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX (suite)**☐ Rebords latéraux externes (la paire)☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922

**ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PROTECTIONS DE PALETTES☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)☐ 6"x6"

RIG133717

☐ 8"x8"

RIG133719



165 € TTC

165 € TTC

☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)☐ 5"x8"

FPG5008T-Q

☐ 6,5"x8"

FPG6508T-Q

☐ 5"x11"

FPG5011T-Q

☐ 7"x11"

FPG7011T-Q



290 € TTC

ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert

SWTMCRO1081 SWTMCRO1077

SWTMCRO1079 SWTMCRO1078



110 € TTC

Quantité :

☐ Microlite

SWTMCRO1044



190 € TTC

☐ Mini Cup 24

SWTMCRO1064



190 € TTC

CONTACTEURS (suite)☐ Contacteur twister câble long 1,5m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q



170 € TTC

☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

P005-44 - P005-40 - P005-41



170 € TTC

☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

P005-64 - P005-60 - P005-61



170 € TTC

☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m

Force de poussée requise : 30g

☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge

P005-54 - P005-50 - P005-51



170 € TTC

☐ Extension de câble pour contacteur

ELE155901

20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES☒ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)

1500 € TTC

☐ Commande occipitale Stealth

4390 € TTC

☐ Ultra pro

ST-IDHBT300-U-Q

☐ Curved Head Array

ST-IDHBT400-U-Q

☐ Curved Head Array pédiatrique

ST-IDHBT450-U-Q






Support escamotable:

☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)

360 € TTC

Bon de commande FREP-C OUTBACK 2026

☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)		ST-IDPMP-9-Q		2390 € TTC
☐ Embout TIP		ST-IDPMP-9-Q		
☐ Embout CONE		ST-IDPMP-9-CO-OC		
☐ Embout CASTEL		ST-IDPMP-9-CA-OC		
☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)		MJM260Q		2190 € TTC
☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)		ACCASMB2380		1890 € TTC
☐ All round joystick (force de poussée requise : 250g)		ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐ All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)		MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐ All round joystick ball		MO-P002-76-OC		50 € TTC
☐ Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)		STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐ Multi joystick (force de poussée requise : 50g)		STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐ All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)		MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐ Commande au pied Mo-vis		MO-P021-51-OC		2590 € TTC
Montage possible uniquement sur palette en metal				
SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES				
☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN »		600 €	☐ Bras swing away commande menton	260 € TTC
☐ Montage menton			Pour joystick:	
☐ sur tube rond (FRMASMB8304)			☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q)	
☐ sur rail (GAT406T-OC)			☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q)	
☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q)			☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q)	
☐ Droite			☐ All round joystick standard et lite (SM660m)	
☐ Gauche			Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth	
☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M		1 090 €	☐ Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
MO-P0031-21-OC			☐ Pédia	ST-IDCH-P-Q
☐ Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M		1 990 €	☐ Petit	ST-IDCH-S-Q
MO-P031-62-OC			☐ Moyen	ST-IDCH-M-Q
			☐ Large	ST-IDCH-L-Q
			☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
			☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	

☐	Support swing away sous accoudoir			
☐	micro joystick	ST-ARMS260-MICRO-OC		285 € TTC
☐	multi joystick	ST-ARMS260-OC + SM600-661M		422 € TTC
☐	mini joystick proportionnel Stealth	ST-ARMS260-PMPJ-OC		285 € TTC
☐	all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-AR-Q		285 € TTC
SUPPORT GATLIN				
☐	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q		125 € TTC
☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q		125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q		125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q		175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q		125 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC		195 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC		170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN				
☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC		240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC		140 € TTC
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815		70 € TTC
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q		260 € TTC
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC		125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC		340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC		260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC		260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES				
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC		80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC		55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC		45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC		65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC		90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC		150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC		170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC		50 € TTC

☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES (suite)

☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES




☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC	 580 € TTC
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC	 260 € TTC

GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3

☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	 1590 € TTC
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	 650 € TTC
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	 200 € TTC
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098 	☐ Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098 
☐ Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098 	


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€


☐ Tablette escamotable 56cm

SSLXM0100011
+
SSLXHD1000060
+
ARM240-T

☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930




275 € TTC

☐ Caméra de recul avec écran LCD☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123



MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCRO1081 |

590 € TTC



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Esence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●