

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 4 roues
- ① Accoudoirs amovibles et réglages en hauteur
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 22 à 36 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 84kg
- ① Profondeur d'assise: 28 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 30 à 46 cm
- ① Hauteur sol/plaque : de 34 à 51 cm
- ① Longueur de jambes: de 19 à 43 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 45°
- ① Angle de dossier: 90° à 130°

① Accroche Taxi**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait

**Code VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position**

- 1 Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position. Plv 2753,00€
- 2 Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€
- 3 Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€
- 4 Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

DESIGNATION**REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**☐ Base ENZO EPIC

LEG-ENZO

Code LPPR n° 1, 2, 3 & 4

4 113,00 €

(3101-0001)

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

Freins dans le moyeu
Hub LockFreins à pousser
Push to lock

Taille de roues		Hauteur sol / plaque	
AR	AV	17"	18"
		43,2 cm	45,7 cm
Roues à bâtons compatible Freins HUB LOCK (HL)			
☐	16"	6"	☐
Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé frein à poussée			
☐	24"	6"	☐

CHASSIS FIXE

- ✓ Système de fixation RESNA WC-19 (visuel ci-contre) Sélectionner ceinture ci-dessous
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 12" à 14"
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 15" à 18"



ENSEMBLE ASSISE


ASSISE

☐	Basculé d'assise 45° Chassis Fixe (<i>Non réglable en largeur</i>)	☐	15" (38,1cm)	3101-0015	3101-EFSP1216
	☐ 12" (30,48cm) 3101-0012 3101-EFSP1214	☐	16" (40,6cm)	3101-0016	3101-EFSP1616
	☐ 13" (33cm) 3101-0013 3101-EFSP1214	☐	17" (43,2cm)	3101-0017	3101-EFSP1718
	☐ 14" (35,56cm) 3101-0014 3101-EFSP1216	☐	18" (45,7cm)	3101-0018	3101-EFSP1818
☐	Basculé d'assise 45° Chassis Pliant (<i>INCOMPATIBLE EPIC</i>)				
	☐ 12"-14" (30,48cm => 35,56cm) 3101-0214				
	Réglage : ☐ 12 in / 30.5 cm ☐ 13 in / 33.0 cm ☐ 14 in / 35.6 cm				
	☐ 14"-16" (35,6 cm => 40,6cm) 3101-0216				
	Réglage : ☐ 14 in / 35.6 cm ☐ 15 in / 38.1 cm ☐ 16 in / 40.6 cm				
	☐ 16"-18" (40,6 cm => 45,7cm) 3101-0218				
	Réglage : ☐ 16 in / 40.6 cm ☐ 17 in / 43.2 cm ☐ 18 in / 45.7 cm				

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP

Épaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____ * ____ (voir tableau de Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.


TRU CONFORT² Coolcore ENZO

☒	- Disponible stock France 2 semaines						
☐	- Disponible, fabrication + 4 semaine						
	Largeur						
	Pouces	14	15	16	17	18	
	Cm	36	38	41	43	46	
Profondeur	14	36	☐		☐		
	15	38	☒		☐	☐	
	16	41	☐	☒	☒	☒	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☒	☒	☒
	19	48		☐	☐	☐	☐
	20	51		☐		☒	☒

TC2-VPC____

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____ * ____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPECTRUM GEL Coolcore ENZO

☒	- Disponible stock France 2 semaines						
☐	- Disponible, fabrication + 4 semaine						
Profondeur	Largeur						
	Pouces	14	15	16	17	18	
	Cm	36	38	41	43	46	
	14	36					
	15	38			☐		
	16	41			☒	☐	☐
	17	43			☐	☒	☐
	18	46	☐		☒	☒	☒
	19	48			☐	☐	☐
	20	51			☐	☒	☐

SPCG-FUC____

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____ * ____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPECTRUM FOAM Coolcore ENZO

☒	- Disponible stock France 2 semaines						
☐	- Disponible, fabrication + 4 semaine						
Profondeur	Largeur						
	Pouces	14	15	16	17	18	
	Cm	36	38	41	43	46	
	14	36					
	15	38			☐		
	16	41			☒	☐	☐
	17	43			☐	☒	☐
	18	46	☐		☒	☒	☒
	19	48			☐	☐	☐
	20	51				☒	

SPCF-FUC____

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



SOLUTION SPP Coolcore ENZO									
☒ - Disponible stock France 2 semaines									
☐ - Disponible, fabrication + 4 semaine									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	
10	25	☒	☐						
12	30	☐	☒	☒					
14	36	☐	☐	☐					
15	38				☐				
16	41			☐	☒	☒	☐	☐	
17	43				☐	☐	☒	☒	☐
18	46			☐	☐	☒	☒	☒	☒

SOL-VUC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscosc.



ESSENCE PLUS SPP Coolcore ENZO									
☒ - Disponible stock France 2 semaines									
☐ - Disponible, fabrication + 4 semaine									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	
10	25	☒	☐	☐					
12	30	☐	☒	☐					
14	36	☐	☐	☒					
15	38			☐	☐				
16	41			☐	☒	☒	☒	☐	
17	43				☐	☐	☒	☒	☐
18	46			☐	☐	☒	☒	☒	☒

ESSP-VPC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



PREMIERE P Coolcore ENZO									
☒ - Disponible stock France 2 semaines									
☐ - Disponible, fabrication + 4 semaine									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	14	15	16	17	18			
	Cm	36	38	41	43	46			
13	33	☐							
14	36	☒	☐						
15	38	☐	☒						
16	41	☐	☐	☒	☐	☐			
17	43		☐	☐	☒	☐			
18	46			☐	☒	☒			
19	48				☐	☐			
20	51				☐	☐			

PREM-VNC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



GLACIAL Coolcore ENZO									
☒ - Disponible stock France 2 semaines									
☐ - Disponible, fabrication + 4 semaine									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	12	14	15	16	17	18		
	Cm	30	36	38	41	43	46		
12	30	☒	☐						
14	36	☐	☒						
15	38			☒					
16	41		☐	☐	☒		☐		
17	43			☒		☒	☐		
18	46		☐		☒	☒	☒		
19	48					☐			
20	51				☐	☒	☒		

GLA-NUC_____

CORRECTION DE BASSIN

- | | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| ☐ Biseau pointe | Choix de la taille: | ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) | SAP4201-OC |
| | | ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) | SAP4251-OC |

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



- | | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| ☐ Butée d'abduction | Choix de la taille: | ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) | SAP4401-OC |
| | | ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) | SAP4406-OC |

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



REGLAGES DU DOSSIER

- ✓ Dossier Stealth ADI Back 2 (NC: FAW1086)

- 1- Forme ☐ Aluminium **(AL)** _____
Flat Top disponible hauteur: 16" et plus
☐ Flat top **(AFT)** _____



- 2- Largeur
3- Hauteur

Hauteur compatible
Epic (**N, L et M**)

ADI BACK ENZO EPIC												
☐ - Disponible stock France 2 semaines		☐ - Disponible, fabrication + 6 semaine										
Hauteur dossier = Hauteur dossier ADI + Espace Biomécanique		Largeur de la coque										
Po		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Cm		25	28	30	33	36	38	41	43	46		
Coque		Hors tout										
Po	Cm	Min	Max									
8	20	41	46	☐	☐	☐	☐	☐				
10	25	46	51	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒		
13	33	53	58		☒	☐	☒	☐	☒	☐		
16	41	Non compatible EPiC				☐	☒	☐	☒	☒		
18	46							☒	☐	☒		
20	51							☒	☐	☒		
Galbes disponibles :				Active (A) & Deep (D)							Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)	

- 4- Contour /
Galbe :

- ☐
- Active 2,5"
- (A)**
- ☐
- Deep
- (D)**
- ☐
- Extra Deep 6"
- (E)**

- 5- Ref: ADI2XXXXXX

- | | | | |
|--------------|--|--|--|
| 6- Fixation: | ☐ Quick Release ProMount (1-P) | ☐ 2 points pro (1-2) | ☐ 4 points pro (1-4) |
|--------------|--|--|--|

Amovible



BR1129

Fixe

Fixe



BR1103

Fixe

Fixe




Pour les dossiers
hauteur STD
et moins.

BR1114

Optionnel :	Cale tr thoraciques fixe uniquement compatible avec dossier avec un galbe active (A)
-------------	--

H. x P. (Cm)	Référence
--------------	-----------

☐	Taille S	7,5 x 7,5	LATADJSTSM	☐	Gauche	☐	Droit
☐	Taille M	7,5 x 10	LATADJSTMD	☐	Gauche	☐	Droit
☐	Taille L	11,5 x 11,5	LATADJSTLG	☐	Gauche	☐	Droit
☐	Taille XL	10 x 15	LATADJSTXLG	☐	Gauche	☐	Droit



VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE

- ✓ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (**chassis fixe conseillé**)
- ① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)
- ① Ajouter un appui tête de positionnement
- ① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW (**L**) et MEDIUM (**M**)

Largeur du fauteuil ☐ 12-16 (**04**) ☐ 16-18 (**05**)

☐ Force de verin élevé 100N (**100**)

✓ Force de verin légère 50N (**050**)

Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.

Veillez scanner le QR code:



Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (**XX**) et de la force de verin (**000**)

Référence : **ESAT0404XX000**

Pourquoi préconiser l'EPiC (bénéfices cliniques attendus) :

✓ **Stabilisation dynamique et maintien d'alignement**

- * Améliore l'alignement bassin-tronc-tête (réduction rétroversion pelvienne, cyphose d'enroulement, désaxations).
- * Permet une variation posturale au cours de la journée (fatigue / activité) avec réglages rapides.
- * Compense les limitations d'amplitudes (angle bassin-cuisse, raideurs, déformations rachidiennes).

✓ **Réduction des contraintes mécanique de contact**

- * Diminue les forces de cisaillement et les frottements aux contacts dossier/utilisateur et assise/utilisateur.
- * Réduit le glissement antérieur et la nécessité de repositionnements fréquents.
- * Contribue à la prévention des complications cutanées liées au glissement/cisaillement.

✓ **Gestion des troubles du tonus et des mouvements involontaires.**

- * Adapté aux tableaux avec spasticité, dystonie, hypertonie posturale et fluctuations : autorise des mouvements contrôlés "en réponse" aux mouvements du patient.
- * Possibilité d'ajuster la résistance des vérins selon le profil tonique et la tolérance.

✓ **Effet fonctionnel et "fonctions vitales"**

- * Facilite le contrôle céphalique et le positionnement de tête (meilleure orientation du regard, communication).
- * Optimise la mécanique respiratoire et la fonction digestive via une posture plus fonctionnelle.
- * Améliore l'utilisation fonctionnelle des membres supérieurs (atteinte, préhension, propulsion/commandes, activités).

Nos spécialistes en positionnement postural sont disponibles pour soutenir la formation, l'évaluation clinique et l'aide à la préconisation du système EPiC.

**Pour qui préconiser l'EPiC, (Indications / profils patients)**

✓ **Profils "instables en assise"**

- * Difficulté/incapacité à maintenir l'équilibre assis et à rester redressé(e) sur la durée.
- * Fatigue posturale rapide, perte progressive d'alignement au cours de la journée.

✓ **Glissement et contraintes de contact**

- * Glissement répété vers l'avant, nécessité de repositionner régulièrement.
- * Présence de cisaillement/frottements marqués au dossier/assise, risque cutané augmenté.

✓ **Troubles du tonus / mouvements involontaires**

- * Spasticité, dystonie, hypertonie posturale, mouvements spastiques, réponses réflexes.
- * Contexte de casse/dégradation du matériel liée aux contraintes mécaniques et mouvements involontaires.
- * Facteurs comportementaux/agitation motrice compromettant les solutions statiques.

✓ **Déformations et limitations musculo-squelettiques**

- * Cyphose, scoliose, bascule postérieure du bassin, asymétries fixes ou évolutives.
- * Limitations de ROM (bassin-cuisse/hanches) et raideurs impactant la posture.

✓ **Pathologies neurologiques évolutives**

- * Besoins d'assise qui évoluent rapidement.
- * Nécessité d'une assise adaptable aux fluctuations de tonus, à la fatigabilité et à la progression.

✓ **Retentissement sur les fonctions et la participation**

- * Difficultés de contrôle céphalique, de respiration/digestion liées à la posture.
- * Impact sur la participation (communication, interaction sociale) et sur l'efficacité des membres supérieurs.

MOINS-VALUE

☐ Sans Système d'inclinaison mécanique dynamique EPIC SEATING

Prescrire uniquement le code n°1 : - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€



-

1 360 €

APPUI TETE DE POSITIONNEMENT

- ✓ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)



- ☐ Appui tête enveloppant et pivotant



- ☐ Taille M (CP08CCFPM)
☐ Taille L (CP10CCFPM)



ENSEMBLE ACCOUDOIRS


ACCOUDOIRS :

- ✓ Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 8.5-10.5"/22-27 cm)
Manchette longueur 25cm



RELEVES-JAMBES

- ✓ Relève-jambes manuel séparé (3101-5005)
Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable
Distance palette plaque d'assise sans coussin :
- ☐ Court 19-34cm (std assise 12-14)
 - ☐ Medium 23-38cm (std assise 14-16)
 - ☐ Long 28-43cm (std assise 14-16)
- ☐ Appui mollet 3101-7016 3101-7017
(Non compatible "court" 3101-6006)



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette amovible (support 3101-6009)

- ☐ Enzo 13-14 3101-6006
- ☐ Enzo 14-16 3101-6007
- ☐ Enzo 16-18 3101-6008



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalis�
Profondeur												
30	•	•										•
35	•	•										•
38			•									•
41		•	•	•		•		•		•		•
43			•		•	•	•					•
46		•		•	•	•	•	•		•	•	•
48					•		•		•			•
51				•	•	•	•	•	•	•	•	•
53									•		•	•
56						•		•		•	•	•
58											•	•
61										•	•	•
Personnalis�	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•