

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 6 roues
- ① Système de franchissement
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 140kg
- ① Profondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ① Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ① Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 25° / 13° bascule de chassis
- ① Angle de dossier: 85° à 120°
- ① Accroche Taxi

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

DESIGNATION	REFERENCE		PRIX PUBLIC TTC
☐ Base WEELY configurable	WEELY	2 609,48 €	2 753,00 €

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

- ✓ Roues rayonnées 22" (FAW1035)
- ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
- ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
- Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)

Hauteur d'assise sol / siège : ☐ 42cm ✓ 45cm ☐ 48cm

- ☐ Roues rayonnées 20" (FAW1034)
- ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
- ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
- Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 4" x 1-1/4" avec bandage (FAW5010)
 - ☐ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW5000) ① Sol/siège 46cm
- Chassis surbaissé, pour déplacement podal
 - ✓ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal

Hauteur d'assise sol / siège : ✓ 37cm ☐ 40cm ☐ 43cm**ADJONCTIONS SPECIFIQUES :**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

ROUES ET FREINS TAMBOUR

Sélectionner un système

- ☐ Roues rayonnées 22" (FAW5075) 550 €
- ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
- ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
- Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)
- Frein accompagnateur
 - ✓ Paire de freins tambour

① Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

- ☐ Roues composite 12" (FAW1038) 650 € TTC
- Frein accompagnateur
 - ✓ Paire de freins tambour
- Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)

① Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

ENSEMBLE ASSISE**ASSISE**

- ☐ Bascule d'assise 25° par verin pneumatique (FMW6016)

Largeur d'assise: ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FMW6039)☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FMW6044)☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FMW6049)

Profondeur d'assise :

☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51

Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire

Couleur de chassis: ✓ Noir et rouge

ACCESSOIRE COUSSIN D'ASSISE			
Etape 2	☐ Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable	110 €	
	Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL		
	☐ Housse AirMesh, Antiglisement	110 €	
		Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL	
	☐ Housse incontinence polyurethane	110 €	

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1) (suite)					
Etape 3 Choix d'une ceinture	STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS				
	☐ Ceinture de maintien 2 points	99 €	☐ Ceinture de maintien 4 points	120 €	
	Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC		Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC		
	Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q		Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q		
	Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q		Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q		
	☐ Ceinture de maintien de jambe			120 €	
	Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC				
	Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC				
	Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC				
	Etape 4 Choix d'un support	ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)			
☐ Cale genou droit (KN1ADDFD085__04R)		330 €	☐ Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800)	515 €	
☐ Cale genou gauche (KN1ADDFD085__04L)		330 €			
			☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M)		
					☐ Coussin d'abduction Moyen (MTMD-33M)
					☐ Coussin d'abduction Grand (MTMD-34M)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		
Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		
Choix uniquement de la protection ou du maintien		
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes		600 €
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC		

ENSEMBLE DOSSIER		
REGLAGES DU DOSSIER		
☐ Dossier rigide ajustable en hauteur et rabattable sur l'assise. Revêtement: ☐ Mesh (FAW6056) ☐ Dartex (FAW6055)		
☒ Inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120		
☐ Inclinaison de dossier dynamique (FAW1086) (<i>Non compatible de dossier ADI</i>) Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz Résistance : ☐ Souple ☐ Médium ☐ Dur		
☒ Dossier Stealth ADI Back 2 (NC: FAW1086)		
1- Forme	☐ Aluminium (AL) ☐ Aluminium Flat Top (AFT) Flat Top disponible hauteur: 16" et plus	
2- Largeur :	☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) 14" et 15" hauteur maximale: Standard 16" 14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep	
3- Hauteur :	☐ Low 10" (L) ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X)	
4- Contour :	☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)	

5- Fixation:	Quick Release Pro Mount (1-P)
6- Ref:	ADI2XXXXXX1-P
Optionnel :	Uniquement dossier ADI active : Paire de cale tronc fixe ☐ Taille L 11,5 cm x 11,5 cm (LATADJSTLG (x2)) ☐ Taille XL 10 cm x 11,5 cm (LATADJSTXLG (x2))

- ☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche (FAW6050)
Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)

☐ fixation rigide (SAP3601)

☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3602, réglables 60mm



SOUTIEN LOMBAIRE

- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



CEINTURE DE MAINTIEN DE POSITIONNEMENT

- ☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)

☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)




- ☐ Ceinture d'épaule Y Straps

☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)

☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)

☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)



- ☐ Harnais d'épaule Backpack

☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)

☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)

☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)



- ☐ Harnais d'épaule Style "H"

☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)

☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)

☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)



ADJONCTIONS SPECIFIQUES :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

VERIN D'INCLINAISON

- ☐ Inclinaison de dossier électrique (**Délai nous consulter**) FAW1160 872 € 920 € TTC

VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE

- ☐ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (NC: Dossier électrique) 1 891 € 1995 € TTC

① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)

① Ajouter un appui tête de positionnement

① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW et MEDIUM

Largeur du fauteuil ☐ 39 **(01)** ☐ 44 ou 49 **(02)**

☐ Force de verin élevé 100N **(100)**

☐ Force de verin légère 50N **(050)**

Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.



Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil **(XX)** et de la force de verin **(000)**

Référence : **ESAT1222XX000**

APPUI TETE

- ☐ Appui-tête orientable multi-positions. (FAW4011)



APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT**160 € TTC**

Code 4510001 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

✓ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)




- ☐ All Positionning
- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

**APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT (suite)**

☐ Appui tête enveloppant et pivotant

- ☐ Taille M (CP08CCFPM)
- ☐ Taille L (CP10CCFPM)
- ☐ Taille XL (CP14CCFPM)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP A 2, 3 & 4***DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)


Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
- ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
- ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
- ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
- ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
- ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

**600 €****Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP A1, 3 & 4***DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

☐ Combo

Sélectionner la taille

- ☐ Taille S (CB315M)
- ☐ Taille L (CB305M)

**Swing away**

- ☐ Droit (SAR2B-R)
- ☐ Gauche (SAR2B-L)
- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

**Pad: Unitaire**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Confort Plus*Sélectionner la taille*

- ☐ Taille XS (CP06CCFPM)
- ☐ Taille S (CP08CCFPM)
- ☐ Taille M (CP10CCFPM)

**Swing away**

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- ☐ Taille L (ACP150M)
- ☐ Taille XL (ACP550M)

**Swing away**

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

**Pad: Unitaire**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

All Positionning*Sélectionner la taille*

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

**Swing away**

- ☐ Droit (SAR2B-R)
- ☐ Gauche (SAR2B-L)
- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :**

- ✓ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements

☐ Droit (FAW2020)

☐ Gauche (FAW2020)



- ☐ Gouttière réglable en rotation, hauteur et profondeur

Incompatible tablette

☐ Droit (FAW2051)

☐ Gauche (FAW2052)



- ☐ Accoudoir amovible référence FAW2080 (Non cumulable avec manchette d'accoudoir gouttière)

- ☐ Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté gauche (FAW 2030)

- ☐ Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté droit (FAW 2031)

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 1, 2 & 3***BUTÉE POSTERIEURE DE COUDE**

- ☐ Support de coussin escamotable

1 ☐ droit (ARMS-ES-L)

☐ gauche (ARMS-ES-R)

**260 €****260 €**

- 2 ☐ Coussin demi-lune

☐ droit (ARMSES-3X10-R)

☐ gauche (ARMSES-3X10-L)

**80 €****80 €**

- ☐ Coussin maintien de coude

☐ droit (ARMSES-4X4)

☐ gauche (ARMSES-4X4)

**80 €****80 €****RELEVES-JAMBES**

- ☐ Relève-jambes manuel séparé

Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable

☐ Gauche (FAW3014)

☐ Droit (FAW3015)

- ☐ Surpalette centrale (FAW3085)



χ Ρελ\σε-φαιμβεσ μαννελ σ\παρ\

Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable

☐ Gauche (FAW1021)

☐ Droit (FAW1020)

- ☐ Palette monobloc (FAW1024)

**LEVIER BASCULEUR**

- ✓ Activation à la main

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable (FAW7010)

Non compatible accoudoir gouttière



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●				●
56				●		●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●		●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								●
30	●	●	●								●
35	●	●	●								●
38			●	●							●
41			●	●	●	●	●		●		●
43			●	●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●	●	●
48					●	●	●	●	●		●
51					●	●	●	●	●	●	●
53									●	●	●
56									●	●	●
61										●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53								●	●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●