

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____


Date de commande : _____

Produits d'assistance à la posture du dossier**Dans la limite de 600€**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

COUSSIN D'APPUI TÊTE COMBO*Il permet de contrôler des déviations en rotation dans le plan transversal. Il apporte à la fois un appui occipital et un maintien temporal.**Il peut être associé avec l'Ultra pour contrôler des troubles posturaux plus complexes. Les + :*

- Retours latéraux réglables en angle
- Réel outil de positionnement = maintien et stabilité
- Soulage les appuis au niveau des oreilles
- Evolutivité
- Compatibilité de Swing Away pour d'avantage de maintien ou pour ajuster un contacteur ou autres outils Référence SAR2B

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

	Combo (cm)				Standard			
	A	B	C	D	Ref.	PP HT	PP TTC	
S	8	13	8	8	<input type="checkbox"/>	CB315M	280 €	295 €
L	10	15	12	10	<input type="checkbox"/>	CB305M	280 €	295 €
XL	16	15	18	16	<input type="checkbox"/>	CB325M	280 €	295 €





SWING AWAY - APPUI TEMPORAL

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs.

Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

	Récepteur Swing Away standard à profil bas		
	Droit	Gauche	D et G simple
Réf	<input type="checkbox"/> SAR2B-R	<input type="checkbox"/> SAR2B-L	<input type="checkbox"/> SAR2B-B
PP HT	280 €	280 €	327 €
PP TTC	295 €	295 €	345 €

COUSSIN SWING-AWAY

Coussin Standard (dimension en cm: profondeur x hauteur)				Prix Public		
Coussin	Dimension	Quantité	Réf.	PP HT	PP TTC	
	7x5	<input type="checkbox"/> 910M	55 €	58 €	
	11x5	<input type="checkbox"/> 900M	55 €	58 €	
	16x6	<input type="checkbox"/> 920M	55 €	58 €	
	16x4	<input type="checkbox"/> 930M	55 €	58 €	

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



Descriptif	Référence	PP HT	PP TTC
Fixe court 18 cm (1)	<input type="checkbox"/> UHB2D33200	261 €	275 €
Fixe long 30 cm (2)	<input type="checkbox"/> UHB4D33200	261 €	275 €
Escamotable 19 cm (3)	<input type="checkbox"/> UHB2D232FD	341 €	360 €

ACCESSOIRES

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



Descriptif	Référence	PP HT	PP TTC
1,5"	<input type="checkbox"/> UILNK150	58,20 €	61,40 €
2"	<input type="checkbox"/> UILNK200	58,20 €	61,40 €
3"	<input type="checkbox"/> UILNK300	58,20 €	61,40 €

Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.



TD100M 184,83 € **195 €**

Support de montage contacteur eggs sur bras swing away
Quantité :



INDPART2815 66,35 € **70 €**

Support swing away additionnel avec support contacteur eggs
Quantité : ...



ST-F8675-13-Q 236,97 € **250 €**

Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)



ST-CN600 322,27 € **340 €**

Contacteur eggs
 Noir Rouge
 Bleu Vert
Quantité :



SWTMCRO1081 93,84 € **99 €**
SWTMCRO1077
SWTMCRO1079
SWTMCRO1078

Contacteur microlite



SWTMCRO1044 161,14 € **170 €**

Adaptation pour fixation sur tube rond 1"



SMB351 54,98 € **58 €**

Adaptation pour fixation entre canne de :

38 - 42 cm

40 - 54 cm



OBCASMS 208,53 € **220 €**

OBCASMM

UniLink support frontal escamotable 15x4 cm



UHP8D44703 568,72 € **600 €**