

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€


Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

COUSSIN D'APPUI TÊTE CONFORT PLUS / Standard ou Gel


Pour des utilisateurs ayant besoin d'un repose tête qui apportera du maintien lors de la bascule du fauteuil et offrira un soutien des muscles cervicaux tout au long de la journée.

Peut répondre à des besoins plus spécifiques avec les adjonctions et ainsi offrir des possibilités de contrôle du positionnement. La structure en mousse du coussin est composée d'une couche standard et d'une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes haute résilience pour le confort.

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage
 Taille L et XL : non compatible avec Swing-away




	Confort Plus (cm)		Standard			Gel				
	A	B	Ref.	PP HT	PP TTC	Ref.	PP HT	PP TTC		
XS	10,70	16,00	<input type="checkbox"/>	CP06CCFPM	156 €	165 €	<input type="checkbox"/>	CP06CCFPM/350G	261 €	275 €
S	14,50	24,00	<input type="checkbox"/>	CP08CCFPM	156 €	165 €	<input type="checkbox"/>	CP08CCFPM/450G	261 €	275 €
M	14,50	28,50	<input type="checkbox"/>	CP10CCFPM	156 €	165 €	<input type="checkbox"/>	CP10CCFPM/250G	261 €	275 €
L	14,50	36,00	<input type="checkbox"/>	CP14CCFPM	156 €	165 €	<input type="checkbox"/>	CP14CCFPM/150G	261 €	275 €
XL	14,50	49,50	<input type="checkbox"/>	CP19CCFPM	213 €	225 €	<input type="checkbox"/>	CP19CCFPM/550G	355 €	375 €



COUSSIN D'APPUI TÊTE TRI-COMFORT PLUS - RETOURS LATÉRAUX 45° FIXES

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin.

Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaires référence SAR2A.




	TRI - Confort Plus (cm)					Standard			
	A	B	C	D	E	Ref.	PP HT	PP TTC	
XS	10	8	5	12	20	<input type="checkbox"/>	TCP505M	156 €	165 €
S	12	9	6	17	22	<input type="checkbox"/>	TCP405M	156 €	165 €
M	16	10	7	22	29	<input type="checkbox"/>	TCP305M	156 €	165 €
L	17	13	10	28	36	<input type="checkbox"/>	TCP205M	156 €	165 €
XL	20	18	13	39	47	<input type="checkbox"/>	TCP105M	156 €	165 €



COUSSIN D'APPUI TÊTE AJUSTABLE CONFORT PLUS - RETOURS LATÉRAUX REGLABLES

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin. Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaux. référence SAR2A



	Ajustable - Confort Plus (cm)				Standard			
	A	B	C	D	Ref.	PP HT	PP TTC	
L	13	13	13	6	<input type="checkbox"/>	ACP150M	294 €	310 €
XL	18	17	13	6	<input type="checkbox"/>	ACP550M	346 €	365 €



SWING AWAY - APPUI TEMPORAL

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

	Récepteur Swing Away standard à profil haut			
	Droit	Gauche	D et G simple	D et G double
Réf	<input type="checkbox"/> SAR2A-R	<input type="checkbox"/> SAR2A-L	<input type="checkbox"/> SAR2A-B	<input type="checkbox"/> SAR4A-DB
PP HT	280 €	280 €	327 €	436 €
PP TTC	295 €	295 €	345 €	460 €

* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

COUSSIN SWING-AWAY

Coussin	Coussin Standard (dimension en cm: profondeur x hauteur)			Prix Public		
	Dimension	Quantité	Réf.	PP HT	PP TTC	
	7x5	<input type="checkbox"/> 910M	55 €	58 €	
	11x5	<input type="checkbox"/> 900M	55 €	58 €	
	16x6	<input type="checkbox"/> 920M	55 €	58 €	
	16x4	<input type="checkbox"/> 930M	55 €	58 €	

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



Descriptif	Référence	PP HT	PP TTC
Fixe court 18 cm (1)	<input type="checkbox"/> UHB2D33200	261 €	275 €
Fixe long 30 cm (2)	<input type="checkbox"/> UHB4D33200	261 €	275 €
Escamotable 19 cm (3)	<input type="checkbox"/> UHB2D232FD	341 €	360 €

