

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

## Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€



## COUSSIN D'APPUI TÊTE ULTRA

Solution modulaire pour situations posturales complexes

Le système ULTRA offre une adaptabilité maximale grâce à un positionnement précis dans les trois plans de l'espace et une approche indépendante occipitale et sous-occipitale. Il assure un contrôle optimal de la tête, limite l'hyperextension cervicale et améliore la stabilité grâce à un appui enveloppant et un soutien latéral renforcé. Ses nombreuses configurations permettent un ajustement personnalisé, y compris asymétrique, avec gestion efficace des rotations. Compatible swing away SAR2B et évolutif avec accessoires fonctionnels.


Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage



Double support d'appui Tête ULTRA	Réf	PP HT	PP TTC		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>UHBSU23200</b>	265 €	<b>280 €</b>

## COUSSIN OCCIPITAL


## ULTRA STANDARD OCCIPITAL PADS



ULTRA - coussin occipital				Standard		Prix Public	
A	B	C	Profil	Réf.	PP HT	PP TTC	
10	6,3	0,6	coubé	<input type="checkbox"/> 530M	55 €	<b>58 €</b>	
10	8,9	0,6	coubé	<input type="checkbox"/> 520M	55 €	<b>58 €</b>	
12,5	5	0	plat	<input type="checkbox"/> 510M	55 €	<b>58 €</b>	
18,5	10,8	2,5	coubé	<input type="checkbox"/> 500M	55 €	<b>58 €</b>	

## COUSSIN SOUS-OCCIPITAL

## ULTRA STANDARD SUBOCCIPITAL PADS



ULTRA - coussin sous-occipital				Standard		Prix Public	
A	B	C	largeur max. du cou	Réf.	PP HT	PP TTC	
24	7	9	15	<input type="checkbox"/> 620M	62 €	<b>65 €</b>	
18	7,5	7,5	12,5	<input type="checkbox"/> 600M	62 €	<b>65 €</b>	
16	6,5	7	11,5	<input type="checkbox"/> 610M	62 €	<b>65 €</b>	

**AUTRES POSSIBILITES EN COUSSIN**

i2i profil bas, en coussin sous-occipital



Profil	Style de bras	Gel	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Bas	Standard fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i455M	<input type="checkbox"/> i2i555M	<input type="checkbox"/> i2i655M	<input type="checkbox"/> i2i755M	317,54 €	335 €
Bas	Standard fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i457M	<input type="checkbox"/> i2i557M	<input type="checkbox"/> i2i657M	<input type="checkbox"/> i2i757M	436,02 €	460 €
Bas	Court fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i456M	<input type="checkbox"/> i2i556M	<input type="checkbox"/> i2i656M	<input type="checkbox"/> i2i756M	317,54 €	335 €
Bas	Court fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i458M	<input type="checkbox"/> i2i558M	<input type="checkbox"/> i2i658M	<input type="checkbox"/> i2i758M	436,02 €	460 €

Confort plus, en coussin occipital



		Ref.	PP HT	PP TTC
<b>XS</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CP06CCFPM</b>	156 €	<b>165 €</b>

Combo, en coussin occipital






		Ref.	PP HT	PP TTC
<b>S</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CB315M</b>	280 €	<b>295 €</b>
<b>L</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CB305M</b>	280 €	<b>295 €</b>

**SWING AWAY - APPUI TEMPORAL**





Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

**SWING-AWAY SAR2B (Incompatible confort plus)**

Récepteur Swing Away standard à profil bas			
	Droit	Gauche	D et G simple
			
<b>Réf</b>	<input type="checkbox"/> <b>SAR2B-R</b>	<input type="checkbox"/> <b>SAR2B-L</b>	<input type="checkbox"/> <b>SAR2B-B</b>
<b>PP HT</b>	280 €	280 €	327 €
<b>PP TTC</b>	<b>295 €</b>	<b>295 €</b>	<b>345 €</b>

\* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

**COUSSIN SWING-AWAY**

Coussin Standard (dimension en cm: profondeur x hauteur)				Prix Public	
Coussin	Dimension	Quantité	Réf.	PP HT	PP TTC
	7x5	.....	<input type="checkbox"/> <b>910M</b>	55 €	<b>58 €</b>
	11x5	.....	<input type="checkbox"/> <b>900M</b>	55 €	<b>58 €</b>
	16x6	.....	<input type="checkbox"/> <b>920M</b>	55 €	<b>58 €</b>
	16x4	.....	<input type="checkbox"/> <b>930M</b>	55 €	<b>58 €</b>

