

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**Produits d'assistance à la posture du dossier**

**Dans la limite de 600€**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

**COUSSIN D'APPUI TÊTE i2i**


Maintien et contrôle postural optimaux.

Conçu pour des situations spécifiques, l'i2i s'adapte à de nombreux profils utilisateurs. Il favorise l'alignement de la tête, limite les troubles posturaux et améliore le contact visuel ainsi que les fonctions orales (repas, salivation). Sa forme unique assure un appui occipital ciblé tout en limitant l'hyperextension cervicale. Les bras antérieurs stabilisent la tête sans entraver la mobilité des membres supérieurs. Disponible en plusieurs tailles (y compris pédiatriques) et entièrement personnalisable. Compatible avec support de menton pour une aide fonctionnelle renforcée.



Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

Taille	(L.C) Largeur Max. du cou	(C.C) Circonférence max. du cou	(H.SN) Hauteur support de la nuque		(H.B) Hauteur totale des bras		(L.B) Longueur totale des bras	
			Profil Bas	Profil Standard	Court	Standard	Court	Standard
<b>Xs Niño</b>	8cm	24cm	5.5cm	N/A	5cm	N/A	11cm	N/A
<b>Niño</b>	9cm	28cm	5.5cm	N/A	5cm	N/A	11cm	N/A
<b>Small</b>	10cm	32cm	5.5cm	10cm	5cm	13cm	11cm	17cm
<b>Medium</b>	11.5cm	36cm	5.5cm	12cm	10cm	15cm	14cm	19cm
<b>Large</b>	13cm	40cm	5.5cm	13cm	11cm	17cm	15cm	20cm
<b>Extra Large</b>	15cm	45.5cm	5.5cm	15cm	12cm	18cm	16cm	23cm



i2i Configuration			i2i Taille						Prix Public	
Profil H.SN	Longueur de bras L.B (Fixe)	Gel	XS Nino	Nino	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Standard	Standard	Non			<input type="checkbox"/> i2i450M	<input type="checkbox"/> i2i550M	<input type="checkbox"/> i2i650M	<input type="checkbox"/> i2i750M	318 €	<b>335 €</b>
Standard	Standard	Oui			<input type="checkbox"/> i2i452M	<input type="checkbox"/> i2i552M	<input type="checkbox"/> i2i652M	<input type="checkbox"/> i2i752M	436 €	<b>460 €</b>
Bas	Standard	Non			<input type="checkbox"/> i2i455M	<input type="checkbox"/> i2i555M	<input type="checkbox"/> i2i655M	<input type="checkbox"/> i2i755M	318 €	<b>335 €</b>
Bas	Standard	Oui			<input type="checkbox"/> i2i457M	<input type="checkbox"/> i2i557M	<input type="checkbox"/> i2i657M	<input type="checkbox"/> i2i757M	436 €	<b>460 €</b>
Standard	Court	Non			<input type="checkbox"/> i2i451M	<input type="checkbox"/> i2i551M	<input type="checkbox"/> i2i651M	<input type="checkbox"/> i2i751M	318 €	<b>335 €</b>
Standard	Court	Oui			<input type="checkbox"/> i2i453M	<input type="checkbox"/> i2i553M	<input type="checkbox"/> i2i653M	<input type="checkbox"/> i2i753M	436 €	<b>460 €</b>
Bas	Court	Non	<input type="checkbox"/> i2i250M	<input type="checkbox"/> i2i350M	<input type="checkbox"/> i2i456M	<input type="checkbox"/> i2i556M	<input type="checkbox"/> i2i656M	<input type="checkbox"/> i2i756M	318 €	<b>335 €</b>
Bas	Court	Oui	<input type="checkbox"/> i2i252M	<input type="checkbox"/> i2i252M	<input type="checkbox"/> i2i458M	<input type="checkbox"/> i2i558M	<input type="checkbox"/> i2i658M	<input type="checkbox"/> i2i758M	436 €	<b>460 €</b>

Existe avec des bras ajustables réglables par vis contacter les spécialistes produits pour plus d'informations.

**COUSSIN SUPPORT MENTON**

Version standard



	<b>XS Niño</b>	<b>Niño</b>	<b>Small</b>	<b>Medium</b>	<b>Large</b>	<b>Extra Large</b>	<b>PP HT</b>	<b>PP TTC</b>
<b>Standard</b>	<input type="checkbox"/> i2i260	<input type="checkbox"/> i2i360	<input type="checkbox"/> i2i460	<input type="checkbox"/> i2i560	<input type="checkbox"/> i2i660	<input type="checkbox"/> i2i760	80,57 €	85 €

Version pour les personnes porteuses d'une canule de trachéotomie.



	<b>XS Niño</b>	<b>Niño</b>	<b>Small</b>	<b>Medium</b>	<b>Large</b>	<b>Extra Large</b>	<b>PP HT</b>	<b>PP TTC</b>
<b>Trachea</b>	<input type="checkbox"/> i2i261	<input type="checkbox"/> i2i361	<input type="checkbox"/> i2i461	<input type="checkbox"/> i2i561	<input type="checkbox"/> i2i661	<input type="checkbox"/> i2i761	104 €	110 €

**SWING AWAY - APPUI TEMPORAL**

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

Récepteur Swing Away standard à profil bas			
	<b>Droit</b>	<b>Gauche</b>	<b>D et G simple</b>
<b>Réf</b>	<input type="checkbox"/> <b>SAR2B-R</b>	<input type="checkbox"/> <b>SAR2B-L</b>	<input type="checkbox"/> <b>SAR2B-B</b>
<b>PP HT</b>	280 €	280 €	327 €
<b>PP TTC</b>	<b>295 €</b>	<b>295 €</b>	<b>345 €</b>

\* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

**COUSSIN SWING-AWAY**

Coussin Standard (dimension en cm: profondeur x hauteur)				Prix Public		
<b>Coussin</b>	<b>Dimension</b>	<b>Quantité</b>	<b>Réf.</b>	<b>PP HT</b>	<b>PP TTC</b>	
	7x5	.....	<input type="checkbox"/> <b>910M</b>	55 €	<b>58 €</b>	
	11x5	.....	<input type="checkbox"/> <b>900M</b>	55 €	<b>58 €</b>	
	16x6	.....	<input type="checkbox"/> <b>920M</b>	55 €	<b>58 €</b>	
	16x4	.....	<input type="checkbox"/> <b>930M</b>	55 €	<b>58 €</b>	

**TIGE D'APPUI-TÊTE**

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



<b>Descriptif</b>	<b>Référence</b>	<b>PP HT</b>	<b>PP TTC</b>
Escamotable 19 cm (3)	<input type="checkbox"/> <b>UHB2D232FD</b>	341 €	<b>360 €</b>

