

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

DOSSIER DE POSITIONNEMENT



Le Dossier rigide en aluminium ADI 2 est équipé comme tous nos dossiers d'une housse CoolCore. La coque est munie de deux lumières de réglage sur la partie latérale qui permettent un ajustement précis lors de la mise en service.

Le design du dossier ADI 2, profil "AL" peut s'avérer particulièrement avantageux pour les tâches nécessitant des mouvements de bras.

Le profil "AFT" offre une large surface de soutien pour l'ensemble du dos, y compris les omoplates. Il assure un maintien optimal même en position inclinée ou allongée.



AL



AFT

✗ Spécifications techniques dossier ADI 2

Cliquez ici >>>

DOSSIER ADI 2

Dossier Stealth ADI Back 2

HT 568,72 € TTC 600€

CHOIX TAILLE

1 Profil (XX) : ADI 2 Aluminium (AL) ADI 2 Aluminium Flat Top (AFT) Flat Top disponible hauteur: 16" et plus

ADI2XXXXXX

2 Taille L. (XX) - H. (X)

ADI2XXXXXX

		ADI 2													
		- Disponible stock France 2 semaines						- Disponible, fabrication + 6 semaines							
		Largeur de la coque													
		Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
		Cm	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61
Profil	Ref	Coque													
		Po	Cm												
AL	N	8	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	L	10	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	M	13	33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	S	16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	T	18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	X	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galbes disponibles :		Active (A) & Deep (D)						Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)							

3 Galbe (X) : Active 2,5" (A) Deep 4" (D) Extra Deep 6" (E)

ADI2XXXXXX

Information du galbe



6.35 cm

A



10.16 cm

D






15.24 cm

E

Référence avant fixation :
ADI2XXXXXX

DOSSIER ADI 2 (suite)

4 Fixation : Quick Release Pro Mount (1-P) Amovible  4 points pro (1-4) (dossier TALL et +) Fixe  2 points pro (1-2) (dossier STD et -) Fixe 



5 Référence avec fixation : **ADI2XXXXXX1-P** **ADI2XXXXXX1-4** **ADI2XXXXXX1-2**

Optionnel : **Uniquement** dossier ADI 2 avec galbe **Active** : une paire de cale tronc fixe possible Sans supplément




Taille	Hauteur x Profondeur	Référence	Coté
Taille S	7,5 cm x 7,5 cm	LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> G / <input type="checkbox"/> D
Taille M	7,5 cm x 10 cm	LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> G / <input type="checkbox"/> D
Taille L	11,5 cm x 11,5 cm	LATADJSTLG	<input type="checkbox"/> G / <input type="checkbox"/> D
Taille XL	10 cm x 15 cm	LATADJSTXLG	<input type="checkbox"/> G / <input type="checkbox"/> D

Montage sur FRE-P Quantum / Dossier Stealth ADI 2 Q-Back (sans fixation) Sans supplément
Sur commande

Référence : **QB2XXXXXX**
Choisir la configuration du dossier ADI 2, taille ci-dessus.
Dossier en aluminium conçu pour se fixer directement à la colonne vertébrale centrale du système d'assise TRU-Balance de Quantum Rehab.

OPTIONS DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

	HT	TTC
<input type="checkbox"/> Butée Sacro-lombaire anthracite La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une lordose, et favorise l'antéversion du bassin. Taille : 255 x 240 x 25 (mm)	37,91 €	40€ TTC
<input type="checkbox"/> Biseau pointe anthracite (à l'unité) Le biseau pointe peut s'installer dans le dossier sur la partie latérale pour contrôler une rotation de tronc, sur la partie haute dans le dossier ADI2 AFT pour contrôler une cyphose, en bas du dossier pour apporter du contact sur le haut du sacrum, ou repositionner la bascule du bassin. en 25 et 50mm d'épaisseur.	28,44 €	30€ TTC
<input type="checkbox"/> Cale-tronc escamotable UniLink (à l'unité)	284,36 €	300€ TTC
 <input type="checkbox"/> droit (ULS25100-R)  <input type="checkbox"/> gauche (ULS25100-L)	Coussin : <input type="checkbox"/> 4"x6" (ULP546050320) <input type="checkbox"/> 5"x7" (ULP557050320) Coussin : <input type="checkbox"/> 4"x6" (ULP546050320) <input type="checkbox"/> 5"x7" (ULP557050320)	
Autres montages :  <input type="checkbox"/> 125° TB4 (UIMBK1125) <input type="checkbox"/> 135° ADI 2 / Qback (UIMBK1135)		

COMMENTAIRES