

PRIDE  
MOBILITY®

Stealth  
Products  
Solutions For Life

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

### DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

Le Dossier Symbiose, réglable en tension, offre un grand confort de maintien et répond également aux personnes présentant des courbures dorsales prononcées.

Il est conçu avec un double jeu de 7 sangles réparties de part et d'autre de la ligne médiane. Les boucles de serrage à deux passants permettent un serrage efficace et stable.

Il est garni d'un coussin de dossier en mousse HR, housé d'un tissu nid d'abeilles respirant.

La partie inférieure du dossier est équipée d'une sangle plus large, ajustable en hauteur, favorisant le maintien de la zone sacro-lombaire nécessaire au redressement du tronc. Une poche de dossier est intégrée au rabat d'habillage arrière, maintenue par une sangle verticale.

## Symbiose



### DOSSIER SYMBIOSE

Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche. HT 398,10 € **420€ TTC**

Largeur:  36-45cm  45-50cm  50-60cm

Hauteur : Unique, réglable de 38 cm à 50 cm

Référence : RU-SAY3300 RU-SAY3400 RU-SAY3500

Inclus : Fourreaux (hauteur 37cm) et sangle lombaire (longueur max.55cm)  
 Cale-tronc réglable H20cm x P12,5cm, la paire (à choisir).

<input type="checkbox"/> fixation velcro	<input type="checkbox"/> fixation rigide
RU-SAP3603	RU-SAP3601
	<input type="checkbox"/> Diamètre tube 22mm
	<input type="checkbox"/> Diamètre tube 25mm



Montage sur FRE-P Quantum / Interface Stealth

Sur commande

Référence : **XXXXX**

configuration du dossier Symbiose, taille ci-dessus.

L'interface est conçu pour se fixer directement à la colonne vertébrale centrale du système d'assise TRU-Balance de Quantum Rehab. De chaque côté, des tubes ronds permettront d'installer le dossier souple et les cales tronc.

Choisir la

L'interface est



