

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

Produits d'assistance à la posture du siège

Dans la limite de 600€

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

COUSSIN DE POSITIONNEMENT

Coussin Stealth Glacial

HT 426,54 € **TTC 450 €**

Le coussin Glacial est un coussin avec une plaque de gel carrelé. Ce gel est frais et léger.
 Base en mousse moulée haute densité et protégée par un TPU thermoscellé, ce qui rend la base résistante aux liquides.

Le revêtement en gel de silicone offre une protection cutanée supplémentaire et réduit les forces de cisaillement en cas de pression sur la région basse du sacrum.

Une découpe postérieure soulage la région du sacrum.
 Support sous-trochantérien pour une meilleure stabilité latérale.

Housse **COOLCORE** reconnue pour ses propriétés de régulation de la température et de l'humidité.

La housse extérieure CoolCore est extensible dans les 4 directions.

Le Profil à l'avant est plat, il facilite les transferts autonomes.



Inclus :	2 x housses CoolCore
Spécifications techniques:	Epaisseur avant 6,4 cm
	Poids du coussin 1,2 à 2,3 kg
	Poids max. utilisateur 180 kg



CHOIX TAILLE

Référence	GLA-NNC XX XX	+	GLSP-NBLK XX XX
	Largeur → ↑ Profondeur		

GLACIAL Coolcore												
		- Disponible stock France 2 semaines					- Disponible, fabrication + 4 semaines					
		Largeur										
Pouces		12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Cm		30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
Profondeur	12	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	14	36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	15	38			<input checked="" type="checkbox"/>							
	16	41		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	43			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	46		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	19	48					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	20	51				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	53									<input type="checkbox"/>	
	22	56						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	23	58										<input type="checkbox"/>
	24	61										<input type="checkbox"/>

COUSSIN GLACIAL (suite)

OPTIONS COUSSIN DE POSITIONNEMENT STEALTH

HT

TTC

Biseau Anti Effet Hamac (AEH) / ACM

Il élimine l'effet « hamac » de la toile pour offrir une surface plane et stable au coussin.

80,57 €

85€ TTC

Disponible en 3 largeurs, ce produit supporte une charge maximale de 158 kg.

vous pouvez le découper pour réduire la profondeur

	Largeur		Profondeur	Référence
Taille	16 po (40,64 cm)	x	18 po (45,72 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142467
	18 po (45,72 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142466
	20 po (50,80 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142465



Housse supplémentaire

Housse extérieure, tissu AirMesh

Le tissu Air Flow Mesh, plus communément appelé Air Mesh, est doté de pores fins pour une circulation d'air optimale.



GLSP-MBLKXXXX

104,27 €

110€ TTC

Housse extérieure Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable

Stealth-Tek est un tissu enduit par coulée, composé de nylon/polyester et recouvert de polyuréthane. Ce type de tissu est imperméable, extensible. Stealth-Tek est un film PU imperméable laminé sur un jersey T 100 % polyester. Imperméable, respirant et lavable.



GLSP-TBLKXXXX

104,27 €

110€ TTC

Doublure intérieure, housse de protection incontinence, polyurethane

La doublure en polyuréthane offre une élasticité quadridirectionnelle, une barrière imperméable entre la housse de coussin et la mousse du coussin et est munie d'une fermeture éclair étanche.



PUL1709030 -XXXX

104,27 €

110€ TTC

OPTION CALE DE BASSIN

HT

TTC

Biseau pointe

28,44 €

30€ TTC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur.

Choix de la taille:

- Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)
 Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

RU-SAP4201

RU-SAP4251



Biseau fessier

56,87 €

60€ TTC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

Taille : 205 x 205 x épaisseur 25 (mm)

RU-SAP4301



Biseau anti effet hamac

28,44 €

30€ TTC

Le biseau anti effet hamac réduit l'effet hamac d'une toile d'assise. Il permet d'avoir une surface plane et ainsi une utilisation optimale du coussin d'assise

Choix de la taille:

- Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)
 Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

RU-SAP4101

RU-SAP4151



Coussin pelvien en néocor (la paire)

RU-SAP4801

75,83 €

80€ TTC

Le coussin pelvien s'installe sur une surface plane, comme le protège vêtement du fauteuil roulant, afin de réduire l'espace jusqu'au bassin. Il peut être utilisé sur le côté droit ou gauche.

taille : Profondeur 24 cm x Hauteur 10 cm x Epaisseur 4 cm



Coussin pelvien en néocor (à l'unité)

RU-SAPXXXX

37,91 €

40€ TTC