

**PRIDE
MOBILITY®**



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

Produits d'assistance à la posture du siège

Dans la limite de 600€

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

COUSSIN DE POSITIONNEMENT

Coussin Stealth Solution

HT 426,54 € **TTC 450 € TTC**

Le coussin Solution est un coussin avec un insert en gel aqueux à double cellule sous les zones osseuses à risque. Base en mousse moulée haute densité, légèrement profilée.

L'insert de gel est segmenté pour chaque ischion. Il offre une protection cutanée supplémentaire et réduit les forces de cisaillement.


La couche supérieure en mousse viscoélastique à mémoire de forme assure un confort optimal.

Support sous-trochantérien pour une meilleure stabilité latérale.

Housse reconnue pour ses propriétés de régulation de la température et de l'humidité.

La housse extérieure CoolCore est extensible dans les 4 directions.

Housse de protection intérieure en polyuréthane (en cas d'incontinence)



Inclus :	2 x housses CoolCore
	1 x housse incontinence
Spécifications techniques:	Épaisseur avant 7,6 cm
	Poids du coussin 2,45 kg
	Poids max. utilisateur 204 kg



CHOIX TAILLE

Référence **SOL-VPC XX XX** + **SOLSPP-NBLK1618**
 Largeur Profondeur

SOLUTION SPP Coolcore												
<input checked="" type="checkbox"/> - Disponible stock France 2 semaines <input type="checkbox"/> - Disponible, fabrication + 4 semaines												
Largeur												
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Cm		25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
Profondeur	10	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	12	30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	15	38				<input type="checkbox"/>						
	16	41			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	17	43				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	18	46			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	48					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20	51					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	56							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	61										<input type="checkbox"/>	

COUSSIN SOLUTION (suite)**OPTIONS COUSSIN DE POSITIONNEMENT STEALTH****HT****TTC** Biseau Anti Effet Hamac (AEH) / ACM

Il élimine l'effet « hamac » de la toile pour offrir une surface plane et stable au coussin.

80,57 €

85€ TTC

Disponible en 3 largeurs, ce produit supporte une charge maximale de 158 kg.

vous pouvez le découper pour réduire la profondeur

	Largeur		Profondeur	Référence
Taille	16 po (40,64 cm)	x	18 po (45,72 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142467
	18 po (45,72 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142466
	20 po (50,80 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142465

**ACM
RIGIDIZER**

Housse supplémentaire

 Housse extérieure, tissu AirMesh

Le tissu Air Flow Mesh, plus communément appelé Air Mesh, est doté de pores fins pour une circulation d'air optimale.



SOLSPP-MBLKXXXX

104,27 €

110€ TTC Housse extérieure Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable

Stealth-Tek est un tissu enduit par coulée, composé de nylon/polyester et recouvert de polyuréthane. Ce type de tissu est imperméable, extensible. Stealth-Tek est un film PU imperméable laminé sur un jersey T 100 % polyester. Imperméable, respirant et lavable.



SOLSPP-TBLKXXXX

104,27 €

110€ TTC Doublure intérieure, housse de protection incontinence, polyurethane

La doublure en polyuréthane offre une élasticité quadridirectionnelle, une barrière imperméable entre la housse de coussin et la mousse du coussin et est munie d'une fermeture éclair étanche.



PUL1709030 -XXXX

104,27 €

110€ TTC**OPTION CALE DE BASSIN****HT****TTC** Biseau pointe

28,44 €

30€ TTC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur.

Choix de la taille:

- Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)
- Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

RU-SAP4201

RU-SAP4251

 Biseau fessier

56,87 €

60€ TTC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

Taille : 205 x 205 x épaisseur 25 (mm)

RU-SAP4301

 Biseau anti effet hamac

28,44 €

30€ TTC

Le biseau anti effet hamac réduit l'effet hamac d'une toile d'assise. Il permet d'avoir une surface plane et ainsi une utilisation optimale du coussin d'assise

Choix de la taille:

- Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)
- Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

RU-SAP4101

RU-SAP4151

 Coussin pelvien en néocor (la paire)

RU-SAP4801

75,83 €

80€ TTC

Le coussin pelvien s'installe sur une surface plane, comme le protège vêtement du fauteuil roulant, afin de réduire l'espace jusqu'au bassin. Il peut être utilisé sur le côté droit ou gauche.

taille : Profondeur 24 cm x Hauteur 10 cm x Epaisseur 4 cm

 Coussin pelvien en néocor (à l'unité)

RU-SAP4802

37,91 €

40€ TTC