



**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**Produits d'assistance à la posture du siège**

**Dans la limite de 600€**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

**COUSSIN DE POSITIONNEMENT**

Coussin Stealth Spectrum Foam

HT 426,54 € **TTC 450 €**

Le coussin Spectrum Foam est un coussin avec un insert ischiatique composé de plusieurs couches de mousse viscoélastique.

Base en mousse moulée haute densité, légèrement profilée.

L'insert offre une triple couche de mousse viscoélastique qui favorise une meilleure pénétration des ischions dans le support et un enveloppement optimal.

La couche supérieure en mousse SunMate FRG extra soft\* offre une protection maximale.


mousse SunMate FRG est très peu thermosensible, avec une excellente capacité d'absorption d'énergie (pression).

Support sous-trochantérien pour une meilleure stabilité latérale.

Housse reconnue pour ses propriétés de régulation de la température et de l'humidité.

La housse extérieure CoolCore est extensible dans les 4 directions.

Housse de protection intérieure en polyuréthane (en cas d'incontinence)



Inclus :	2 x housses CoolCore
	1 x housse incontinence
Spécifications techniques:	Épaisseur avant 7,6 cm
	Poids du coussin 1,4 kg
	Poids max. utilisateur 272 kg

**CHOIX TAILLE**

Référence	<b>SPCF-FPC XX XX</b>	+	<b>SPCGSPP-NBLK XX XX</b>	<i>inMate FRG extra soft LA &lt; 22" (56cm)</i>
	Largeur $\uparrow$ Profondeur $\downarrow$			<i>* SunMate FRG medium soft LA <math>\geq</math> 22" (56cm)</i>

SPECTRUM FOAM Coolcore														
<input type="checkbox"/> - Disponible stock France 2 semaines														
<input type="checkbox"/> - Disponible, fabrication + 4 semaines														
		Largeur												
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Cm		36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	81
Profondeur	14													
	15			<input type="checkbox"/>										
	16			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	17			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	18	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	20			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	22					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26										<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	28												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**COUSSIN SPECTRUM FOAM (suite)****OPTIONS COUSSIN DE POSITIONNEMENT STEALTH**

HT

TTC

 Biseau Anti Effet Hamac (AEH) / ACM

Il élimine l'effet « hamac » de la toile pour offrir une surface plane et stable au coussin.

80,57 €

**85€ TTC**

Disponible en 3 largeurs, ce produit supporte une charge maximale de 158 kg.

vous pouvez le découper pour réduire la profondeur

	Largeur		Profondeur	Référence
Taille	16 po (40,64 cm)	x	18 po (45,72 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142467
	18 po (45,72 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142466
	20 po (50,80 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142465



Housse supplémentaire

 Housse extérieure, tissu AirMesh

Le tissu Air Flow Mesh, plus communément appelé Air Mesh, est doté de pores fins pour une circulation d'air optimale.



SPCFSP-MLKXXXX

104,27 €

**110€ TTC** Housse extérieure Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable

Stealth-Tek est un tissu enduit par coulée, composé de nylon/polyester et recouvert de polyuréthane. Ce type de tissu est imperméable, extensible. Stealth-Tek est un film PU imperméable laminé sur un jersey T 100 % polyester. Imperméable, respirant et lavable.



TBLKXXXX

104,27 €

**110€ TTC** Doublure intérieure, housse de protection incontinence, polyurethane

La doublure en polyuréthane offre une élasticité quadridirectionnelle, une barrière imperméable entre la housse de coussin et la mousse du coussin et est munie d'une fermeture éclair étanche.



PUL1709030 -XXXX

104,27 €

**110€ TTC****OPTION CALE DE BASSIN**

HT

TTC

 Biseau pointe

28,44 €

**30€ TTC**

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur.

Choix de la taille:

 Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

RU-SAP4201

RU-SAP4251

 Biseau fessier

56,87 €

**60€ TTC**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

Taille : 205 x 205 x épaisseur 25 (mm)

RU-SAP4301

 Biseau anti effet hamac

28,44 €

**30€ TTC**

Le biseau anti effet hamac réduit l'effet hamac d'une toile d'assise. Il permet d'avoir une surface plane et ainsi une utilisation optimale du coussin d'assise

Choix de la taille:

 Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm) Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

RU-SAP4101

RU-SAP4151

 Coussin pelvien en néocor (la paire)

RU-SAP4801

75,83 €

**80€ TTC**

Le coussin pelvien s'installe sur une surface plane, comme le protège vêtement du fauteuil roulant, afin de réduire l'espace jusqu'au bassin. Il peut être utilisé sur le côté droit ou gauche.

taille : Profondeur 24 cm x Hauteur 10 cm x Épaisseur 4 cm

 Coussin pelvien en néocor (à l'unité)

RU-SAP4802

37,91 €

**40€ TTC**