



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

Produits d'assistance à la posture du siège

Dans la limite de 600€

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

COUSSIN DE POSITIONNEMENT

HT

TTC

Coussin Stealth Spectrum Gel

426,54 €

450 € TTC

Le coussin Spectrum Gel est un coussin avec un insert fluide léger à double cellule sous les zones osseuses à risque. Base en mousse moulée haute densité, légèrement profilée.

L'insert de gel est segmenté pour chaque ischion. Il offre une protection cutanée supplémentaire et une stabilité pelvienne. Le fluide de gel favorise la pénétration des ischiens dans le coussin.

La couche supérieure en mousse SunMate FRG extra soft* offre une protection maximale.


mousse SunMate FRG est très peu thermosensible, avec une excellente capacité d'absorption d'énergie (pression).

Support sous-trochantérien pour une meilleure stabilité latérale.

Housse reconnue pour ses propriétés de régulation de la température et de l'humidité.

La housse extérieure CoolCore est extensible dans les 4 directions.

Housse de protection intérieure en polyuréthane (en cas d'incontinence)



Inclus :	2 x housses CoolCore
	1 x housse incontinence
Spécifications techniques:	Epaisseur avant 7,6 cm
	Poids du coussin 1,6 kg
	Poids max. utilisateur 250 kg



CHOIX TAILLE

Référence **SPCG-FPC XX XX** + **SPCGSPP-NBLK XX XX**
 Largeur Profondeur

* SunMate FRG extra soft LA < 22" (56cm)
 * SunMate FRG medium soft LA ≥ 22" (56cm)

SPECTRUM GEL Coolcore									
<input checked="" type="checkbox"/>	- Disponible stock France 2 semaines								
<input type="checkbox"/>	- Disponible, fabrication + 4 semaines								
		Largeur							
Pouces		14	16	17	18	19	20	22	24
Cm		36	41	43	46	48	51	56	61
Profondeur	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	46	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	51	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COUSSIN SPECTRUM GEL (suite)**OPTIONS COUSSIN DE POSITIONNEMENT STEALTH**

HT

TTC

 Biseau Anti Effet Hamac (AEH) / ACM

Il élimine l'effet « hamac » de la toile pour offrir une surface plane et stable au coussin.
 Disponible en 3 largeurs, ce produit supporte une charge maximale de 158 kg.
 vous pouvez le découper pour réduire la profondeur

80,57 €

85€ TTC

	Largeur		Profondeur	Référence
Taille	16 po (40,64 cm)	x	18 po (45,72 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142467
	18 po (45,72 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142466
	20 po (50,80 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142465

ACM**RIGIDIZER**

Housse supplémentaire

 Housse extérieure, tissu AirMesh

Le tissu Air Flow Mesh, plus communément appelé Air Mesh, est doté de pores fins pour une circulation d'air optimale.



SPCGSP-MLBKXXX

104,27 €

110€ TTC Housse extérieure Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable

Stealth-Tek est un tissu enduit par coulée, composé de nylon/polyester et recouvert de polyuréthane. Ce type de tissu est imperméable, extensible. Stealth-Tek est un film PU imperméable laminé sur un jersey T 100 % polyester. Imperméable, respirant et lavable.



SPCGSP-TBLKXXX

104,27 €

110€ TTC Doublure intérieure, housse de protection incontinence, polyurethane

La doublure en polyuréthane offre une élasticité quadridirectionnelle, une barrière imperméable entre la housse de coussin et la mousse du coussin et est munie d'une fermeture éclair étanche.



PUL1709030 -XXXX

104,27 €

110€ TTC**OPTION CALE DE BASSIN**

HT

TTC

 Biseau pointe

28,44 €

30€ TTC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs.
 Existe en 25 et 50mm d'épaisseur.

Choix de la taille:

 Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

RU-SAP4201

 Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

RU-SAP4251

 Biseau fessier

56,87 €

60€ TTC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.
 Taille : 205 x 205 x épaisseur 25 (mm)

RU-SAP4301

 Biseau anti effet hamac

28,44 €

30€ TTC

Le biseau anti effet hamac réduit l'effet hamac d'une toile d'assise. Il permet d'avoir une surface plane et ainsi une utilisation optimale du coussin d'assise

Choix de la taille:

 Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)

RU-SAP4101

 Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

RU-SAP4151

 Coussin pelvien en néocor (la paire)

RU-SAP4801

75,83 €

80€ TTC

Le coussin pelvien s'installe sur une surface plane, comme le protège vêtement du fauteuil roulant, afin de réduire l'espace jusqu'au bassin.
 Il peut être utilisé sur le côté droit ou gauche.

taille : Profondeur 24 cm x Hauteur 10 cm x Epaisseur 4 cm

 Coussin pelvien en néocor (à l'unité)

RU-SAP4802

37,91 €

40€ TTC