

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**Produits d'assistance à la posture du siège**

**Dans la limite de 600€**


Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

**COUSSIN DE POSITIONNEMENT**

Coussin Stealth Tru-Comfort 2

HT 426,54 € TTC **450 € TTC**

Le coussin Tru-Comfort 2 est un coussin cuvette avec un profil anatomique à l'avant.  
 Base en mousse moulée haute densité aux contours profonds qui assure la stabilité du bassin.  
 Son profil anatomique à l'avant crée un creux favorisant le positionnement des membres inférieurs, afin de contrôler l'abduction et l'adduction.  
 Rebord à l'avant de la zone ischiatique favorisant le positionnement et prévenant la rétroversion du bassin.  
 Support sous-trochantérien pour une meilleure stabilité latérale.  
 Mousse de contact en viscoélastique à mémoire de forme pour un meilleur confort.  
 Housse **COOLCORE** reconnue pour ses propriétés de régulation de la température et de l'humidité.  
 La housse extérieure CoolCore est extensible dans les 4 directions.  
 Housse de protection intérieure en polyuréthane (en cas d'incontinence)  
 Deux poches zippées sur les côtés du coussin



Inclus :	2 x poches zippées
	2 x housses CoolCore
	1 x housse incontinence
Spécifications techniques:	Épaisseur avant 11,4 cm
	Poids du coussin 1,8 kg
	Poids max. utilisateur 204 kg



CHOIX TAILLE

Référence **TC2-VPC XX XX** + **TC2SPP-NBLK XX XX**  
 Largeur  ↑  ↓ Profondeur

TRU COMFORT <sup>2</sup> Coolcore											
<input type="checkbox"/> - Disponible stock France 2 semaines						<input type="checkbox"/> - Disponible, fabrication + 4 semaines					
		Largeur									
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Cm		36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
Profondeur	14	36	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
	15	38	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	16	41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	51		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	53			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	56			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	61							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**COUSSIN TRU COMFORT 2 (suite)****OPTIONS COUSSIN DE POSITIONNEMENT STEALTH**

HT

TTC

 Biseau Anti Effet Hamac (AEH) / ACM

Il élimine l'effet « hamac » de la toile pour offrir une surface plane et stable au coussin.

80,57 €

**85€ TTC**

Disponible en 3 largeurs, ce produit supporte une charge maximale de 158 kg.

Vous pouvez le découper pour réduire la profondeur

	Largeur		Profondeur	Référence
Taille	16 po (40,64 cm)	x	18 po (45,72 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142467
	18 po (45,72 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142466
	20 po (50,80 cm)	x	20 po (50,80 cm)	<input type="checkbox"/> CUS142465

**ACM  
RIGIDIZER**

Housse supplémentaire

 Doublure intérieure, housse de protection incontinence, polyuréthane

PUL1709080 -XXXX

104,27 €

**110€ TTC**

La doublure en polyuréthane offre une élasticité quadridirectionnelle, une barrière imperméable entre la housse de coussin et la mousse du coussin et est munie d'une fermeture éclair étanche.

*Housse non disponible pour ce coussin : housse Stealth-tek, housse AirMesh***OPTION CALE DE BASSIN**

HT

TTC

 Biseau pointe

28,44 €

**30€ TTC**

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur.

Choix de la taille:

- Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)  
 Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

RU-SAP4201

RU-SAP4251

 Biseau fessier

56,87 €

**60€ TTC**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. Taille : 205 x 205 x épaisseur 25 (mm)

RU-SAP4301

 Biseau anti effet hamac

28,44 €

**30€ TTC**

Le biseau anti effet hamac réduit l'effet hamac d'une toile d'assise. Il permet d'avoir une surface plane et ainsi une utilisation optimale du coussin d'assise

Choix de la taille:

- Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)  
 Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

RU-SAP4101

RU-SAP4151

 Coussin pelvien en néocor (la paire)

RU-SAP4801

75,83 €

**80€ TTC**

Le coussin pelvien s'installe sur une surface plane, comme le protège vêtement du fauteuil roulant, afin de réduire l'espace jusqu'au bassin. Il peut être utilisé sur le côté droit ou gauche.

taille : Profondeur 24 cm x Hauteur 10 cm x Epaisseur 4 cm

 Coussin pelvien en néocor (à l'unité)

RU-SAP4802

37,91 €

**40€ TTC**