

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du siège

Dans la limite de 600€

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

HT

TTC

DECOMPOSITION DES REFERENCES DE COUSSINS :


TC2VNC1618

		Largeur	Profondeur
TC2 : TruComfort	VNC	Largeur en pouce ou cm	Profondeur en pouce ou cm
SOL : Solution	FUC		
SPCF : Spectrum Foam	VPC		
SPCG : Spectrum Gel	NUC		
ESS : Essence			
GLA : Glacial			
ZEN : Zen			
PREM : Premiere			

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP 

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et alignement fémoral.
La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



Largeur TC2-VNC_____


426,54 € 450 € TTC

POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
14	36									
15	38									
16	41									
17	43									
18	46									
19	48									
20	51									
21	53									
22	56									
24	61									

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP 

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille.



Largeur SPCG-FUC_____


369,67 € 450 € TTC

POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61	66	71	76	81
15	38													
16	41													
17	43													
18	46													
19	48													
20	51													
21	53													
22	56													
24	61													
26	66													

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP 

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



Largeur SPCF-VPC_____

426,54 € 450 € TTC

POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61	66	71	76	81
15	38													
16	41													
17	43													
18	46													
19	48													
20	51													
21	53													
22	56													
24	61													
26	66													

CORRECTION DE BASSIN**HT****TTC**☐ Biseau cruralChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201

28,44 €

30€ TTC☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

56,87 €

60€ TTC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401

42,65 €

45€ TTC☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

☐ Biseau anti effet hamacChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm) SAP4101

28,44 €

30€ TTC☐ Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm) SAP4151**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS****HT****TTC**☐ Ceinture de maintien 2 points


T	Ref.	pull Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ XS	ST-IFPB5121	S. P.	81,3	68,6	2,5
☐ XS / S	ST-IFPB6223	D. P.	61,0	61,0	2,5
☐ M / L	ST-IFPB5223	S. P.	81,3	68,6	3,8
☐ M / L	ST-IFPB5224	D. P.	61,0	61,0	3,8
☐ L / XL	ST-IFPB6325	S. P.	81,3	68,6	5,1

93,84 €

99€ TTC☐ Ceinture de maintien 4 points


TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Pad
☐ XS	ST-IFPB5141	S. P.	81,3	6,6	50,8	2,5
☐ S	ST-IFPB5242	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8
☐ M	ST-IFPB5243	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8
☐ L	ST-IFPB5244	S. P.	31,3	6,6	50,8	3,8

113,74 €

120€ TTC☐ Ceinture de maintien de jambe

TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
☐ S	ST-IFLH1111-S	2,5	22,9	3,8	31,8	54,6
☐ M	ST-IFLH1111-M	2,5	30,5	3,8	34,3	64,8
☐ L	ST-IFLH1111-L	3,8	38,1	5,1	35,6	73,7

113,74 €

120€ TTC**ALIGNEMENT FEMORAL**☐ Cale cuisse/bassin, montage sur rail Quantum rehab, une pièce (UTTP7-Q) :

Unitaire : 227,49€

Unitaire : 240€ TTC☐ Coussin sur rail, une pièce :

- ☐ Bassin : 4"x4" soit 10x10 cm (ST-UTP544056100-Q)
- ☐ Bassin : 4"x6" soit 10x15 cm (ST-UTP546056100-Q)
- ☐ Cuisse : 4"x8" soit 10x20 cm (ST-UTP548056100-Q)
- ☐ Cuisse : 4"x10" soit 10x25 cm (ST-UTP540056100-Q)
- ☐ Cuisse : 4"x12" soit 10x30 cm (ST-UTP54D056100-Q)

powered by **coolcore**

ALIGNEMENT FEMORAL (suite)

- ☐ Cale genou droit (KN1ADDFD085__04R)
- ☐ Cale genou gauche (KN1ADDFD085__04L)

Montage rail TB3/4

**HT**

Unitaire : 312,80€

TTC**Unitaire :
330€ TTC**

- ☐ Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800)
- ☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M)
- ☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-33M)
- ☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-34M)



488,15 €

515€ TTC**PROTECTION DE JAMBES**

	Largeur A	Profondeur B	Standard		Tail		Uniquement double avec séparateur	
			Hauteur C				Épaisseur séparateur D	Largeur Gouttière E
SIMPLE	19	25	22	32	–	–		
12in	29	27	22	32	–	–		
14in	34	27	22	32	–	–		
16in	39	27	22	32	62 mm	13		
18in	44	27	22	32	62 mm	15		
20in	50	27	22	32	62 mm	18		
22in	55	27	22	32	62 mm	20		
24in	60	27	22	32	62 mm	23		

**CHOIX DU MODELE****REFERENCE****HT****TTC****BOTTE SIMPLE**

- ☐ Botte rembourée STEALTH 1 jambe standard ST-IFPFB-SS-1 390,00 € **411,5€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH 1 jambe tall ST-IFPFB-ST-1 420,00 € **443,1€ TTC**

BOTTE DOUBLE

- ☐ Botte rembourée STEALTH double standard 12" ST-IFPFB-FS-12 450,00 € **474,8€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double standard 14" ST-IFPFB-FS-14 465,00 € **490,6€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double standard 16" ST-IFPFB-FS-16 475,00 € **501,1€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double standard 18" ST-IFPFB-FS-18 505,00 € **532,8€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double standard 20" ST-IFPFB-FS-20 580,00 € **611,9€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double standard 22" ST-IFPFB-FS-22 625,00 € **659,4€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double standard 24" ST-IFPFB-FS-24 745,00 € **786€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double tall 16" ST-IFPFB-FT-16 560,00 € **590,8€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double tall 18" ST-IFPFB-FT-18 625,00 € **659,4€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double tall 20" ST-IFPFB-FT-20 680,00 € **717,4€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double tall 22" ST-IFPFB-FT-22 750,00 € **791,3€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double tall 24" ST-IFPFB-FT-24 850,00 € **896,8€ TTC**

BOTTE DOUBLE AVEC SEPARATEUR

- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée standard 16" ST-IFPFB-DS-16 495,00 € **522,2€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée standard 18" ST-IFPFB-DS-18 545,00 € **575€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée standard 20" ST-IFPFB-DS-20 590,00 € **622,5€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée standard 22" ST-IFPFB-DS-22 650,00 € **685,8€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée standard 24" ST-IFPFB-DS-24 750,00 € **791,3€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée tall 16" ST-IFPFB-DT-16 540,00 € **569,7€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée tall 18" ST-IFPFB-DT-18 630,00 € **664,7€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée tall 20" ST-IFPFB-DT-20 700,00 € **738,5€ TTC**
- ☐ Botte rembourée STEALTH double séparée tall 22" ST-IFPFB-DT-22 750,00 € **791 € TTC**

☐ Botte rembourée STEALTH double séparée tall 24"

ST-IFPFB-DT-24

855,00 €

902 € TTC

COMMENTAIRES