

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise T1: 20 à 30 et T2: 26 à 35 cm
- ① Profondeur d'assise: T1 17 à 28 cm et T2: 24 à 35 cm
- ① Inclinaison d'assise de -10° à +35°
- ① Hauteur de dossier: T1 de 26 à 42 et T2 32 à 52 cm
- ① Inclinaison de dossier de 90° à 140°
- ① Dimensions du repose pied: T1 29x18 et T2 33x21 cm
- ① Dimensions dépliée (LxlxH) T1 90x60x101 et T2 110x67x99 cm
- ① Dimensions pliée (LxlxH) T1: 81x60x63 et T2: 79x67x72 cm
- ① Hauteur de la barre de poussée T1: 76 à 117 et T2: 81 à 120 cm
- ① Diamètre des roues avant 190 mm
- ① Diamètre des roues arrière 250 mm
- ① Poids de la poussette T1: 16 kg et T2: 20 kg
- ① Poids maxi de l'utilisateur T1 35 kg et T2 40 kg



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait

**VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive**

Code 9501100 - VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive. Plv 2587,00€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

 Poussette Geko T1 (PGE10_) T2 (PGE50_)

2 587 €

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : HARNAIS**230 € TTC**

Code 9947089 - VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU_MRE. Plv 230€

 Harnais papillon
 T. S Largeur d'épaules (PAJ6616)
18cm / Hauteur du buste 31cm

 T. M Largeur d'épaules (PAJ6616)
22cm / Hauteur du buste 36cm

 T. L Largeur d'épaules (PAJ6717)
25cm / Hauteur du buste 46cm
 Harnais en H (PAJ6629)

1 seul harnais possible

COLORIS
 Gris / Rose (P__10) Gris / Vert (P__20) Noir / Gris (P__30)
SIEGE Dossier inclinable avec harnais Assise inclinable avec ceinture

ACCESSOIRES: Choix possible d'un seul accessoire.

Panier porte-effet



Barre de saisie
(T1: PAP6621 / T2: PAP6721)

Kit d'ancrage (PAJ 6783)

Capote soleil / pluie
(PAJ6637)



Capote pluie transparente. *Incompatible PAJ6638*
(PAS6814)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Plot d'abduction (T1: PAJ6620 T2: PAJ6720)

225 €

Chevillères (PAP6648)

100 €



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Cale tronc (T1: PAJ6634 et T2: PAJ6734)

375 €



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages de la poussette
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)