



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise T1: 30 cm, T2: 35 cm et T3: 40 cm
- ① Profondeur d'assise: T1 20-33 cm, T2: 28-40 cm et T3: 31-45 cm
- ① Inclinaison d'assise trois positions 10°, 20° et 30°
- ① Hauteur de dossier: T1 : 28-46 cm, T2 : 33-53 cm et T3: 40-61 cm.
- ① Inclinaison de dossier en continu de 30°
- ① Dimensions pliée sans les roues (LxIxH) T1: 79x55x46cm, T2: 79x60x46cm et T3: 84x65x46cm
- ① Distance assise/repose pied T1: 20-33 cm, T2: 28-40 cm et T3: 33-46 cm
- ① Diamètre des roues avant 7"
- ① Diamètre des roues arrière 12"
- ① Poids maxi de l'utilisateur 36 kg / 50 kg / 68 kg
- ① **Kit transit de série, harnais obligatoire**
- ① Ceinture transit Sure-Lok

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive

Code 9566482 - VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive. Plv 2587,00€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

- ✓ Poussette REACH™ ☐ T1 - REACH 12 - (3004-1001 + 3004-7023)
- Sélectionner le harnais adéquat ☐ T2 - REACH 14 - (3004-1002)
- dans l'onglet ci-dessous. ☐ T3 - REACH 16 - (3004-1003 + 3004-7024)

2 587 €

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : HARNAIS

Obligatoire : 230 € TTC

Code 9947089 - VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU_MRE. Plv 230€

Reach T1 & T2 Poids inférieur à 23kg

- ✓ Harnais 5 points avec pad 3004-7033 + 3002-7022

Reach T1 Poids supérieur à 23kg

- ☐ Harnais 5 points avec pad 3005-6014-12 + 3002-7022

✓ Ceinture transit 3004-7023

Reach T2 Poids supérieur à 23kg

- ☐ Harnais 5 points avec pad 3005-6014-14 + 3002-7022

✓ Ceinture transit 3004-7023

Reach T3

- ☐ Harnais 5 points avec pad 3005-6014-16 + 3002-7022

✓ Ceinture transit 3004-7024 poids supérieur à 23 kg

COLORIS


- ☐ Bleu/Noir (3004-0101) ☐ Argent/Noir (3004-0103) ☐ Violet/Noir (3004-0105)
- ☐ Rouge/Noir (3004-0102) ☐ Rose/Noir (3004-0104)

SIEGE & CHASSIS


✓ Dossier inclinable




✓ Assise inclinable



✓ Poignée de poussée ajustable en angle



✓ Repose jambe central ajustable en angle et hauteur (3004-7032)



✓ Coussin d'assise Planar


Reach 12: 3005-3001

Reach 14: 3005-3002

Reach 16: 3005-3003



✓ Assise inclinable

☐ Accoudoir réglable en hauteur et inclinaison (3004-6009)

✓ Coussin de dossier Planar

Reach 12: 3005-4004

Reach 14: 3005-4005

Reach 16: 3005-4006

☐ Extension de dossier 3005-6008☐ Contoured Back

Reach 12: 3005-4001

Reach 14: 3005-4002

Reach 16: 3005-4003

☐ Cale tronc


Reach 12: 3005-6005

Reach 14: 3005-6006

Reach 16: 3005-6007

*(uniquement dossier contoured back, intégration souple au harnais)***Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

☐ Plot d'abduction (3005-7001)**250 €**☐ Elément de forme (3001-7011)**50 €**☐ Petit (3"x5"x3") (MTMD-12)☐ Moyen (5"x5"x3") (MTMD-13)☐ Cale cuisse**200 €**☐ Maintien de cheville**100 €**☐ Gauche (3005-6010)☐ Droit (3005-6011)*(ajustement en largeur -10cm)*

Gauche:

☐ Pad 2"x8" Reach 12/14 (3001-6007)☐ Pad 3"x10" Reach 14/16 (3001-6009)

Droite:

☐ Pad 2"x8" Reach 12/15 (3001-6008)☐ Pad 3"x10" Reach 14/17 (3001-6010)


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette amovible

Choix de la taille

☐ Reach 12" (3004-6113) + (3004-6008)☐ Reach 14" (3004-6114) + (3004-6008)☐ Reach 16" (3004-6115) + (3004-6008)

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)