

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise T1: 17-38 cm et T2: 17-38 cm
- ① Profondeur d'assise: T1 15-30 cm et T2: 20-36 cm
- ① Inclinaison d'assise 45°
- ① Hauteur de dossier: T1 de 30-48 cm et T2 33-48 cm
- ① Inclinaison de dossier de 90° à 120°
- ① Dimensions pliée sans les roues (LxlxH) T1: 89x43x57 et T2: 89x43x62 cm
- ① Hauteur de la barre de poussée T1: 101-127cm et T2: 101-127 cm
- ① Diamètre des roues avant 180 mm
- ① Diamètre des roues arrière 410 mm
- ① Poids de la poussette T1: 13 kg et T2: 13 kg
- ① Poids maxi de l'utilisateur T1 36 kg et T2 36 kg
- ① **kit transport de série, harnais obligatoire**
- ① Largeur hors tout: T1 57cm et T2 62cm



Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive

Code - VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive. Plv 2587,00€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

✓ Poussette Trak ☐ T1 - 12" (3002-1003) ☐ T2 - 14" (3002-1001) 2 587 €

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : HARNAIS

Obligatoire :

230 € TTC

Code - VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU_MRE. Plv 230€

✓ **Trak T1 & T2 Poids inférieur à 23kg**

- ✓ 3002-7029
- ✓ 3002-7023

☐ **Trak T1 Poids supérieur à 23kg**

- ✓ 3005-6014-12
- ✓ 3002-7022
- ✓ 3002-7023

☐ **Trak T2 Poids supérieur à 23kg**

- ✓ 3005-6014-14 + 3002-7022
- ✓ 3002-7022
- ✓ 3004-7023

COLORIS

☐ Bleu/Noir ☐ Rouge/Noir ☐ Gris/Noir ☐ Rouge/Noir ☐ Rose/Noir ☐ Violet/Noir

SIEGE & CHASSIS

✓ Dossier inclinable



✓ Assise inclinable

**SIEGE & CHASSIS (suite)**

✓ Repose jambe central ajustable en angle et hauteur (3002-5002)



✓ Chassis Pliant avec roues démontables

☐ Accoudoir réglable en hauteur et inclinaison (3002-6017)☐ Dossier contour back Respond

Trak 12 (3003-4002)


Trak 14 (3003-4001)

☐ Cale tronc (N.C. harnais thoracique souple)

Coté :

☐ Gauche (3003-6001)☐ Droit (3003-6002)☐ Appui tête Respond 3002-6003**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

☐ Coussin contour**100 €**☐ T12: 3002-3005☐ T14: 3002-3002**Choix de l'insert mousse**☐ PU T: 12 (3003-3010)☐ PU T: 14 (3003-3006)☐ Mémoire Med T: 14 (3003-3008)☐ Mémoire Soft T: 14 (3003-3007)☐ Cale cuisse (3003-6006 & -6007)**200 €**☐ Élément de forme (3001-7011)**50 €**☐ Plot d'abduction (3005-7001)**250 €****Choix de la taille:**☐ Petit (3"x5"x3") (MTMD-12)☐ Moyen (5"x5"x3") (MTMD-13)

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE

500 € TTC

Code - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

Choix d'un seul support

☐ Support porte obus (3002-7017)☐ Support respirateur☐ Trak 12 (3002-7027)☐ Trak 14 (3002-7018)

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages de la poussette
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)