

# VICTORY XL 140

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Contact commercial + email et téléphone : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

**Scoter électrique modulaire - SCO**
**Code 9587805 VPH, Achat neuf, SCO-C, scooter classe c**

PLV TTC 3800,00€

TVA 5,5%

**Caractéristiques techniques**

- ① Poids maximum utilisateur: 181 kg
- ① Vitesse maximale: 10 km/h
- ① Rayon de braquage: 1803 mm
- ① Longueur hors-tout: 1422 mm
- ① Largeur hors-tout: 692 mm
- ① Autonomie <sup>1,2,3</sup> : 36 km - 2 batteries 75 Ah
- ① Chargeur batteries: 8 Amp, externe
- ① Assise pivotante 457 mm x 483 mm
- ① Poids total sans batteries<sup>3</sup> : 123 kg
- ① Poids des batteries<sup>4</sup> : 75 Ah 25 kg unitaire

 Lien vers codes LPP génériques  
et individuels + forfait


<sup>1</sup> Varie en fonction du poids de l'utilisateur, de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

<sup>2</sup> Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximum

<sup>3</sup> Incluant siège standard.

<sup>4</sup> Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

**Désignation**

		P. HT	PLV
<input type="checkbox"/> VICTORY XL 140	SC714EU	3 602 €	3800 € TTC
Couleur :			
<input type="checkbox"/> Rouge	SC714EUCR1013		
<input type="checkbox"/> Argent	SC714EUMS1013		
<input type="checkbox"/> Noir	SC714EUOB1010		


**CONFIGURATION SUPPLEMENTAIRE**
 Dispositif d'éclairage