

INFORMATION DE COMMANDE

Nom du distributeur :
 Contact commercial + email et ligne directe :
 Référence de commande :
 Adresse de livraison :
 Date de commande :

A transmettre simultanément au bon de commande du tricycle à : commande@quantum-rehab.fr

Désignation	Référence	Compatibilité		Tarifs Public HT**
		City	Plus	Option montée
<input type="checkbox"/> Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)	TAT0091	✓	✓	266 €
<input type="checkbox"/> Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée T3/Jr/4	TAL01106	✓	✓	517 €
<input type="checkbox"/> Frein à disque pour roue libre seule ou dérailleur T3/Jr/4	TAP0020	✓	✓	200 €
<input type="checkbox"/> Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V "TAL0106"	TAP0096	✓	✓	294 €
<input type="checkbox"/> Rétroviseur, unitaire	TACSP220	✓	✓	59 €
<input type="checkbox"/> Canne de pousser (uniquement T. 0/1/2)	TAT0074	✓	✓	133 €
<input type="checkbox"/> Assistance Electrique ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR TONICROSS facilite l'utilisation d'un tricycle Tonicross. Il assiste le pédalage et permet de se déplacer sans effort. Il se compose d'une roue motorisée 20", un kit de détection de pédalage, une console de contrôle, un câble de charge. Puissance 250W. Couple 25mN	TACSP85	✓	✓	1 600 €
Constitution de l'assistance : Roue motorisée 20", capteur de détection de pédalage, écran de contrôle et d'ajustement, câble de charge, batterie lithium 30V / 6,6Amp				
⚠ Attention : Kit incompatible avec le pignon fixe, Deuxième frein obligatoire				
<input type="checkbox"/> Montage de l'écran de contrôle à droite <input type="checkbox"/> Montage de l'écran de contrôle à gauche	TACSP86			
<input type="checkbox"/> Panier avant	TAT0011	✓		52 €
<input type="checkbox"/> Panier arrière en osier (<i>indisponible actuellement, nous consulter</i>)	TAJ0020	✓		147 €
<input type="checkbox"/> Panier arrière largeur pour City Junior uniquement	TAJ0019	✓		52 €
<input type="checkbox"/> Klaxon « Fantaisie » - Rhino - Tigre - Baleine <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TAT0025	✓	✓	52 €
<input type="checkbox"/> Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) <i>Incompatible avec l'option sabots</i>	TAC0080	✓		54 €
<input type="checkbox"/> Gardes boue avec support AV/AR	TAP016		✓	203 €
<input type="checkbox"/> HOME TRAINER	TAT0018		✓	654€

**Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, la TVA applicable est de 20 %.