

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Cadre garantie 5 ans
- ① Châssis fixe
- ① Roues rayonnées de 12" (T0), 16" (T1-T2) et 20" (T4-TJ)
- ① Garde boue av et ar
- ① Panier arrière
- ① Longueur hors tout: 94 cm (T0), 115 cm (T1), 126 cm (T2) et 159 cm (TJ et TA)
- ① Largeur hors tout: 59 cm (T0), 61 cm (T1), 66 cm (T2) et 72cm (TJ et TA)
- ① Hauteur d'entrejambes de 32-42 cm (T0), 38-45 cm (T1) 45-57 cm (T2), 56-80 cm (TJ) et 66-90 cm (TA)
- ① Poids du tricycle: 11kg (T0), 12 kg (T1), 13 kg (T2) et 23 kg (TJ et TA)
- ① Poids maximum utilisateur : 20kg (T0), 35 kg (T1), 50 kg (T2), 100 kg (TJ) et 110 kg (TA)
- ① Chassis en acier
- ① Compatible avec une assistance électrique



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple.

Code 9500767 - VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple. Plv 1679,48€

	DESIGNATION	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC TTC
Choix de la taille	<input type="checkbox"/> Tonicross city Taille 0 (TY00__) Hauteur d'entrejambes: 32-42 cm Hauteur guidon/sol: 61-65 cm	1 679,48 €	<input type="checkbox"/> Tonicross city Taille 1 (TY10__) Hauteur d'entrejambes: 38-45 cm Hauteur guidon/sol: 102-116 cm	1 679,48 €
	<input type="checkbox"/> Tonicross city Taille 2 (TY20__) Hauteur d'entrejambes: 45-57 cm Hauteur guidon/sol: 72-76 cm	1 679,48 €	<input type="checkbox"/> Tonicross city Junior (TYJ30__) Hauteur d'entrejambes: 56-80 cm Hauteur selle/sol: 68-92 cm Hauteur guidon/sol: 102-116 cm Largeur panier arrière: 36 cm	1 679,48 €
	<input type="checkbox"/> Tonicross city Adulte (TYA40__) Hauteur d'entrejambes: 66-90 cm Hauteur selle/sol: 78-102 cm Hauteur guidon/sol: 72-76 cm Largeur panier arrière: 51 cm	1 679,48 €		

EQUIPEMENT ROUTE

- Dispositif d'éclairage avant et arrière (TAT0015)

COLORIS CHASSIS

Coloris pour Taille Junior et Adulte :





- | | | | |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Noir Onyx | ON | <input type="checkbox"/> Gris Quartz | QU |
| <input type="checkbox"/> Cuivre | JA | <input type="checkbox"/> Vert mat profond | NT |
| <input type="checkbox"/> Turquoise Mat | TU | <input type="checkbox"/> Bronze | BR |

COLORIS CHASSIS (suite)


<input type="checkbox"/> Vert pastel	VT		
Coloris pour Taille 0, 1 et 2 :			
<input type="checkbox"/> Jaune	21	<input type="checkbox"/> Rouge	F3
<input type="checkbox"/> Bleu Outre Mer	D6		

Système de conduite

GUIDON


<input checked="" type="checkbox"/> Guidon classic 	<input type="checkbox"/> Guidon Corne de bœuf TJ-T4 (TAT0073) 	<input type="checkbox"/> Guidon Papillon (TAP0076) T0-T1-T2 <input type="checkbox"/> Guidon Papillon (TAP0074) TJ-T4 	<input type="checkbox"/> Guidon Cadre (TAT0071) T0-T1-T2 <input type="checkbox"/> Guidon Cadre (TAT0072) TJ-T4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELLES

<input checked="" type="checkbox"/> Selle classique 	<input type="checkbox"/> Réglage de la selle antéro-postérieur (TAT0032) 	<input type="checkbox"/> Selle Monocycle (DAT0136) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSMISSION





Utilisation avec marche arrière



1 seul accessoire de transmission possible	<input checked="" type="checkbox"/> Pignon fixe 	<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (TJ/T4) (TAP0097) / (Nc Frein à disque TAP0020)
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Utilisation sans marche arrière

1 seul accessoire de transmission possible	<input type="checkbox"/> Roue libre avec frein supplémentaire (TAT0090) 	
	<input type="checkbox"/> Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (TJ/T4) (TAT0092)	<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (TJ/T4) (TAT0093)

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

<input type="checkbox"/> Butées directionnelles (TAT0017) 	<input type="checkbox"/> Frein V Brake + frein parking sur roue avant (uniquement compatible avec Taille Junior ou T4) (TAP0021) 
<input checked="" type="checkbox"/> Frein parking de série T0,1 et 2 	TJ et TA 

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)		600 € TTC
Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		
<input type="checkbox"/> Sabots réglables en largeur (paire) <input type="checkbox"/> T0 et T1 (TAT0051) <input type="checkbox"/> T2 (TAT0052) <input type="checkbox"/> Junior et T4 (TAT0053) <input type="checkbox"/> Adulte (TAT0054)		<input type="checkbox"/> Cales pieds avec sangles (TAP0055) 
<input type="checkbox"/> Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) <input type="checkbox"/> T0 et T1 (TAT0061) <input type="checkbox"/> T2 (TAT0062) <input type="checkbox"/> TJ-T4 (TAT0063) <input type="checkbox"/> Pour Cale Pieds <input type="checkbox"/> Pour Sabots		<input type="checkbox"/> Système anti-équin (TAT0064) <input type="checkbox"/> Pour Cale Pieds <input type="checkbox"/> Pour Sabots <i>Ajouter Sabots ou cales pieds</i>
	275 €	45 €
	220 €	255 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)		600 € TTC
Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		
<input type="checkbox"/> Appui dos avec dossière <input type="checkbox"/> T0-T1-T2 (TAT0040) <input type="checkbox"/> TJ-T4 (TAT0041)		<input type="checkbox"/> Double appui dos avec dossière <input type="checkbox"/> T0-T1-T2 (TAT0042) <input type="checkbox"/> TJ-T4 (TAT0043)
<input type="checkbox"/> Appui ventral (TAT0047)		
	270 €	400 €
	310 €	

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)