

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise ajustable : 40 à 50 cm
- ① Profondeur d'assise : 42 à 50 cm
- ① Dossier inclinable de 80° à 110°
- ① Distance sol/siège: de 45 ou 48 cm
- ① Longueur hors-tout (Prof. 46 cm sans RP) : 77 cm
- ① Largeur hors-tout (L.45) : 71 cm
- ① Roues pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels
- ① Rayon de giration : 90 cm
- ① Batteries lithium 12 Ah, Chargeur 2 amp.
- ① Electronique VR2
- ① Autonomie* : jusqu'à 17 km
- ① Vitesse max* : 8 km/h
- ① Poids max utilisateur : 125 kg



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9515645 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ SIXI HYBRID	FEH1024	2 996,41 €	3 161,21 €

ROUES


✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000
✓ Roues arrières pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels	FEH5072
✓ Mains courantes composites ergonomiques	FEH5013













BOITIER DE COMMANDE

- ✓ Manipulateur VR2
- Electronique programmable : vitesse maximale, accélération, décélération en marche avant, arrière et en virage à droite et à gauche






- Support fixe FEH2000
Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage à droite à gauche
- Pantographe standard réversible FEH2002
escamotable vers l'extérieur
Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage à droite à gauche
- Protection anti pincement FEH2001
(Conflit possible avec les tables)


ENSEMBLE ASSISE		
CONFIGURATION D'ASSISE		
Etape 1: Largeur d'assise		
<input type="checkbox"/> 40,0 cm	FEH11__	-
<input type="checkbox"/> 42,5 cm		
<input type="checkbox"/> 45,0 cm	FEH12__	-
<input type="checkbox"/> 47,5 cm		
<input type="checkbox"/> 50,0 cm	FEH13__	-
Etape 2: Profondeur d'assise		
<input type="checkbox"/> 42 cm	2	-
<input type="checkbox"/> 44 cm	3	-
<input type="checkbox"/> 46 cm	4	-
<input type="checkbox"/> 48 cm	5	-
<input type="checkbox"/> 50 cm	6	-
Etape 3: Hauteur d'assise distance sol/siege		
<input type="checkbox"/> 45	3	-
<input type="checkbox"/> 48 (inclinaison d'assise 5°)	4	-
ASSISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Coussin standard	SAP50XX	
<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points	ST-IFPB5213-Q	


Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)		600 € TTC	
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 2	
COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)			
<i>Choix possible d'un seul élément par étape</i>			
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP Epaisseur : 11,4cm Capacité de poids : 204kg 450 € Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.	 TC2-VNC__ 	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 250kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille.	 SPCG-FUC__ 
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 272kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.	 SPCF-VPC__ 	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Solution SPP Epaisseur : 7,5cm Capacité de poids : 204kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.	 SOL-VPC__ 
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 226kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft	 PREM-VNC__ 	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP Epaisseur : 8,9cm Capacité de poids : 226kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscosé.	 ESS-VPC__ 

<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	Accessoires coussin d'assise PAP <input checked="" type="checkbox"/> Housse cool core	
	GLA-NUC  	<input type="checkbox"/> AirMesh, Antiglisement 110 € Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL
	<input type="checkbox"/> Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XYYY) 110 €	 

ETAPE 2	CORRECTION DE BASSIN		
	<input type="checkbox"/> Biseau pointe Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC	30 € 
	<input type="checkbox"/> Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.	SAP4301-OC	60 € 
	<input type="checkbox"/> Butée d'abduction La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC <input type="checkbox"/> Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC	45 € 

ETAPE 3	STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS		
	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points Taille <input type="checkbox"/> S ST-IFPB5122-OC Taille <input type="checkbox"/> M ST-IFPB5213-Q Taille <input type="checkbox"/> L ST-IFPB5214-Q	99 € 	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points Taille <input type="checkbox"/> S ST-IFPB5242-OC Taille <input type="checkbox"/> M ST-IFPB5147-Q Taille <input type="checkbox"/> L ST-IFPB5148-Q
	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien de jambe Taille <input type="checkbox"/> S ST-IFLH1111-S-OC Taille <input type="checkbox"/> M ST-IFLH1111-M-OC Taille <input type="checkbox"/> L ST-IFLH1111-L-OC	120 € 	120 € 



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1
Choix uniquement de la protection ou du maintien		
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
<input type="checkbox"/> Coussin de positionnement et de protection de jambes <input type="checkbox"/> Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC <input type="checkbox"/> Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC <input type="checkbox"/> Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC <input type="checkbox"/> Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC		600 €

ENSEMBLE ACCOUDOIRS	
ACCOUDOIRS :	
<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements <input checked="" type="checkbox"/> Droit (FAS070) <input checked="" type="checkbox"/> Gauche (FAS1070)	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE		132 € TTC
Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€		
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté gauche (<i>incompatible gouttière gauche</i>)	FAS2070	montage opposé au joystick
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté droit (<i>incompatible gouttière droite</i>)	FAS2071	

ENSEMBLE DOSSIER
DOSSIER
✓ Dossier souple réglable en tension
✓ Inclinaison de dossier réglable par outils de 80 à 110°

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)	600 € TTC
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€	
<i>Non cumulable PAP A 1, 2 & 4</i>	


DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT		600 €
<input type="checkbox"/> Dossier Stealth ADI Back 2		
1- Forme	<input type="checkbox"/> Aluminium (ADI2AL) <input type="checkbox"/> Aluminium Flat Top (ADI2AFT) <i>Flat Top disponible hauteur: 16" et plus</i>	
2- Largeur :	<input type="checkbox"/> 14" (14) <input type="checkbox"/> 16" (16) <input type="checkbox"/> 18" (18) <input type="checkbox"/> 20" (20) <i>14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"</i> <i>14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep</i>	
3- Hauteur :	<input type="checkbox"/> Low 10" (L) <input type="checkbox"/> Medium 13" (M) <input type="checkbox"/> Standard 16" (S) <input type="checkbox"/> Tall 18" (T) <input type="checkbox"/> Extra Tall 20" (X)	
4- Contour :	<input type="checkbox"/> Active 2,5" (A) <input type="checkbox"/> Deep 4" (D) <input type="checkbox"/> Extra Deep 6" (E)	
5- Fixation:	Quick Release Pro Mount (1-P)	
6- Ref:	ADI2AXXXXXX1-P	
<input type="checkbox"/> Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche. Largeur: <input type="checkbox"/> 36-45cm SAY3300 <input type="checkbox"/> 45-50cm SAY3400 <input type="checkbox"/> 50-60cm SAY3500 Choix obligatoire: Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire. <input type="checkbox"/> fixation velcro (SAP3603) <input type="checkbox"/> fixation rigide (SAP3601) <input type="checkbox"/> Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm		
<input type="checkbox"/> Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.		SAP4601-OC 40 €

Etape 1: Dossier postural		Etape 2: Choix d'un harnais de maintien	
<input type="checkbox"/> Harnais Classic Dynamique Zipper <input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFPS3103-Q) <input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFPS3104-Q)		<input type="checkbox"/> Ceinture d'épaule Y Straps <input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFYS3102-OC) <input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFYS3103-OC) <input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFYS3104-OC)	
<input type="checkbox"/> Harnais d'épaule Backpack <input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFBP4202-Q) <input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFBP4203-Q) <input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFBP4204-Q)		<input type="checkbox"/> Harnais d'épaule Style "H" <input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFHH5202-Q) <input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFHH5203-Q) <input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFHH5204-Q)	
<input type="checkbox"/> Ceinture thoracique Clips <input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFCS4113-Q) <input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFCS4114-Q)		<input type="checkbox"/> Ceinture thoracique Velcros <input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFCS4123-Q) <input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFCS4124-Q)	

APPUI TETE DE POSITIONNEMENT		160 € TTC
Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€		Non cumulable PAP A
Choix possible d'un seul appui tête		
<input type="checkbox"/> Appui-tête Essentiel FAS4011 	<input type="checkbox"/> Appui-tête Contour FAS4012 	
<input type="checkbox"/> Appui-tête Original FAS4010 		

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)		600 € TTC
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		Non cumulable PAP A1, 3 & 4
DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES		
<input type="checkbox"/> Support d'appui tête Unilink 		275 €
Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away	<input type="checkbox"/> Combo Sélectionner la taille <input type="checkbox"/> Taille S (CB315M) <input type="checkbox"/> Taille L (CB305M)	295 €
	<input type="checkbox"/> Confort Plus Ajustable Sélectionner la taille <input type="checkbox"/> Taille L (ACP150M) <input type="checkbox"/> Taille XL (ACP550M)	310 € 365 €
	Swing away <input type="checkbox"/> Droit (SAR2B-R) <input type="checkbox"/> Gauche (SAR2B-L) <input type="checkbox"/> Droit & Gauche (SAR2B-B)	295 € 295 € 345 €
	Pad: Unitaire <input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (ST-900M-Q) <input type="checkbox"/> 16x6 (ST-920M-Q) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)	58 €
	<input type="checkbox"/> Confort Plus Sélectionner la taille <input type="checkbox"/> Taille XS (CP06CCFPM) <input type="checkbox"/> Taille S (CP08CCFPM) <input type="checkbox"/> Taille M (CP10CCFPM)	165 €
	<input type="checkbox"/> All Positionning Sélectionner la taille <input type="checkbox"/> Taille M (ST-AP350M-OC) <input type="checkbox"/> Taille L (ST-AP450M-OC) <input type="checkbox"/> Taille XL (ST-AP550M-OC)	160 €
	Swing away <input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R-Q) <input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L-Q) <input type="checkbox"/> Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)	295 € 295 € 345 €
	Pad: Unitaire <input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (ST-900M-Q) <input type="checkbox"/> 16x6 (ST-920M-Q) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)	58 €
	<input type="checkbox"/> Droit (SAR2B-R) <input type="checkbox"/> Gauche (SAR2B-L) <input type="checkbox"/> Droit & Gauche (SAR2B-B)	295 € 295 € 345 €
	Pad: Unitaire <input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (ST-900M-Q) <input type="checkbox"/> 16x6 (ST-920M-Q) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)	58 €

JAMBES	
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds séparé FAS3052 et FAS3053	χ Ρελ(θε-φραμβες μανυελ σι παρ[Appui-Mollet, Palette relevable, inclinable
	<input type="checkbox"/> Gauche (FAS3014) <input type="checkbox"/> Droit (FAS3015)





COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●			●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●	●	●	●					●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●		●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●