

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**CARACTERISTIQUES**

- ① Chassis 6 roues
- ① Système de franchissement
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 140kg
- ① Proondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ① Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ① Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 35° / 13° bascule de chassis
- ① Angle de dossier: 85° à 120°
- ① Accroche Taxi



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide a la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

**VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position**

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
<input type="checkbox"/> Base WEELY ORIGINAL configurable	FMW2012	2 609,48 €	2 753,00 €

**ROUES ET FREINS**

**Sélectionner un système**

<input checked="" type="checkbox"/> Roues rayonnées 22' (FAW1035) <input checked="" type="checkbox"/> Paire de freins levier court (FAW1043) <input type="checkbox"/> Paire de freins levier long (FAW1042) Roues Pivotantes: <input checked="" type="checkbox"/> Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030) Hauteur d'assise sol / siège : <input type="checkbox"/> 42cm <input checked="" type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 48cm	<input type="checkbox"/> Roues rayonnées 22' (FAW5075) <input checked="" type="checkbox"/> Paire de freins levier court (FAW1043) <input type="checkbox"/> Paire de freins levier long (FAW1042) Roues Pivotantes: <input checked="" type="checkbox"/> Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030) Frein accompagnateur <input checked="" type="checkbox"/> Paire de freins tambour ① Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier	<input type="checkbox"/> Roues composite 12' (FAW1038) Frein accompagnateur <input checked="" type="checkbox"/> Paire de freins tambour Roues Pivotantes: <input checked="" type="checkbox"/> Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)
--	--	--

**ENSEMBLE ASSISE**

**ASSISE**

Bascule d'assise 35° par verin pneumatique (FMW2012)

Largeur d'assise:  39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FAW1001)  44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FAW1002)  49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FAW1003)

Profondeur d'assise :  41  43  46  48  49  51

Couleur de chassis:  Argent








Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire






**ADJONCTIONS SPECIFIQUES :**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FMC. Plv sur devis

**VERIN D'INCLINAISON**

<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique (Délai nous consulter)	FAW1019	1 269 €	1339 € TTC
---	---------	---------	------------

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD	
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP</b> Epaisseur : 11,4cm   Capacité de poids : 204kg Taille de coussin identique au réglage d'assise. <b>Si différent, nous préciser: ___*___</b> (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 250kg Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille
 <p>TC2-VNC___</p>	 <p>SPCG-FUC___</p>
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 272kg Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Solution SPP</b> Epaisseur : 7,5cm   Capacité de poids : 204kg Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.
 <p>SPCF-VPC___</p>	 <p>SOL-VPC___</p>
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP</b> Epaisseur : 8,9cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.
 <p>PREM-VNC___</p>	 <p>ESS-VPC___</p>
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP</b> Epaisseur : 8,8cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	 <p>GLA-NUC___</p>

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)		600 € TTC	
Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 2	
Choix possible d'un seul élément par étape			
CORRECTION DE BASSIN			
Etape 1: Choix d'une correction	<input type="checkbox"/> Biseau pointe Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC	<b>30 €</b> 
	<input type="checkbox"/> Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.	SAP4301-OC	<b>60 €</b> 
	<input type="checkbox"/> Butée d'abduction La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC <input type="checkbox"/> Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC	<b>45 €</b> 
	STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS		
e ceinture	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points Taille <input type="checkbox"/> S ST-IFPB5122-OC Taille <input type="checkbox"/> M ST-IFPB5213-Q Taille <input type="checkbox"/> L ST-IFPB5214-Q	<b>99 €</b> 	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points Taille <input type="checkbox"/> S ST-IFPB5242-OC Taille <input type="checkbox"/> M ST-IFPB5147-Q Taille <input type="checkbox"/> L ST-IFPB5148-Q
			<b>120 €</b> 


**Etape 3 Choix d'un** **Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1) (suite)** **120 €**

Ceinture de maintien de jambe

Taille  S ST-IFLH1111-S-OC

Taille  M ST-IFLH1111-M-OC

Taille  L ST-IFLH1111-L-OC



**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

*Choix uniquement de la protection ou du maintien*

**PROTECTION DE CHEVILLE/PIED** **600 €**


Coussin de positionnement et de protection de jambes

Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC

Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC

Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC

Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC



**ENSEMBLE DOSSIER**

**REGLAGES DU DOSSIER**

Dossier rigide mousse visco élastique ajustable en hauteur et rabattable sur l'assise.

Inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120

Inclinaison de dossier dynamique (FAW1086)

*Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz*

Résistance :

Souple

Médium

Dur

**APPUI TETE**

Appui-tête orientable multi-positions.



**ENSEMBLE ACCOUDOIRS**

**ACCOUDOIRS :**

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements

Droit (FAW1070)



Gauche (FAW1070)

Gouttière réglable en rotation, hauteur et profondeur

*Incompatible tablette*

Droit (FAW1071)

Gauche (FAW1071)

**RELEVES-JAMBES**


Relève-jambes manuel séparé

*Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable*

Gauche (FAW3014)

Droit (FAW3015)

Surpalette centrale (FAW3085)




Relève-jambes manuel séparé

*Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable*

Gauche (FAW1021)

Droit (FAW1020)

Palette monobloc (FAW1024)



**LEVIER BASCULEUR**



✓ Activation à la main



**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE**

132 € TTC

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

Tablette escamotable (FAW7010)

*Non compatible accoudoir gouttière*



**COMMENTAIRES**

**Note délai** — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

**DIMENSIONS COUSSINS**

**Tru confort<sup>2</sup> SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Spectrum Gel**

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Essence**

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●		●
53										●	●	●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Solution**

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48				●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●