

PRIDE
MOBILITY®

Stealth
Products
Solutions For Life

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

Le Dossier Symbiose, réglable en tension, offre un grand confort de maintien et répond également aux personnes présentant des courbures dorsales prononcées.

Il est conçu avec un double jeu de 7 sangles réparties de part et d'autre de la ligne médiane. Les boucles de serrage à deux passants permettent un serrage efficace et stable.

Il est garni d'un coussin de dossier en mousse HR, housé d'un tissu nid d'abeilles respirant.

La partie inférieure du dossier est équipée d'une sangle plus large, ajustable en hauteur, favorisant le maintien de la zone sacro-lombaire nécessaire au redressement du tronc. Une poche de dossier est intégrée au rabat d'habillage arrière, maintenue par une sangle verticale.

Symbiose



DOSSIER SYMBIOSE

HT

TTC

<input type="checkbox"/> Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.	398,10 €	420€ TTC
Largeur:	<input type="checkbox"/> 36-45cm	<input type="checkbox"/> 45-50cm
Hauteur :	Unique, réglable de 38 cm à 50 cm	
Référence :	RU-SAY3300	RU-SAY3400
Inclus :	Fourreaux (hauteur 37cm) et sangle lombaire (longueur max.55cm)	
	Cale-tronc réglable H20cm x P12,5cm, la paire (à choisir).	
	<input type="checkbox"/> fixation velcro	<input type="checkbox"/> fixation rigide
	RU-SAP3603	RU-SAP3601
	<input type="checkbox"/> Diamètre tube 22mm	<input type="checkbox"/> Diamètre tube 25mm









Cale-tronc rigide / réglable



Sangle lombaire

DOSSIER SYMBIOSE (suite)

OPTIONS DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

	HT	TTC
<input type="checkbox"/> Butée Sacro-lombaire anthracite La butée sacro-lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une lordose, et favorise l'antéversion du bassin. Taille : 255 x 240 x 25 (mm)	37,91 €	40€ TTC
hyper		
RU-SAP4601		
<input type="checkbox"/> Biseau pointe anthracite (à l'unité) Le biseau pointe peut s'installer dans le dossier sur la partie latérale pour contrôler une rotation de tronc, sur la partie haute dans le dossier pour contrôler une cyphose, en bas du dossier pour apporter du contact sur le haut du sacrum, ou repositionner la bascule du bassin. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur.	28,44 €	30€ TTC
<input type="checkbox"/> taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) <input type="checkbox"/> taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)	RU-SAP4201 RU-SAP4251	
<input type="checkbox"/> Cale-tronc escamotable UniLink (à l'unité)	284,36 €	300€ TTC
 <input type="checkbox"/> droit (ULS25100-R)  Coussin : <input type="checkbox"/> 4"x6" (ULP546050320) <input type="checkbox"/> 5"x7" (ULP557050320) <input type="checkbox"/> gauche (ULS25100-L) Coussin : <input type="checkbox"/> 4"x6" (ULP546050320) <input type="checkbox"/> 5"x7" (ULP557050320)		
Montage sur canne de dossier diamètre support unitaire :	Autres montages :	
 <input type="checkbox"/> 1" soit 25,40 mm (UIMCNI100) <input type="checkbox"/> 7/8" soit 22,22 mm (UIMCNI780) <input type="checkbox"/> 3/4" soit 19,05 mm (UIMCNI340)	 <input type="checkbox"/> 125° TB4 (UIMBK1125) <input type="checkbox"/> 135° ADI 2 / Qback (UIMBK1135)	

COMMENTAIRES