

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise T1: 17-38 cm et T2: 17-38 cm
- ① Profondeur d'assise: T1 15-30 cm et T2: 20-36 cm
- ① Inclinaison d'assise 45°
- ① Hauteur de dossier: T1 de 30-48 cm et T2 33-48 cm
- ① Inclinaison de dossier de 90° à 120°
- ① Dimensions pliée sans les roues (LxlxH) T1: 89x43x57 et T2: 89x43x62 cm
- ① Hauteur de la barre de poussée T1: 101-127cm et T2: 101-127 cm
- ① Diamètre des roues avant 180 mm
- ① Diamètre des roues arrière 410 mm
- ① Poids de la poussette T1: 13 kg et T2: 13 kg
- ① Poids maxi de l'utilisateur T1 36 kg et T2 36 kg
- ① **Kit transport de série, harnais obligatoire**
- ① Largeur hors tout: T1 57cm et T2 62cm



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive

Code 9566482 - VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive. Plv 2587,00€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

<input checked="" type="checkbox"/> Poussette Trak	<input type="checkbox"/> T1 - 12" (3002-1003)	<input type="checkbox"/> T2 - 14" (3002-1001)	2 587 €
--	---	---	---------

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : HARNAIS

Obligatoire : 230 € TTC

Code 9947089 - VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU_MRE. Plv 230€

<input checked="" type="checkbox"/> Trak T1 & T2 Poids inférieur à 23kg	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 3002-7029 <input checked="" type="checkbox"/> 3002-7023
<input type="checkbox"/> Trak T1 Poids supérieur à 23kg	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 3005-6014-12 <input checked="" type="checkbox"/> 3002-7022 <input checked="" type="checkbox"/> 3002-7023
<input type="checkbox"/> Trak T2 Poids supérieur à 23kg	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 3005-6014-14 + 3002-7022 <input checked="" type="checkbox"/> 3002-7022 <input checked="" type="checkbox"/> 3004-7023

COLORIS

- Bleu/Noir
- Rouge/Noir
- Gris/Noir
- Rose/Noir
- Violet/Noir

SIEGE & CHASSIS

Dossier inclinable



Assise inclinable



SIEGE & CHASSIS (suite)

Repose jambe central ajustable en angle et hauteur (3002-5002)



Chassis Pliant avec roues démontables



Accoudoir réglable en hauteur et inclinaison (3002-6017)



Dossier contour back Respond

Trak 12 (3003-4002)

Trak 14 (3003-4001)

Cale tronc

Coté : Gauche (3003-6001)
 Droit (3003-6002)



Appui tête Respond 3002-6003



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Coussin coutour

100 €

- T12: 3002-3005
- T14: 3002-3002


Choix de l'insert mousse



- PU T: 12 (3003-3010)
- PU T: 14 (3003-3006)
- Mémoire Med T: 14 (3003-3008)
- Mémoire Soft T: 14 (3003-3007)

Élément de forme (3001-7011)

50 €



Cale cuisse (3003-6006 & -6007)

200 €



Plot d'abduction (3005-7001)

250 €

Choix de la taille:

- Petit (3"x5"x3") (MTMD-12)
- Moyen (5"x5"x3") (MTMD-13)

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE

500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

Choix d'un seul support

Support porte obus (3002-7017)



Support respirateur

Trak 12 (3002-7027)

Trak 14 (3002-7018)



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC


Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

Tablette amovible

Choix de la taille

Trak 12" (3002-6021)

Trak 14" (3002-6015) + (3002-6076)



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages de la poussette
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)