



Kit assistance électrique

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR TONICROSS facilite l'utilisation d'un tricycle Tonicross. Il assiste le pédalage et permet de se déplacer sans effort. Il se compose d'une roue motorisée 20", un kit de détection de pédalage, une console de contrôle, un câble de charge. Puissance 250W. Couple 25mN 2ème batterie offerte.

Attention : Kit incompatible avec le pignon fixe, Deuxième frein obligatoire

- ✓ roue motorisée 20"
- ✓ kit de détection de pédalage
- ✓ une console de contrôle (display)
- ✓ un câble de charge
- ✓ Poids du kit : 6,4 kg
- ✓ Batterie lithium : 30V / 6,6A
- ✓ Chargeur : 30V / 2A pour batterie
- ✓ Console LCD

* en remplacement de l'équipement standard

Code promo: _____

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE	TACSP85	1 812,00 €	2 174,40 €
✓ Montage sur tricycle			
Modèle:			
<input type="checkbox"/> TONICROSS BASIC	<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS	<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY	<input type="checkbox"/> TONICROSS LIBERTY
<input type="checkbox"/> TAILLE Junior	<input type="checkbox"/> TAILLE 3	<input type="checkbox"/> TAILLE Junior	
<input type="checkbox"/> TAILLE 4	<input type="checkbox"/> TAILLE Junior	<input type="checkbox"/> TAILLE Adulte	
	<input type="checkbox"/> TAILLE 4	<input type="checkbox"/> TAILLE Adulte XP	
Attention : Kit incompatible avec le pignon fixe, Deuxième frein obligatoire			
<input type="checkbox"/> Supplément montage à GAUCHE de la console de contrôle	TACSP86	25,00 €	30,00 €

Possibilité de participation au financement du matériel dans le cadre du bonus écologique, pour plus de renseignement, veuillez contacter votre conseiller secteur.

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire

