

PRODUIT D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

CALE-CUISSE



APPUI-TÊTE



CALE-GENOU



CEINTURE



COUSSIN



UNILINK



DOSSIER



PROTECTION DE PIED



Stealth Products
Solutions For Life®

CATALOGUE PAP-A ET PAP-B

NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES

POSITIONNEMENT

Notre équipe spéciale "Positionnement" est composée de 3 spécialistes produits répartis sur l'ensemble de la France :

ANNE GUYONVARCH

Spécialiste Positionnement et Pédiatrie

☎ 06 65 54 90 38

✉ aguyonvarch@quantum-rehab.fr

Contact



CHRISTOPHE MARTIN

Spécialiste Positionnement

☎ 06 66 64 00 39

✉ cmartin@quantum-rehab.fr

Contact



Christophe

Contact



FREDERIC DUPAS

Spécialiste Positionnement

☎ 06 14 13 05 74

✉ fdupas@quantum-rehab.fr

Détails de nos équipes de conseillers et spécialistes sur :

PRIDEMOBILITY.FR/LEQUIPE.HTML



DOSSIER



PAP-A

DOSSIER STEALTH ADI



Dossiers ergonomiques ADI

- Favorisent une bonne posture et réduisent la tension lombaire
- Répartissent les forces sur la base pelvienne, améliorant confort et stabilité
- Conçus pour les personnes exigeant légèreté et solidité
- Multiples tailles disponibles
- Housse Coolcore® : régule le microclimat, confort durable et respirant

Pourquoi opter pour l'un de nos dossiers ADI ?

Nos dossiers ADI, en carbone ou en aluminium, sont conçus pour être solides, légers et les plus robustes possibles pour durer dans le temps.



Active

Deep

Extra Deep



Scannez-moi pour
accéder à la page produit

Modèles disponibles :



Q-Back 2.0

- Dossier léger en aluminium, se fixe à la place de la coque de dossier TB3/4. Ce montage permet de conserver les dimensions de l'assise et d'ainsi garantir un dossier biomécanique efficace.
- Deux versions : dossier plat ou galbé
- Idéal pour le soutien lombaire tout en facilitant les mouvements des bras

Scannez-moi



ADI Fibre de Carbone

- Très haute résistance à la traction et rigidité exceptionnelle
- Ultra-léger avec un excellent rapport résistance/poids
- Durabilité et résistance à la corrosion supérieures

Scannez-moi



ADI 2.0 Aluminium

Deux variantes :

- Découpe supérieure incurvé (AL) : améliore le confort d'assise et facilite les mouvements des bras
- Découpe supérieure plate (AFT) : large surface de soutien pour tout le dos, idéal pour des mouvements limités des épaules
- Offre un soutien optimal même en position inclinée

Scannez-moi



UNILINK

- Soutien latéral thoracique hautement ajustable
- Améliore la stabilité et l'équilibre de l'utilisateur en fauteuil
- Sert de repère tactile pour favoriser un meilleur alignement du tronc
- Contribue à maintenir une position fonctionnelle tout au long de la journée
- Réduit la dégradation posturale et limite les repositionnements répétés
- Ajustements précis pour un positionnement évolutif et personnalisé



Dossier EPIC – Gestion posturale dynamique

- Permet des changements de posture tout au long de la journée selon les besoins fonctionnels
- Introduit du mouvement contrôlé tout en maintenant la stabilité du bassin
- Réduit les risques de cisaillement et de friction lors des changements d'inclinaison
- Facilite une assise fonctionnelle : respiration, digestion, soulagement de pression, interaction, gestion de la fatigue

Fonctionnement clé :

Point de pivot anatomique

- Le mouvement part de l'utilisateur et pas du châssis
- Le dossier bouge au-dessus du bassin, limitant le glissement

Réglages sans outils

- Ajustement rapide de l'angle du dossier et de l'amplitude du mouvement
- Idéal pour les aidants

Mode actif indépendant

- L'utilisateur explore librement différentes inclinaisons
- Retour automatique en position neutre après l'activité



Scannez-moi pour accéder à
la page produit



Comparaison avec une inclinaison classique :


Sans EPIC :

glissement du dossier, forces de cisaillement, repositionnements fréquents de l'appui-tête et des cales-troncs


Avec EPIC :

support pelvien fixe + dossier mobile, tous les éléments posturaux suivent naturellement le mouvement du corps

Inclinaison sans EPIC



Inclinaison avec EPIC



Pourquoi choisir EPIC ?

- Système innovant qui respecte les mouvements naturels du corps
- Offre un changement de posture fluide et sécurisé
- Élimine les repositionnements manuels

Ce système est disponible sur nos fauteuils **WEELY** et **ENZO**.



Vidéo d'introduction d'EPIC Seating



Scannez-moi pour visionner la vidéo

POSITIONNEMENT MAINTIEN MEMBRES SUPÉRIEURS



PAP-A

POSITIONNEMENT MAINTIEN MEMBRES SUPÉRIEURS

Scannez-moi



CALE-COUDE UNILINK

Caractéristiques clés :

- Empêche le bras de glisser vers l'arrière de l'accoudoir lors des mouvements d'inclinaison
- Offre un repère postérieur pour aider l'utilisateur et les aidants à repositionner correctement le membre supérieur
- Coussin de 7,62 x 25,40 cm : assure un soutien latéral efficace pour maintenir l'avant-bras sur l'accoudoir, même sur terrain irrégulier
- Conception permettant une installation derrière un accoudoir à double rail, évitant les collisions avec les cadres de porte et autres obstacles
- Idéal pour améliorer la stabilité du membre supérieur et le confort en position assise



Aperçu du produit utilisé :



POSITIONNEMENT MAINTIEN MEMBRES SUPÉRIEURS

SOUTIENS THORACIQUES ANTÉRIEURS STEALTH

Scannez-moi



Caractéristiques clés :

- Améliorent la stabilité du tronc et l'alignement au fauteuil roulant
- Contribuent à une posture clinique correcte et sécuritaire
- Matériaux respirants pour un confort prolongé
- Points d'ancrage sur le corps déportés pour réduire les pressions indésirables
- Boucles pivotantes (selon modèles) pour un ajustement optimal
- Options de soutien dynamique ou structuré
- Sangles d'attache pleine longueur pour une installation sécurisée

Aperçu du produit utilisé :



Modèles disponibles :

Harnais de maintien

Harnais d'épaule Backpack
Tailles disponibles : XS à L



Harnais d'épaule Style "H"
Tailles disponibles : S à L



Harnais Classic Dynamique Zipper
Tailles disponibles : S à L



Ceintures thoraciques

Ceinture thoracique Clips
Tailles disponibles : M à XL



Ceinture thoracique Velcro
Tailles disponibles : M à XL



Y Straps
Tailles disponibles : S à L



APPUI-TÊTE



APPUI-TÊTES STEALTH PRODUCTS

UNILINK ULTRA

Caractéristiques clés :

- Système offrant le plus de possibilités pour répondre aux situations posturales les plus complexes
- Approche indépendante à la fois au niveau occipital et sous occipital
- Nombreuses combinaisons possibles
- Positionnement dans les trois plans de l'espace
- Ajustement asymétrique

Combinaison d'appui contre appui



Scannez-moi



SWING AWAY

Caractéristiques clés :

Swing away est un système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs.

- Permet une approche posturale plus complète
- Ajustable
- Efficace
- Amovible
- Modulaire

Scannez-moi



Il est compatible avec les appui-têtes Ultra, Confort Plus Series et i2i.

i2i

Caractéristiques clés :

Cet appui-tête a été développé pour des situations spécifiques mais ces qualités lui permettent de s'adapter :

- Réduit les risques de troubles posturaux
- Maintient la tête droite et facilite le contact visuel
- Améliore la prise des repas et la gestion de la salive

Il a une forme unique qui :

- Assure la continuité tête-cou
- Offre un appui occipital et sous-occipital selon le réglage
- Limite l'hyperextension cervicale

Ses bras antérieurs :

- Aident à centrer la tête et à gérer les mouvements involontaires
- Ne gênent pas les membres supérieurs
- Empêchent le passage sous l'appui-tête
- Peuvent accueillir un support de menton
- Tailles disponibles : XS à XL

Scannez-moi



CONFORT PLUS SERIES

Caractéristiques clés :

- Repose-tête conçu pour offrir du maintien en bascule et du soutien aux muscles cervicaux toute la journée
- Solutions haut de gamme reconnues, adaptées à la majorité des utilisateurs
- Housse Coolcore® pour une meilleure gestion thermique
- Compatibles avec la tige de montage Unilink
- Disponibles en trois modèles : Confort Plus, Tri Confort Plus, Ajustable Confort Plus

Confort Plus

- Maintien en bascule et soutien cervical continu
- Peut être complété par des adjonctions pour un contrôle postural accru
- Existe en version gel
- Tailles XS (pédiatrique) à XL



Scannez-moi

Tri Confort Plus

- Retours latéraux fixes à 45° pour un meilleur centrage de la tête
- Possibilité d'ajouter des appuis temporaux
- Tailles XS (pédiatrique) à XL

Ajustable Confort Plus

- Retours latéraux réglables individuellement pour un contrôle latéral sur mesure
- Compatible avec appuis temporaux
- Tailles disponibles : L et XL



COMBO

Caractéristiques clés :

- Triple coussinet offrant un soutien latéral réglable jusqu'à 45°
- Contrôle des déviations en rotation dans le plan transversal
- Double appui : occipital et temporal
- Conçu pour éviter la pression sur les oreilles et préserver la vision périphérique
- Compatible avec l'Ultra pour gérer des troubles posturaux plus complexes
- Compatible avec le Swing-Away pour un positionnement précis et adaptable
- Tailles disponibles : S à L

Scannez-moi



ALL POSIT

Caractéristiques clés :

- Contrôle le positionnement de la tête sans limiter la mobilité
- Aide à gérer la fatigue cervicale et soutient les réactions posturales normales
- Participe au positionnement global de l'utilisateur
- Support occipital rembourré pour les phases d'inclinaison
- Bras réglables pouvant se plier pour un soutien sous-occipital latéral
- Supports latéraux ajustables pour gérer les flexions latérales
- Compatible Swing-Away pour un positionnement évolutif et précis
- Tailles disponibles : XS à XL



Scannez-moi





COUSSIN



COUSSINS STEALTH PRODUCTS

Les différentes catégories de coussins :



Les coussins de la série **Skin Protection and Positioning (SPP)** allient confort, stabilité et protection cutanée. Les coussins de cette série sont conçus avec la technologie Coolcore® et offrent des solutions de positionnement allant du modéré au très spécifique. Ils intègrent une mousse moulée haute densité et des découpes de décharge anatomiques. Certains modèles permettent également de travailler les corrections de posture du bassin grâce à des éléments de forme additionnels personnalisables.



Les coussins de la série **Positioning (P)** offrent un maintien précis et adapté, grâce à une mousse moulée haute densité et des découpes anatomiques ciblées. Conçus pour favoriser un bon alignement du bassin, ils aident à maintenir une posture stable et centrée. Ils intègrent également la technologie Coolcore® qui permet de réguler la température en toutes saisons.



Les coussins de la série **Skin Protection (SP)** associent confort et prévention des risques cutanés. Ils intègrent la technologie Coolcore® pour une régulation naturelle de la température, idéale en toutes saisons. Ces modèles incluent également un support en gel ou en mousse Sunmate pour mieux répartir la pression et protéger les zones sensibles.



Les coussins de la série **General Use (G)** sont conçus pour offrir un bon confort, avec un léger relief au niveau du coccyx et du sacrum.

Possibilité de création sur-mesure :

CUSTOM.STEALTHPRODUCTS.COM



ESSENCE

Caractéristiques clés :

- Base en mousse à densité intermédiaire présentant une cuvette ischiatique
- Décharge au niveau du sacrum
- Éléments de positionnement fournis
- Doublure incontinence en uréthane


Largeur de 25 cm à 56 cm
Poids du coussin : de 1,6 à 2,3 kg
Capacité : 226 kg
Protection incontinence : Oui

Scannez-moi



TRU-COMFORT 2

Caractéristiques clés :

- Base en mousse à haute densité présentant un moulage à l'ergonomie prononcée
- Positionnement intuitif
- Housse Coolcore® 
- Poches latérales intégrées pour un rangement pratique


Largeur de 35 cm à 61 cm
Poids du coussin : 1,80 kg
Capacité : 204 kg

Scannez-moi



SPECTRUM GEL


Caractéristiques clés :

- Base en mousse à haute densité présentant un plateau pré-ischiatique latéral profilé
- Insert fluide double cellule dans les zones les plus sensibles
- Doublure incontinence en uréthane
- Absorption des chocs et des vibrations
- Housse Coolcore® 

Largeur de 35 cm à 82 cm
Poids du coussin : 1,59 kg
Capacité : 226 kg
Protection incontinence : Oui




Scannez-moi



SPECTRUM FOAM


Caractéristiques clés :

- Base en mousse à haute densité présentant une cuvette ischiatique
- Insert mousse viscoélastique multicouches dans les zones les plus sensibles
- Absorption des chocs et des vibrations
- Doublure incontinence en uréthane
- Housse Coolcore® 

Largeur de 35 cm à 82 cm
Poids du coussin : 1,36 kg
Capacité : 294 kg
Protection incontinence : Oui




Scannez-moi



SOLUTION


Caractéristiques clés :

- Base en mousse à haute densité présentant une cuvette ischiatique
- Insert fluide double cellule dans les zones les plus sensibles
- Doublure incontinence en uréthane
- Prévention ischiatique
- Housse Coolcore® 

Largeur de 25 cm à 61 cm
Poids du coussin : 2,45 kg
Capacité : 226 kg
Protection incontinence : Oui



Scannez-moi




Scannez-moi




PREMIERE

Caractéristiques clés :

- Base en mousse à haute densité présentant une cuvette ischiatique avec un insert de positionnement latéral intégré
- Surcouche Sunmate en matériau ignifugé entièrement naturel
- Doublure incontinence en uréthane
- Housse Coolcore® 

Largeur de 35 cm à 56 cm
Poids du coussin : 1,6 kg
Capacité : 204 kg
Protection incontinence : Oui




Scannez-moi



GLACIAL

Caractéristiques clés :


- Base mousse à haute densité, profilage intermédiaire
- Couche supérieure en Gel carrelé
- Doublure incontinence en uréthane
- Diminution des frictions et du cisaillement
- Housse Coolcore® 

Largeur de 30 cm à 61 cm

Poids du coussin : 1,1 kg


Capacité : 181 kg

Protection incontinence : Oui



ZEN

Caractéristiques clés :

- Base mousse à haute densité, profilage bas
- Surcouche Sunmate en matériau ignifugé entièrement naturel
- Doublure incontinence en uréthane
- Répartition naturelle de la charge et de la pression
- Housse Coolcore® 

Largeur de 30 cm à 61 cm


Poids du coussin : 1,6 kg

Capacité : 204 kg

Protection incontinence : Oui



Scannez-moi



CUSTOM

La gamme custom de Stealth Products permet de créer un coussin entièrement sur mesure : dimensions, forme, mousse, zones de soutien, découpes spécifiques et choix de housses. Chaque coussin est adapté précisément aux besoins et au confort de l'utilisateur.

Possibilité de création sur-mesure :

CUSTOM.STEALTHPRODUCTS.COM




LES HOUSSES STEALTH PRODUCTS



Pourquoi Coolcore® ?

Coolcore® est une technologie textile orientée confort et thermorégulation, idéale pour garder une sensation de fraîcheur lors d'efforts ou par temps chaud. Coolcore® offre une solution durable et sans additifs chimiques pour réguler le microclimat au contact du corps.



Où trouver Coolcore® ?

Sur l'ensemble des coussins d'assise et dossier utilisés sur les produits Quantum Rehab (ex. Essence SPP, TRU-Comfort 2 SPP, Solution SPP, Glacial SP, etc.). Nos housses de coussins "Powered by Coolcore®" sont exclusives à Stealth Products.

Stealth-Tek

Stealth-Tek est un tissu nylon/polyester enduit de polyuréthane. Imperméable, élastique et lavable, il est adapté aux usages médicaux. Il combine un film PU résistant aux fluides et un jersey polyester, offrant un matériau durable et respirant.

Comment ça marche ?

Contrairement aux traitements chimiques qui perdent leur efficacité au lavage, la technologie Coolcore® ne perd aucune efficacité car elle est intégrée au cœur même de la fibre et se compose de :

- géométries biomimétiques,
- fibres non circulaires créant plus de surface,
- canaux internes qui captent, transportent puis évaporent rapidement l'humidité.

Résultat : un textile respirant, à séchage rapide, dont l'efficacité dure dans le temps.

Scannez-moi



Les bénéfices concrets

Pour les usagers :



- humidité réduite sous l'assise et dans le dos
- sensation de fraîcheur stable toute l'année
- confort durable sans surchauffe

Pour les prescripteurs :


- microclimat cutané optimisé
- performance stable sans traitement chimique
- compatible avec toutes les solutions de positionnement Stealth

Air Flow Mesh

Air Mesh est un tissu micro-perforé permettant une excellente circulation de l'air. Il peut aussi améliorer le positionnement en limitant le glissement. Idéal pour les environnements chauds ou humides.



POSITIONNEMENT MAINTIEN MEMBRES INFÉRIEURS



POSITIONNEMENT MAINTIEN MEMBRES INFÉRIEURS

Scannez-moi



CALES-CUISSSES UNILINK

Caractéristiques clés :

- Maintiennent et guident les cuisses pour un alignement fémoral optimal
- Réduisent les déviations des membres inférieurs
- Améliorent le confort et la stabilité posturale

Deux styles disponibles :

- Sur rail : réglages illimités et rotation complète du coussinet, idéal pour des besoins posturaux complexes ou évolutifs
- Traditionnelles : configuration classique éprouvée, espacement standard de 25,4 mm et filetages métriques pour compatibilité optimale



Aperçu sur produit :



PLOT D'ABDUCTION STEALTH

Caractéristiques clés :

- Maintient les fémurs en abduction et neutre
- Favorise un alignement pelvien optimal
- Répartit le poids de façon uniforme sur les cuisses et tubérosités ischiatiques
- Renforce la stabilité et aide à prévenir les contractures musculaires
- Conçu pour des besoins posturaux complexes : faiblesse musculaire, spasticité, tonus irrégulier, contractures
- Matériel ajustable et amovible pour des transferts sans obstacle

Deux formes de coussinets :

- Ovale : confort supérieur et facilité d'utilisation
- En coin : soutien renforcé et contrôle du positionnement
- Découpes optionnelles pour optimiser la pression
- Option FSC pour ajustement sur postures asymétriques ou différences de longueur des jambes



Scannez-moi



CEINTURES PELVIENNES

Caractéristiques clés :

- Maintiennent le bassin en position neutre pour un alignement postural optimal
- Permettent la mobilité du tronc sur un bassin stabilisé et améliorent grandement la fonction des membres supérieurs

Aident à prévenir les mauvaises postures :

- Bascule pelvienne antérieure ou postérieure
- Élévation pelvienne
- Obliquité ou rotation du bassin

Scannez-moi



- Conçues pour les personnes en fauteuil roulant ayant besoin de supports externes pour maintenir une posture correcte
- Favorisent un meilleur soutien postural, un meilleur contrôle et une fonctionnalité optimale

La ceinture est un élément essentiel à la mobilité autonome, pour toute personne en fauteuil roulant.

FLIP-DOWN



SWING-AWAY



CALE-GENOU

Caractéristiques clés :

- Améliore le positionnement des membres inférieurs, la répartition du poids et la stabilité assise
- Agit comme une limite pour maintenir un alignement optimal du bassin et des jambes, en évitant une adduction ou abduction excessive des hanches
- Fonction rabattable / pivotante : facilite les transferts en déplaçant facilement le coussinet
- Flip-Down : se rabat vers l'avant ou l'arrière
- Swing-Away : se rabat uniquement vers l'avant
- Idéal pour les personnes avec un tonus musculaire anormal (spasticité ou flaccidité)
- Maintient une position optimale des jambes, favorisant stabilité et fonctionnalité
- Limite la progression de postures anormales lorsque la posture est flexible
- Convient aux personnes avec des troubles neurologiques progressifs
- Soutiens latéraux du genou : aident à maintenir la stabilité des membres inférieurs même en cas de fatigue musculaire

Scannez-moi



PROTECTION DE PIED / CHEVILLE

Caractéristiques clés :

- Fournit un soutien léger aux membres inférieurs tout en prévenant les blessures dues au contact avec des surfaces dures
- Contours ergonomiques qui s'adaptent à la forme du pied et du bas de la jambe
- Rembourrage protecteur : réduit les frottements et la pression sur les zones osseuses saillantes
- Découpe du talon : élimine le contact direct avec le talon tout en maintenant le soutien de la cheville

Scannez-moi



RECAP DE NOS PRINCIPAUX PRODUITS

COUSSIN DE POSITIONNEMENT

SPECTRUM GEL



Largeur de 35 cm à 82 cm
Capacité : 226 kg



ESSENCE



Largeur de 25 cm à 56 cm
Capacité : 226 kg

SOLUTION



Largeur de 25 cm à 61 cm
Capacité : 226 kg



TRU COMFORT 2



Largeur de 35 cm à 61 cm
Capacité : 204 kg

SPECTRUM FOAM



Largeur de 35 cm à 82 cm
Capacité : 294 kg



PREMIERE



Largeur de 35 cm à 56 cm
Capacité : 204 kg

GLACIAL



Largeur de 30 cm à 61 cm
Capacité : 181 kg



ZEN



Largeur de 30 cm à 61 cm
Capacité : 204 kg

APPUI-TÊTE

SWING AWAY



UNILINK ULTRA



I2I



CONFORT PLUS



COMBO



ALL POSIT



DOSSIER

EPIC



Q-BACK 2.0



ADI 2.0
ALUMINIUM



ADI FIBRE DE
CARBONE





POUR PLUS D'INFORMATIONS :



www.pridemobility.fr





stealthproducts.com

CATALOGUE - FÉVRIER 2026

© Pride Mobility France. 2026. Tous droits réservés. Ce document, ou des parties de celui-ci, ne peuvent être reproduit sous aucune forme sans autorisation.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

  @Pride Mobility Products France