

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**Produits d'assistance à la posture du dossier**

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

**HARNAIS**

Harnais classic "STANDARD" HT 131,75 € **139€ TTC**

Le modèle classique offre une large surface rembourrée pour la zone thoracique.


Textile Dynamique



Harnais classic "ZIPPER" HT 131,75 € **139€ TTC**

Le Zipper a le même format que le harnais classique, il bénéficie d'une fermeture éclair au centre.

Textile Dynamique




	Harnais classic dynamic (Dimensions en cm)								Standard	Vinyl	Zipper	
	A	B	C	D	E	F	G	H	Ref.	Ref.	Ref.	
<b>XS</b>	19	32	5	9	19	9	8	5	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS1101	<input type="checkbox"/> IFPS1401	<input type="checkbox"/>	
<b>S</b>	22	39	5	11	23	10	10	5	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS1102	<input type="checkbox"/> IFPS1402	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS3102	
<b>M</b>	24	48	5	14	28	13	13	7	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS1103	<input type="checkbox"/> IFPS1403	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS3103	
<b>L</b>	27	57	5	17	33	15	15	9	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS1104	<input type="checkbox"/> IFPS1404	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS3104	
<b>XL</b>	29	65	6	17	36	18	18	11	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS1105	<input type="checkbox"/> IFPS1405	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS3105	
<input checked="" type="checkbox"/>	- Disponible stock France 2 semaines								<input type="checkbox"/> - Disponible, fabrication + 6 semaines			

Harnais contour HT 131,75 € **139€ TTC**

Le modèle contour (profilé) possède une section rétrécie au niveau du sternum qui permet un meilleur ajustement pour les femmes, les personnes porteuses d'une sonde de gastrostomie ou celles qui ont besoin d'une surface d'appui plus petite.

Textile Dynamique



	Harnais contour dynamic (Dimensions en cm)								Standard	Vinyl	
	A	B	C	D	E	F	G	H	Ref.	Ref.	
<b>XS</b>	19	32	5	9	19	3	9	3	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS2101	<input type="checkbox"/> IFPS2401	
<b>S</b>	22	39	5	11	23	3	11	4	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS2102	<input type="checkbox"/> IFPS2402	
<b>M</b>	24	48	5	14	28	3	13	6	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS2103	<input type="checkbox"/> IFPS2403	
<b>L</b>	27	57	5	17	33	3	15	9	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS2104	<input type="checkbox"/> IFPS2404	
<b>XL</b>	29	65	6	17	36	4	18	11	<input checked="" type="checkbox"/> IFPS2105	<input type="checkbox"/> IFPS2405	
<input checked="" type="checkbox"/>	- Disponible stock France 2 semaines								<input type="checkbox"/> - Disponible, fabrication + 6 semaines		

Harnais d'épaule Y straps HT 119,43 € **126€ TTC**

La sangle en Y offre un soutien thoracique antérieur, elle est principalement conçue pour contrôler la rotation du tronc.

Textile Dynamique



	Y-Strap			Standard
	A	B	C	Ref.
<b>S</b>	48	20	5	<input checked="" type="checkbox"/> IFYS3102
<b>M</b>	56	23	6	<input checked="" type="checkbox"/> IFYS3103
<b>L</b>	64	28	6	<input checked="" type="checkbox"/> IFYS3104
<input checked="" type="checkbox"/>	- Disponible stock France 2 semaines			


**HARNAIS (suite)**

Harnais d'épaule style "H"

HT  
119,43 €

TTC  
126€ TTC

Le harnais en H utilise une sangle large et comprend une sangle horizontale pour maintenir les bretelles en place.



Textile Structuré

	Harnais en H			Standard	
	A	B	C	Ref.	
<b>XS</b>	7	22	4	<input type="checkbox"/>	<b>IFHH5201</b>
<b>S</b>	8	31	5	<input type="checkbox"/>	<b>IFHH5202</b>
<b>M</b>	10	35	6	<input type="checkbox"/>	<b>IFHH5203</b>
<b>L</b>	11	41	7	<input type="checkbox"/>	<b>IFHH5204</b>
<input type="checkbox"/>	<b>- Disponible stock France 2 semaines</b>				

Ceinture thoracique chest straps


89,10 €

94€ TTC

La ceinture thoracique présente une double traction et deux boucles plastiques à l'avant afin de faciliter la mise en place par l'utilisateur.



Textile Dynamique



	Sangle Thoracique			Standard	
	A	B	C	Ref.	
<b>XS</b>	36	7	9	<input type="checkbox"/>	<b>IFCS4111</b>
<b>S</b>	41	7	10	<input type="checkbox"/>	<b>IFCS4112</b>
<b>M</b>	46	8	10	<input type="checkbox"/>	<b>IFCS4113</b>
<b>L</b>	53	8	11	<input type="checkbox"/>	<b>IFCS4114</b>
<b>XL</b>	2	8	12	<input type="checkbox"/>	<b>IFCS4115</b>
<input type="checkbox"/>	<b>- Disponible stock France 2 semaines</b>				

**Option harnais**

Fixation pour tube de fauteuil



Attache pour tube (la paire)

IFMDCC

30€ TTC

**POSITIONNEMENT MEMBRES SUPÉRIEURS**

**BUTEE LATÉRALE DE COUDE**

HT

TTC

Rebord d'accoudoir (à l'unité)

123,22 €

TTC

- droit
- gauche

ASF6X2C-S-Q  
ASF6X2C-S-Q



**BUTEE POSTÉRIEURE DE COUDE (Sélectionner un support + un coussin)**

Support de coussin escamotable (à l'unité)

260€ TTC

Support de coussin fixe (à l'unité)

180,09 €

TTC

- droit (ST-UETB4021FR-Q)
- gauche (ST-UETB4021FL-Q)



- droit (UETB4021SR-Q)
- gauche (UETB4021SL-Q)



Coussin demi-lune (à l'unité)

80€ TTC

Coussin de coude (à l'unité)

75,83 €

80€ TTC

- droit (UEP53005032R)
- gauche (UEP53005032L)



- droit (POS124067)
- gauche (POS124067)



Cale-tronc escamotable UniLink (à l'unité)

284,36 €

300€ TTC



- droit (ULS25100-R)
- gauche (ULS25100-L)



Coussin :  4"x6" (ULP546050320)  5"x7" (ULP557050320)  
Coussin :  4"x6" (ULP546050320)  5"x7" (ULP557050320)

Montage sur canne de dossier diamètre support unitaire :

Autres montages :



- 1" soit 25,40 mm (UIMCNI100)
- 7/8" soit 22,22 mm (UIMCNI780)
- 3/4" soit 19,05 mm (UIMCNI340)



- 125° TB4 (UIMBK1125)
- 135° ADI 2 / Qback (UIMBK1135)

**COMMENTAIRES**