

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise T1: 17-38 cm et T2: 17-38 cm
- ① Profondeur d'assise: T1 15-30 cm et T2: 20-36 cm
- ① Inclinaison d'assise 45°
- ① Hauteur de dossier: T1 de 30-48 cm et T2 33-48 cm
- ① Inclinaison de dossier de 90° à 120°
- ① Dimensions pliée sans les roues (LxlxH) T1: 89x43x57 et T2: 89x43x62 cm
- ① Hauteur de la barre de poussée T1: 101-127cm et T2: 101-127 cm
- ① Diamètre des roues avant 180 mm
- ① Diamètre des roues arrière 410 mm
- ① Poids de la poussette à partir de T1: 15 kg et T2: 15 kg
- ① Poids maxi de l'utilisateur T1 36 kg et T2 36 kg
- ① **Kit transport de série, harnais obligatoire**
- ① Largeur hors tout: T1 57cm et T2 62cm



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



Protection solaire de série



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide a la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive

Code 9566482 - VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive. Plv 2587,00€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

✓ Poussette Trak	<input type="checkbox"/> T1 - 12" (3002-1004)	<input type="checkbox"/> T2 - 14" (3002-1001)	2 587 €
------------------	---	---	---------

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : HARNAIS

Obligatoire : 230 € TTC

Code 9947089 - VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU_MRE. Plv 230€

✓ Trak T1 & T2 Poids inférieur à 23kg	<input type="checkbox"/> Trak T1 & T2 Poids supérieur à 23kg
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 3002-7002 ✓ 3002-7022 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 3001-7008

COLORIS

- Bleu/Noir
- Rouge/Noir
- Gris/Noir

SIEGE & CHASSIS

✓ Dossier inclinable



✓ Assise inclinable



SIEGE & CHASSIS (suite)

- ✓ Repose jambe central ajustable en angle et hauteur (3002-7006 + 3002-5002)



- ✓ Chassis Pliant avec roues démontables



- ✓ Accoudoir réglable en hauteur et inclinaison (3002-6017)



- ✓ Coussin contour

T12: 3002-3005

T14: 3002-3002

Insert mousse PU

T: 12 (3003-3010)

T: 14 (3003-3006)



- ✓ Dossier contour back Respond

Trak 12 (3003-4002)

Trak 14 (3003-4001)



- ✓ Cale tronc (N.C. harnais thoracique souple)

Coté : ✓ Gauche (3003-6001)

✓ Droit (3003-6002)

- ✓ Appui tête Respond 3002-6006



- ✓ Cale cuisse (3003-6006 & -6007)



- ✓ Barre de saisie
Trak 12 : 3002-6113
Trak 14 : 3002-6019

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Plot d'abduction (3005-7001)

Choix de la taille:

Petit (3"x5"x3") (MTMD-12)

500 €

Moyen (5"x5"x3") (MTMD-13)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Plateau d'appui repose bras

Track 12" (3002-6021) + (3002-6016)

450 €

Track 14" (3002-6021) + (3002-6016)

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

