

PRIDE
MOBILITY®

Q1450

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 51 cm à 81 cm
- ① Profondeur d'assise : 51 à 71 cm réglable
- ① Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- ① Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- ① Longueur hors tout : 97,16 cm (hors RP)
- ① Largeur de la base : 74,3 cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 20 km
- ① Rayon de giration : 67,23 cm
- ① Poids max utilisateur : 204kg avec bascule électrique
- ① Vitesse max** : 7,2 km/h
- ① Moteurs 4 pôles
- ① Batteries 2 x 73 Ah et chargeur 8Amp

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base Q1450	Q1450	11 071,56 €	11 680,50 €
☐ Assise TRUBALANCE 3 HD : Accoudoirs réglable et amovible, Dossier TB HD, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
☒ Bascule d'assise 30° à translation électrique PTOINDV3263			
☒ Dossier inclinable à 145°	MEC2601921		

ADJONCTION BARIATRIQUE**700 € TTC**

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE , FREP, FREV et SCO. Plv 700€

- ✓ Assise bariatrique pour poids utilisateur jusqu'à 204 kg avec bascule d'assise

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- ☐ Rouge Red corvette
- ☐ Bleu Electric
- ☐ Noir brillant

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant.

ROUES

- ✓ Roues avant bandage 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



CTL143976

- ☐ Avec touches 1 et 2

- ☐ Avec touche éclairage

CTL143977

- ☐ Système de protection anti pincement de la main

Prochainement disponible

(conflit possible passage sous table)

- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière

SOF

- ☐ QLOGIC 3 lite
☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite

CTL1810671
ELE2103635**DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL**

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche

MEC1801698

- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite



- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur

ACC2201042 / ACC2201041

- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite

EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)

PLSKNCP1057

- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)

PLSKNCP1058

- ☐ Champignon (B)

PLSKNCP1008

- ☐ Cupule menton (C)

PLSKNCP1009

- ☐ Poignée T (D)

PLSKNCP1006

- ☐ Boule plastique (E)

PLSKNCP1007

- ☐ Balle mousse (F)

PLSKNCP1004

- ☐ Barre (G)

PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess

- ☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339)

- ☐ Interrupteurs à bascule

CTL144010

- ☐ Interrupteurs à poussoir

CTL144009

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier

- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur)

Q-LOGIC 3, Montage à droite.



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCR01044 ☐ Mini cup SWTMCR01064 ☐ Egg noir SWTMCR01081

INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

*① Choix possible d'un seul boîtier additionnel**Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"*

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible

CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique.

☐ Droite ☐ Gauche


FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCMRO1081 + CTL1439850


☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980



Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980


☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"


☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement


☐ Micro lite

☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Mini cup

☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ EGG

☐ Montage au genou (SWTMCMRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)

☐ Montage à la tête (SWTMCMRO1081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage à la main (SWTMCMRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)

☐ Multi switch (indisponible actuellement)

☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)

☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)

☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage positionnement libre

☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)

☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE SYNERGY HD

Hauteur d'assise:

☐ 49,5 cm


☐ 52,7 cm

		Largeur											
Profondeur	Pouces	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Cm	51	53	56	58	61	64	66	69	71	74	76	79
	20	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	23	58	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25	64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	27	69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	28	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC____
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*____** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2


COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx


Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



□ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



□ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



□ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx


Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



□ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



Accessoires coussin d'assise PAP

✓ **Housse cool core**

□ **AirMesh, Antiglisement**

110 €

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

□ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY)**

110 €



ETAPE 1

CORRECTION DE BASSIN

ETAPE 2

- ☐ Biseau pointe Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC **30 €**
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC **60 €**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



- ☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC **45 €**
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS**

ETAPE 3

- ☐ Ceinture de maintien 2 points **99 €** ☐ Ceinture de maintien 4 points **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
 Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
 Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q



- ☐ Ceinture de maintien de jambe **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC
 Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC
 Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC

**ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire) uniquement palette centrale**

ETAPE 4

- ☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) **240 €**
☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12) **240 €**
☐ Cale genou droit ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
(uniquement repose jambe central)
☐ Cale genou gauche ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
(uniquement repose jambe central)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

- ☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC
☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC


**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER**

- ☐ Dossier synergie HD
 1- Choix de la largeur de coque:
☒ Identique largeur d'assise



APPUI TÊTE

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP A 2, 3 & 4***DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

**600 €**

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique

**600 €****Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP A1, 3 & 4***DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

- ☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

- ☐ Combo

Sélectionner la taille

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)

**295 €**

- ☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- ☐ Taille L (ACP150M)
☐ Taille XL (ACP550M)

**310 €****365 €****Swing away**

- ☐ Droit (SAR2B-R)
☐ Gauche (SAR2B-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

**295 €****295 €****345 €****58 €****Swing away**

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)


DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES (suite)				
Choix possible de l'un des deux	☐ Confort Plus	165 €	☐ All Positionning	160 €
	<i>Sélectionner la taille</i>		<i>Sélectionner la taille</i>	
	☐ Taille XS (CP06CCFFPM)		☐ Taille M (ST-AP350M-OC)	
	☐ Taille S (CP08CCFFPM)		☐ Taille L (ST-AP450M-OC)	
	☐ Taille M (CP10CCFFPM)		☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)	
Swing away			Swing away	
☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)	295 €	☐ Droit (SAR2B-R)	295 €	
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)	295 €	☐ Gauche (SAR2B-L)	295 €	
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)	345 €	☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)	345 €	
Pad: Unitaire	58 €	Pad: Unitaire	58 €	
☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)		☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)		

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)				600 € TTC
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€				Non cumulable PAP A 1, 2 & 4
Etape 2: Choix d'un harnais de maintien	☐ Harnais Classic Dynamique Zipper	139 €	☐ Ceinture d'épaule Y Straps	126 €
	☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)		☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)	
	☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)		☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)	
			☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)	
	☐ Harnais d'épaule Backpack	126 €	☐ Harnais d'épaule Style "H"	126 €
	☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)		☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)	
	☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)		☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)	
	☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)		☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)	
	☐ Ceinture thoracique Clips	94 €	☐ Ceinture thoracique Velcros	94 €
	☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)		☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)	
☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)		☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)		

ENSEMBLE ACCOUDOIRS	
ACCOUDOIRS : montage en T, réglable en profondeur, en hauteur avec protège vêtement.	
☒ Accoudoirs en T Manchettes mousse (à l'unité) ☒ 35cm : ☒ droit ☒ gauche DGN142014	☐ Relevable manchette mousses 35 cm ARM2601930 ARM2601931 MEC2601932 *2 ARM1806791 *2



RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS	
☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières	☐ Repose pied central avec rebords et appui-mollets

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES				
☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 SWTMCRO1079 SWTMCRO1078		110 € TTC	Quantité :
☐ Microlite	SWTMCRO1044		190 € TTC	
☐ Mini Cup 24	SWTMCRO1064		190 € TTC	
☐ Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q		170 € TTC	
☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-44 -P005-40 - P005-41		170 € TTC	
☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-64 -P005-60 - P005-61		170 € TTC	
☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-54 -P005-50 - P005-51		170 € TTC	
☐ Extension de câble pour contacteur	ELE155901		20 € TTC	

COMMANDES ALTERNATIVES				
① Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC	
☐ Commande occipitale Stealth	ST-IDHBT300-U-Q		4390 € TTC	
☐ Ultra pro	ST-IDHBT400-U-Q			
☐ Curved Head Array	ST-IDHBT450-U-Q			
☐ Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q			
Support escamotable: ☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC	
☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC	
☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q			
☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC			
☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC			
☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	MJM260Q		2190 € TTC	
☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	ACCASMB2380		1890 € TTC	
☐ All round joystick (force de poussée requise : 250g)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC	
☐ All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	MO-P002-76-OC		1650 € TTC	
☐ All round joystick ball	MO-P002-76-OC		50 € TTC	
☐ Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC	
☐ Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC	
☐ All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC	

☐ Commande au pied Mo-vis	MO-P021-51-OC		2590 € TTC
Montage possible uniquement sur palette en metal			

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN » 600 € ☐ Montage menton ☐ sur tube rond (FRMASMB8304) ☐ sur rail (GAT406T-OC) ☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) ☐ Droite ☐ Gauche		☐ Bras swing away commande menton 260 € TTC Pour joystick: ☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) ☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) ☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) ☐ All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	
☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M 1 090 € MO-P0031-21-OC ☐ Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M 990 € MO-P031-62-OC		☐ Plastron Stealth multi-réglable 890 € TTC ☐ Pédia ST-IDCH-P-Q Ceinture de maintien ☐ Petit ST-IDCH-S-Q ☐ Std (ST-IDCH-S-QB) ☐ Moyen ST-IDCH-M-Q ☐ XL (IDCH-XLB) ☐ Large ST-IDCH-L-Q ☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) ☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
☐ Support swing away sous accoudoir ☐ micro joystick ST-ARMS260-MICRO-OC ☐ multi joystick ST-ARMS260-OC + SM600-661M ☐ mini joystick proportionnel Stealth ST-ARMS260-PMPJ-OC ☐ all round joystick standard et lite ST-ARMS260-AR-Q		 	285 € TTC 422 € TTC 285 € TTC 285 € TTC

SUPPORT GATLIN

☐ Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
☐ Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐ Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐ Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐ Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐ Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC	 240 € TTC
☐ Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC	 140 € TTC
☐ Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815	 70 € TTC
☐ Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away)	ST-F8675-13-Q	 260 € TTC

Quantité : ...

☐ Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC		125 € TTC
☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC		340 € TTC
☐ Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC		260 € TTC
☐ Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC		260 € TTC
☐ Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
☐ Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC		80 € TTC
☐ Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC		55 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC		45 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC		65 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC		90 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC		150 € TTC
☐ Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC		170 € TTC
☐ Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC		50 € TTC
☐ Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC		75 € TTC
☐ Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC		100 € TTC
☐ Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC		250 € TTC
☐ Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC		250 € TTC
☐ Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC		260 € TTC
☐ Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC		230 € TTC
☐ Etau universel	MO-M007-01-OC		60 € TTC
☐ Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC		50 € TTC
☐ Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC		50 € TTC
☐ Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC		30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
☐ Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC		580 € TTC
☐ Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC		260 € TTC
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3			
☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1590 € TTC
☐ Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988		650 € TTC
☐ Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069		200 € TTC
☐ Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 € TTC


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable"


(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC230250 + MEC125098

☐ Support respirateur "Compact"


(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC133889 + MEC125098

☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC125006 + MEC125098

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES☐ Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930



275 € TTC

☐ Caméra de recul avec écran LCD☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123

MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCRO1081 |

590 € TTC

☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC

MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

☐ Arrêt à distance Quantum Rehab

Stretto, Q1450 (ACC2402778) / Edge 3 (ACC2402780) ou W.light(ACC2402781) / 4FRONT² (ACC2402782) / EDGE HD (ACC2402783) / Rtrak (ACC2402784)

655 € TTC

**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

TRU CONFORT ² Coolcore												
	Largeur											
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61	
Profondeur	14	36	☐		☐							
	15	38	☐		☐	☐						
	16	41	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61						☐		☐	☐	☐

Spectrum FOAM

SPECTRUM FOAM Coolcore														
	Largeur													
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	81
Profondeur	14	36												
	15	38		☐										
	16	41		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	17	43		☐	☐	☐	☐							
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	21	53				☐		☐		☐				
	22	56				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	24	61				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	26	66								☐				☐
	28	71										☐	☐	☐

Essence

ESSENCE PLUS SPP Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56
10	25	☐	☐	☐								
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38			☐	☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53										☐	☐
22	56										☐	☐
24	61											☐

Solution

SOLUTION SPP Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
10	25	☐	☐									
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38				☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43				☐	☐	☐	☐	☐			
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	56							☐		☐	☐	☐
24	61											☐

Premiere P

PREMIERE P Coolcore									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56
13	33	☐							
14	36	☐	☐						
15	38	☐	☐						
16	41	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
17	43		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48				☐	☐	☐	☐	
20	51			☐		☐		☐	☐
22	56							☐	☐

Glacial

GLACIAL Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
	12	30	☐	☐								
	14	36	☐	☐								
	15	38			☐							
	16	41		☐	☐	☐	☐		☐		☐	
	17	43			☐	☐	☐	☐				
	18	46		☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐
	19	48				☐		☐		☐		
	20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53								☐		☐
	22	56					☐		☐		☐	☐
	23	58										☐
	24	61									☐	☐