

COLT PLUS

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et téléphone : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Scooter électrique modulaire - SCO

Code 4100020 VPH, Achat neuf, SCO-B, scooter classe B

PLV TTC 2100,00€

TVA 5,5%

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait**Caractéristiques techniques**

- ① Poids maximum utilisateur: 159 kg
- ① Vitesse maximale: 7 km/h
- ① Rayon de braquage: 1370 mm
- ① Longueur hors-tout: 1194 mm
- ① Largeur hors-tout: 560 mm
- ① Autonomie^{1,2,3} : 26 km - 2 batteries 30 Ah
- ① Chargeur batteries: 8 Amp, externe
- ① Assise pivotante 457 mm x 483 mm
- ① Poids total sans batteries³ : 65 kg



¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, - 5%.

² Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximum

³ Incluant siège standard.

⁴ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

Désignation**P. HT****PLV**☐ COLT PLUS

SC714EU

1 991 €

2100 € TTC

Couleur :

SC714EUCR1013

✓ Rouge

CONFIGURATION SUPPLEMENTAIRE

☒ Dispositif d'éclairage