

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :


Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 4 roues
- ① Accoudoirs amovibles et réglages en hauteur
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 22 à 36 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 84kg
- ① Largeur d'assise: 30 à 46 cm
- ① Hauteur sol/plaque : de 34 à 51 cm
- ① Longueur de jambes: de 19 à 43 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 45° par verin
- ① Angle de dossier: 90° à 130° par vérin
- ① Dossier dynamique évolutif ajustable en résistance et amplitude, Canopy pare soleil non compatible
- ① Rélève jambe séparé
- ① Cales tronc
- ① Roulettes anti bascules
- ① Tube basculeur
- ① Accroche Taxi



Plage d'ajustement de la profondeur	
Chassis largeur 12 - 13 - 14	→ Profondeur ajustable 12 - 14" (30 - 35 cm)
Chassis largeur 14 - 15 - 16	→ Profondeur ajustable 14 - 16" (35 - 41 cm)
Chassis largeur 16 - 17 - 18	→ Profondeur ajustable 16 - 18" (41 - 46 cm)

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Code VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position

- 1 Code 9506675 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€
- 2 Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€
- 3 Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Informations



EPIC System



Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait


**DESIGNATION****REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**☐ Base ENZO EPICLEG-ENZO
(3101-0001)

Code LPPR n° 1, 2, 3

3 953,00 €

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

Freins dans le moyeu
Hub LockFreins à pousser
Push to lock

	Taille de roues		Hauteur sol / plaque	
	AR	AV	17"	18"
			43,2 cm	45,7 cm
Roues à bâtons compatible Freins HUB LOCK (HL)				
☐	16"	6"	☐	✓
Roues à rayons et frein à poussée				
☐	24"	6"		✓

✓ Main courante aluminium anodisé

☐ Main courante acier inoxydable☐ Main courante grip**CHASSIS FIXE**

- ✓ Système de fixation RESNA WC-19 (visuel ci-contre) Sélectionner ceinture ci-dessous



ENSEMBLE ASSISE

ASSISE


☐ Bascule d'assise 45° Chassis Fixe (conseillé pour le dossier EPIC)	☐ 15" (38,1cm) 3101-0015 3101-EFSP1216
☐ 12" (30,48cm) 3101-0012 3101-EFSP1214	☐ 16" (40,6cm) 3101-0016 3101-EFSP1616
☐ 13" (33cm) 3101-0013 3101-EFSP1214	☐ 17" (43,2cm) 3101-0017 3101-EFSP1718
☐ 14" (35,56cm) 3101-0014 3101-EFSP1216	☐ 18" (45,7cm) 3101-0018 3101-EFSP1818

☐ Bascule d'assise 45° Chassis Pliant	☐ 12"-14" (30,48cm => 35,56cm) 3101-0214	❗ Les plaques de l'assise sont réglables sur deux largeurs : - 12" => 13" - 14" => 15" - 16" => 17" - 17" => 18"
Réglage : ☐ 12 in / 30.5 cm ☐ 13 in / 33.0 cm ☐ 14 in / 35.6 cm		
☐ 14"-16" (35,6 cm => 40,6cm) 3101-0216		
Réglage : ☐ 14 in / 35.6 cm ☐ 15 in / 38.1 cm ☐ 16 in / 40.6 cm		
☐ 16"-18" (40,6 cm => 45,7cm) 3101-0218		
Réglage : ☐ 16 in / 40.6 cm ☐ 17 in / 43.2 cm ☐ 18 in / 45.7 cm		

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP

Épaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.


TRU CONFORT² Coolcore ENZO

		- Disponible stock France 2 semaines					
		- Disponible, fabrication + 4 semaine					
Profondeur	Largeur						
	Pouces		14	15	16	17	18
	Cm		36	38	41	43	46
	14	36					
	15	38					
	16	41					
	17	43					
	18	46					
	19	48					
	20	51					

TC2-VPC____

+
TC2SPP-NBLKXX☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille




SPECTRUM GEL Coolcore ENZO

☒	- Disponible stock France 2 semaines						
☐	- Disponible, fabrication + 4 semaine						
Profondeur	Largeur						
	Pouces		14	15	16	17	18
	Cm		36	38	41	43	46
	14	36					
	15	38			☐		
	16	41			☒		
	17	43			☒	☐	☐
	18	46	☐		☒	☒	☒
	19	48			☐	☐	☐
	20	51			☐	☒	☐

SPCG-FPC____

+
SPCGSPP-NBLK XX XX☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPECTRUM FOAM Coolcore ENZO

☒		- Disponible stock France 2 semaines					
☐		- Disponible, fabrication + 4 semaine					
Profondeur	Largeur						
	Pouces		14	15	16	17	18
		Cm	36	38	41	43	46
	14	36					
	15	38			☐		
	16	41			☒		
	17	43			☐	☐	☐
	18	46	☐		☒	☒	☒
	19	48			☐	☐	☐
	20	51			☐	☒	☐

SPCF-FPC____

+
SPCGSPP-NBLK XX XX

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT (suite)☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**


Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



COOLCORE



SOLUTION SPP Coolcore ENZO								
☒ - Disponible stock France 2 semaines								
☐ - Disponible, fabrication + 4 semaine								
Profondeur	Largeur							
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18
	Cm	25	30	36	38	41	43	46
10	25	☒	☐					
12	30	☐	☒	☒				
14	36	☐	☐	☐				
15	38				☐			
16	41			☐	☒	☒	☐	☐
17	43				☐	☐	☒	☐
18	46			☐	☐	☒	☒	☒

SOL-VPC____
+
SOLSPP-NBLKXXXX

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**


Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscosse.



COOLCORE



ESSENCE PLUS SPP Coolcore ENZO								
☒ - Disponible stock France 2 semaines								
☐ - Disponible, fabrication + 4 semaine								
Profondeur	Largeur							
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18
	Cm	25	30	36	38	41	43	46
10	25	☒	☐	☐				
12	30	☐	☒	☐				
14	36	☐	☐	☒				
15	38			☐	☐			
16	41			☐	☒	☒	☐	☐
17	43				☐	☐	☒	☐
18	46			☐	☐	☒	☒	☒

ESS-VPC____
+
ESSPLSPP-NBLKXXXX
+
pour largeur ≤ 14"
→ POP1909006-L
OU
pour largeur ≥ 15"
→ POP1712340-L


☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

COOLCORE



PREMIERE P Coolcore ENZO						
☒ - Disponible stock France 2 semaines						
☐ - Disponible, fabrication + 4 semaine						
Profondeur	Largeur					
	Pouces	14	15	16	17	18
	Cm	36	38	41	43	46
13	33	☐				
14	36	☒	☐			
15	38	☐	☒			
16	41	☐	☐	☒	☐	☐
17	43		☐	☐	☒	☐
18	46			☐	☒	☒
19	48			☐	☐	☐
20	51			☐		☐

PREM-FPC____
+
PREMP-NBLKXXXX

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**


Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



COOLCORE



GLACIAL Coolcore ENZO								
☒		- Disponible stock France 2 semaines						
☐		- Disponible, fabrication + 4 semaine						
Profondeur	Pouces	12	14	15	16	17	18	
	Cm	30	36	38	41	43	46	
	12	30	☒	☐				
	14	36	☐	☒				
	15	38			☒			
	16	41		☐	☐	☒		☐
	17	43			☒		☒	☐
	18	46		☐		☒	☒	☒
	19	48					☐	
	20	51				☐	☒	☒

GLA-NNC____
+
GLSP-NBLKXXXX

☐ Biseau pointe	Choix de la taille:	☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)	SAP4201-OC
		☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)	SAP4251-OC



Hauteur compatible
Epic (**N, L et M**)

1- Forme ☐ Aluminium (**AL**) _____
Flat Top disponible hauteur: 16" et plus
☐ Flat top (**AFT**) _____



ADI BACK ENZO EPIC

☐ - Disponible, fabrication + 6 semaine

Largeur de la coque									
Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cm	25	28	30	33	36	38	41	43	46
trout									
Max									
46	☐	☐	☐	☐	☐				
51	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
58			☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
n				☐	☒	☐	☒	☐	☒
stible							☒	☐	☒
C							☒	☐	☒
s :	Active (A) & Deep (D)						Active (A), Deep (D) ExtraDeep (E)		

5- Ref: ADI2XXXXXX

6- Fixation: ✓ Quick Release **(1-R)** ou **BR1102** Amovible

Optionnel : Cale thoraciques fixe uniquement compatible avec dossier avec un galbe active (A)

H. x P. (Cm)	Référence
--------------	-----------

☐	Taille S	7,5 x 7,5	LATADJUSTSM	☐	Gauche	☐	Droit
☐	Taille M	7,5 x 10	LATADJUSTMD	☐	Gauche	☐	Droit
☐	Taille L	11,5 x 11,5	LATADJUSTLG	☐	Gauche	☐	Droit
☐	Taille XL	10 x 15	LATADJUSTXLG	☐	Gauche	☐	Droit



Pour toute autre largeur de dossier par rapport au châssis indiqué ci-dessous, veuillez contacter votre conseiller technique.

VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE

- ✓ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (**chassis fixe conseillé**)

Canopy poussette non compatible

Diamètre des tubes de dossier 25,4 mm / 1"

- ① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW (**L**) et MEDIUM (**M**)

Largeur du fauteuil ☐ 12-16 (**04**) ☐ 16-18 (**05**)

☐ Force de verin élevé 100N (**100**)

- ✓ Force de verin légère 50N (**050**)

↓ Informations ↓



Largeur du coussin pelvien : (identique à la largeur du chassis ENZO)

ESR00080XX	☐	10	☐	12	☐	14	☐	16	☐	18
	☐	11	☐	13	☐	15	☐	17		

Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (**XX**) et de la force de verin (**000**)

Référence : **ESAT0404XX000**

Pourquoi préconiser l'EPIC (bénéfices cliniques attendus) :

- ✓ Stabilisation dynamique et maintien d'alignement

* Améliore l'alignement bassin-tronc-tête (réduction rétroversion pelvienne, cyphose d'enroulement, désaxations).
 * Permet une variation posturale au cours de la journée (fatigue / activité) avec réglages rapides.
 * Compense les limitations d'amplitudes (angle bassin-cuisse, raideurs, déformations rachidiennes).

- ✓ Réduction des contraintes mécanique de contact

* Diminue les forces de cisaillement et les frottements aux contacts dossier/utilisateur et assise/utilisateur.
 * Réduit le glissement antérieur et la nécessité de repositionnements fréquents.
 * Contribue à la prévention des complications cutanées liées au glissement/cisaillement.

- ✓ Gestion des troubles du tonus et des mouvements involontaires.

* Adapté aux tableaux avec spasticité, dystonie, hypertonie posturale et fluctuations : autorise des mouvements contrôlés "en réponse" aux mouvements du patient.
 * Possibilité d'ajuster la résistance des vérins selon le profil tonique et la tolérance.

- ✓ Effet fonctionnel et "fonctions vitales"

* Facilite le contrôle céphalique et le positionnement de tête (meilleure orientation du regard, communication).
 * Optimise la mécanique respiratoire et la fonction digestive via une posture plus fonctionnelle.
 * Améliore l'utilisation fonctionnelle des membres supérieurs (atteinte, préhension, propulsion/commandes, activités).

Nos spécialistes en positionnement postural sont disponibles pour soutenir la formation, l'évaluation clinique et l'aide à la préconisation du système EPIC.



SCAN ME

**Pour qui préconiser l'EPIC, (Indications / profils patients)**

- ✓ Profils "instables en assise"

* Difficulté/incapacité à maintenir l'équilibre assis et à rester redressé(e) sur la durée.
 * Fatigue posturale rapide, perte progressive d'alignement au cours de la journée.

- ✓ Glissement et contraintes de contact

* Glissement répété vers l'avant, nécessité de repositionner régulièrement.
 * Présence de cisaillement/frottements marqués au dossier/assise, risque cutané augmenté.

- ✓ Troubles du tonus / mouvements involontaires

* Spasticité, dystonie, hypertonie posturale, mouvements spastiques, réponses réflexes.
 * Contexte de casse/dégradation du matériel liée aux contraintes mécaniques et mouvements involontaires.
 * Facteurs comportementaux/agitation motrice compromettant les solutions statiques.

- ✓ Déformations et limitations musculo-squelettiques

* Cyphose, scoliose, bascule postérieure du bassin, asymétries fixes ou évolutives.
 * Limitations de ROM (bassin-cuisse/hanches) et raideurs impactant la posture.

- ✓ Pathologies neurologiques évolutives

* Besoins d'assise qui évoluent rapidement.
 * Nécessité d'une assise adaptable aux fluctuations de tonus, à la fatigabilité et à la progression.

- ✓ Retentissement sur les fonctions et la participation

* Difficultés de contrôle céphalique, de respiration/digestion liées à la posture.
 * Impact sur la participation (communication, interaction sociale) et sur l'efficacité des membres supérieurs.

APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT

- ✓ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)



- ✓ Appui tête enveloppant et pivotant



- ☐ Taille M (CP08CCFPM)
☒ Taille L (CP10CCFPM)




HARNAIS

- ☐ Harnais classic "STANDARD"

Le modèle classique offre une large surface rembourrée pour la zone thoracique.

- ☐ Harnais classic "ZIPPER"

Le Zipper a le même format que le harnais classique, il bénéficie d'une fermeture éclair au centre.



	Harnais classic dynamic (Dimensions en cm)								Standard	Vinyl	Zipper
	A	B	C	D	E	F	G	H	Ref.	Ref.	Ref.
XS	19	32	5	9	19	9	8	5	☒ IFPS1101	☐ IFPS1401	☐
S	22	39	5	11	23	10	10	5	☒ IFPS1102	☐ IFPS1402	☐
M	24	48	5	14	28	13	13	7	☒ IFPS1103	☐ IFPS1403	☒ IFPS3102
L	27	57	5	17	33	15	15	9	☒ IFPS1104	☐ IFPS1404	☒ IFPS3103
XL	29	65	6	17	36	18	18	11	☒ IFPS1105	☐ IFPS1405	☒ IFPS3104
☒ - Disponible stock France 2 semaines										☐ - Disponible, fabrication + 6 semaines	




Textile Dynamique



- ☐ Harnais CONTOUR

Le modèle CONTOUR (profilé) possède une section rétrécie au niveau du sternum qui permet un meilleur ajustement pour les femmes, les personnes porteuses d'une sonde de gastrostomie ou celles qui ont besoin d'une surface d'appui plus petite.



	Harnais contour dynamic (Dimensions en cm)								Standard	Vinyl
	A	B	C	D	E	F	G	H	Ref.	Ref.
XS	19	32	5	9	19	3	9	3	☒ IFPS2101	☐ IFPS2401
S	22	39	5	11	23	3	11	4	☒ IFPS2102	☐ IFPS2402
M	24	48	5	14	28	3	13	6	☒ IFPS2103	☐ IFPS2403
L	27	57	5	17	33	3	15	9	☒ IFPS2104	☐ IFPS2404
XL	29	65	6	17	36	4	18	11	☒ IFPS2105	☐ IFPS2405
☒ - Disponible stock France 2 semaines										
☐ - Disponible, fabrication + 6 semaines										




Textile Dynamique



ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS :


- ✓ Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 8.5-10.5"/22-27 cm)
 Manchette longueur 25cm
 Ajustable en profondeur sur le rail d'assise
 Ecartement des accoudoirs par entretoise



RELEVES-JAMBES

- ✓ Relève-jambes manuel séparé (3101-5005)
Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable
 Distance palette plaque d'assise sans coussin :
☐ Court 19-34cm (std assise 12-14)
☐ Medium 23-38cm (std assise 14-16)
☐ Long 28-43cm (std assise 14-16)

☒ Appui mollet 3101-7016 3101-7017
 (Non compatible "court" 3101-6006)



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette amovible (support 3101-6009)☐ Enzo 13-14 3101-6006☐ Enzo 14-16 3101-6007☐ Enzo 16-18 3101-6008

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : LEVIER DE BASCULEMENT

25 € TTC

Code (en cours) - VPH, adjonction, levier de basculement pour FRMP. Plv 25€

☒ Tube basculeur

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)