

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 6 roues
- ① Système de franchissement
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 140kg
- ① Profondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ① Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ① Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 25° / 13° bascule de chassis
- ① Angle de dossier: 85° à 120°
- ① Accroche Taxi

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
☐ Base WEELY configurable	WEELY	2 609,48 € 2 753,00 €

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

- ✓ Roues rayonnées 22" (FAW1035)
 - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
 - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
 - Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)
 - ✓ Main courante Acier Chromé
 - ☐ Main courante Composite grip PVC
 - ☐ Main courante Aluminium
 - Hauteur d'assise sol / siège : ☐ 42cm ✓ 45cm ☐ 48cm

- ☐ Roues rayonnées 20" (FAW1034)
 - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
 - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
 - Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 4" x 1-1/4" avec bandage (FAW5010)
 - ☐ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW5000) ① Sol/siège 46cm
 - Chassis surbaissé, pour déplacement podal
 - ✓ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal
 - Hauteur d'assise sol / siège : ✓ 37cm ☐ 40cm ☐ 43cm

ADJONCTIONS SPECIFIQUES :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

ROUES ET FREINS TAMBOUR

Sélectionner un système

- ☐ Roues rayonnées 22" (FAW5075) 550 €
 - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
 - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
 - Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)
 - Frein accompagnateur
 - ✓ Paire de freins tambour
 - ① Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

- ☐ Roues composite 12" (FAW1038) 650 € TTC
 - Frein accompagnateur
 - ✓ Paire de freins tambour
 - Roues Pivotantes:
 - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)
 - ① Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

ENSEMBLE ASSISE**ASSISE**

- ☐ Bascule d'assise 25° par verin pneumatique (FMW6016) Couleur de chassis: ✓ Noir et rouge
- Largeur d'assise: ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FMW6039)
- ☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FMW6044)
- ☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FMW6049)

ADJONCTIONS SPECIFIQUES :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FMC. Plv sur devis

VERIN D'INCLINAISON☐ Bascule d'assise électrique (**Délai nous consulter**)

FAW1019

1 269 €

1339 € TTC

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD☐ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP**


Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et alignement

fémoral. La mémoire de forme assure

confort et protection. La housse

Coolcore régule la température.

☐ - Disponible stock France 2 semaines

TC2-VNC_____

		Largeur					
Profondeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
16	41						
17	43						
18	46						
19	48						
20	51						
21	53						

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**


Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Stabilité pelvienne et alignement

fémoral. La mémoire de forme assure

confort et protection. La housse

Coolcore régule la température.

☐ - Disponible stock France 2 semaines

SPCG-FUC_____

		Largeur					
Profondeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
15	38						
16	41						
17	43						
18	46						
19	48						
20	51						
21	53						

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et répartition optimale de

la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison

du bassin avec un gel segmenté pour la

protection cutanée et une mousse à mémoire

de forme pour confort et immersion.



		Largeur							
Profondeur	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	
	16	41							
	17	43							
	18	46							
	19	48							
	20	51							
	22	56							
	24	61							

SOL-VPC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour un

positionnement et un confort durables :

stabilité renforcée, répartition optimisée des

appuis, et adaptation morphologique. Insert

latéral intégré, découpe sacrée, revêtement

Sunmate Xsoft

PREM-VNC_____



		Largeur					
Profondeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
15	38						
16	41						
17	43						
18	46						
19	48						
20	51						

PREM-VNC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité

et modularité : base rigide pour un maintien

optimal, profil modulable pour un ajustement

personnalisé, cuvette ischiatique et décharge

sacrée pour plus de sécurité, et revêtement

doux en viscosse.



		Largeur					
Profondeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
15	38						
16	41						
17	43						
18	46						
19	48						
20	51						

ESS-VPC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**


Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée :

transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel

quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute

densité pour stabilité et durabilité.



		Largeur				
Profondeur	Pouces	15	16	17	18	19
	Cm	38	41	43	46	48
15	38					
16	41					
17	43					
18	46					
19	48					
20	51					

GLA-NUC_____

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

Choix possible d'un seul élément par étape

CORRECTION DE BASSIN☐ Biseau pointeChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

30 €☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301-OC

60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401-OC

45 €☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**☐ Ceinture de maintien 2 points**99 €**Taille ☐ S ST-IFPB5122-OCTaille ☐ M ST-IFPB5213-QTaille ☐ L ST-IFPB5214-Q☐ Ceinture de maintien 4 points**120 €**Taille ☐ S ST-IFPB5242-OCTaille ☐ M ST-IFPB5147-QTaille ☐ L ST-IFPB5148-Q☐ Ceinture de maintien de jambe**120 €**Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OCTaille ☐ M ST-IFLH1112-M-OCTaille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Choix uniquement de la protection ou du maintien

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes**600 €**☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC**ADJONCTIONS SPECIFIQUES :**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

VERIN D'INCLINAISON☐ Inclinaison de dossier électrique (**Délai nous consulter**)

FAW1160

872 €

920 € TTC

VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE☐ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (**NC: Dossier électrique**)

1 891 €

1995 € TTC

① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)

① Ajouter un appui tête de positionnement

① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW et MEDIUM


Largeur du fauteuil ☐ 39 (**01**) ☐ 44 ou 49 (**02**)☐ Force de verin élevé 100N (**100**)☐ Force de verin légère 50N (**050**)

Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.

Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (**XX**) et de la force de verin (**000**)Référence : **ESAT1222XX000**

ENSEMBLE DOSSIER

REGLAGES DU DOSSIER

- ☐ Dossier rigide ajustable en hauteur et rabattable sur l'assise.  ☐ Dossier souple FAW6050)  ☐ Cale tronc Unilink escamotable (*uniquement dossier souple*) UIPFSI100 *2 , UIMCMI100 *2
- Revêtement: ☐ Mesh (FAW6056) ☐ Dartex (FAW6055)
- ☐ Droit (ULS2510F-R) ☐ Gauche (ULS2510F-L) ☐ Coussin 4x6 10x15 (ULP546050320)

- ☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche (FAW6050)

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

- ☐ fixation velcro (SAP3603) ☐ fixation rigide (SAP3601) ☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3602, réglables 60mm



- ✓ Inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120

- ☐ Inclinaison de dossier dynamique (FAW1086)

Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz

Résistance :

- ☐ Souple ☐ Médium ☐ Dur

- ✓ Dossier Stealth ADI Back 2 (NC: FAW1086)

1- Forme

2- Largeur :

3- Hauteur :

4- Contour :

5- Fixation :

6- Ref :

DI Back 2 (NC: FAW1086)

			ADI 2							
			- Disponible stock France à partir du 09/2026							
			Largeur de la coque							
			Po	15	16	17	18	19	20	
			Cm	38	41	43	46	48	51	
Profil	Hauteur	Ref	Po	Cm						
		N	8	20						
		L	10	25						
		M	13	33						
		S	16	41						
		T	18	46						
		X	20	51						
Galbes disponibles :					Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)					

Galbes disponibles : Active (A) & Deep (D) Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)

- ☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

- ✓ Quick Release (1-R) ou BR1102

ADI2XXXXXX1-R

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active : Paire de cale tronc fixe

- ☐ Taille L 11,5 cm x 11,5 cm (LATADJSTLG (x2))

- ☐ Taille XL 10 cm x 11,5 cm (LATADJSTXLG (x2))



La largeur du dossier ADI doit être définie en fonction de la largeur du châssis Weekly.

Avec les fixations de dossier Quick Release, vous pouvez sélectionner :

- un dossier de la même largeur que le châssis

- ou un dossier d'une taille immédiatement inférieure ou supérieure.

Exemple : pour un châssis Weekly de 39 cm, vous pouvez choisir un dossier ADI de 15" (38cm) ou 16" (41cm).

Pour toute autre largeur de dossier par rapport au châssis indiqué ci-dessous, veuillez contacter votre conseiller technique.

SOUTIEN LOMBAIRE

- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



CEINTURE DE MAINTIEN DE POSITIONNEMENT

- ☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

- ☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)

- ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)




- ☐ Ceinture d'épaule Y Straps

- ☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)

- ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)

- ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)




- ☐ Harnais d'épaule Backpack

- ☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)

- ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)

- ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)



- ☐ Harnais d'épaule Style "H"

- ☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)

- ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)

- ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)



APPUI TÊTE

✓ Appui-tête orientable multi-positions. (FAW4011)


☐ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)

☐ All Positionning
☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

☐ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)

☐ Appui tête enveloppant et pivotant
☐ Taille M (CP08CCFPM)
☐ Taille L (CP10CCFPM)
☐ Taille XL (CP14CCFPM)
**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4


DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES
☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)


Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)
**600 €****Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES
☐ Support d'appui tête Unilink
275 €
☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)
**Swing away**
☐ Droit (SAR2B-R)
☐ Gauche (SAR2B-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)
**Pad: Unitaire**
☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)
☐ Taille S (CP08CCFPM)
☐ Taille M (CP10CCFPM)
**Swing away**
☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)
Pad: Unitaire
☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus Adjustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)
☐ Taille XL (ACP550M)
**Swing away**
☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)
**Pad: Unitaire**
☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)
**Swing away**
☐ Droit (SAR2B-R)
☐ Gauche (SAR2B-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)
**Pad: Unitaire**
☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :**
☒ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements

- ☐ Droit (FAW2020)
☐ Gauche (FAW2020)


☐ Gouttière réglable en rotation, hauteur et profondeur

Incompatible tablette

- ☐ Droit (FAW2051)
☐ Gauche (FAW2052)


☐ Accoudoir amovible référence FAW2080 (Non cumulable avec manchette d'accoudoir gouttière)

☐ Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté gauche (FAW 2030)

☐ Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté droit (FAW 2031)
RELEVES-JAMBES
☐ Relève-jambes manuel séparé

Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable

- ☐ Gauche (FAW3014)
☐ Droit (FAW3015)


☐ Surpalette centrale (FAW3085)

☐ Relève-jambes manuel séparé

Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable

- ☐ Gauche (FAW1021)
☐ Droit (FAW1020)

☐ Palette monobloc (FAW1024)
**LEVIER BASCULEUR**
☒ Activation à la main
**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette escamotable (FAW7010)

Non compatible accoudoir gouttière
**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)