

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 6 roues
- ① Système de franchissement
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 140kg
- ① Profondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ① Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ① Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 25° / 13° bascule de chassis
- ① Angle de dossier: 85° à 120°
- ① Accroche Taxi



Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

WEELY EPIC

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position. Plv 2753,00€

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

DESIGNATION**REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**

✓ Base WEELY configurable	WEELY	3 953,00 €
---------------------------	-------	------------

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Roues rayonnées 22" (FAW1035) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Paire de freins levier court (FAW1043) ☐ Paire de freins levier long (FAW1042) Roues Pivotantes: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Roues rayonnées 20" (FAW1034) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Paire de freins levier court (FAW1043) ☐ Paire de freins levier long (FAW1042) Roues Pivotantes: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Roues 4" x 1-1/4" avec bandage (FAW5010) ☐ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW5000) ⓘ Sol/siège 46cm Chassis surbaissé, pour déplacement podal <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal Hauteur d'assise sol / siège : ✓ 37cm ☐ 40cm ☐ 43cm |
|--|---|


ENSEMBLE ASSISE**ASSISE**

- ☐ Bascule d'assise 25° par verin pneumatique (FMW6016)
- Largeur d'assise: ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FMW6039) ☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FMW6044) ☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FMW6049)
- Profondeur d'assise : ☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51
- Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire
- Couleur de chassis: ✓ Noir et rouge

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT

- ☐ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP**
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir
- ☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de

tableau de correspondance)
Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



TC2-VNC____



correspondance)
Cousin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et



SOL-VPC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



PREM-VNC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement



ESS-VPC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____



CORRECTION DE BASSIN

☐ Biseau pointe

Choix de la taille:

☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301-OC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



☐ Butée d'abduction

Choix de la taille:

☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mr SAP4401-OC

☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS

☐ Ceinture de maintien 2 points



Taille ☐ S

ST-IFPB5122-OC

Taille ☐ M

ST-IFPB5213-Q

Taille ☐ L

ST-IFPB5214-Q

☐ Ceinture de maintien de jambe



Taille ☐ S

ST-IFLH1111-S-OC

Taille ☐ M

ST-IFLH1112-M-OC

Taille ☐ L

ST-IFLH1123-L-OC

Choix jusqu'à deux correcteur

Choix d'une ceint

Dossier Stealth ADI Back 2

✓ Dossier Stealth ADI Back 2 (NC: FAW1086)

1- Forme

✓ Aluminium (AL)

2- Largeur

3- Hauteur



Hauteur compatible Enic

ADI 2 WEEKLY EPIC										
		Largeur de la coque								
Largeur du fauteuil		39			44			49		
		Po	15	16	17	18	19	20		
	Cm	38	41	43	46	48	51			
Coque										

Profil	Ref	Po	Cm						
☒ L ☒ M	10	25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	13	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Galbes disponibles : Active (A) & Deep (D) ↑ Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)

4- Contour / Galbe : ☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref: **ADI2XXXXXX**

6- Fixation: ☐ Quick Release (1-R) ou **BR1102** Amovible

Dossier Stealth ADI Back 2 (suite)

Optionnel : Cale thoraciques fixe uniquement compatible avec dossier avec un galbe active (A)

	H. x P. (Cm)	Référence		
☐ Taille S	7,5 x 7,5	LATADJSTSM	☐ Gauche	☐ Droit
☐ Taille M	7,5 x 10	LATADJSTMD	☐ Gauche	☐ Droit
☐ Taille L	11,5 x 11,5	LATADJSTLG	☐ Gauche	☐ Droit
☐ Taille XL	10 x 15	LATADJSTXLG	☐ Gauche	☐ Droit

**VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE**

- ✓ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (**chassis fixe conseillé**)
- ① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2.

- ① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW (L) et MEDIUM (M)

Largeur du fauteuil ☐ 12-16 (04) ☐ 16-18 (05)

- ☐ Force de verin élevé 100N (100)
- ☐ Force de verin légère 50N (050)



Largeur du coussin pelvien : (identique à la largeur du chassis ENZO)

ESR00080XX	☐	10	☐	12	☐	14	☐	16	☐	18
	☐	11	☐	13	☐	15	☐	17		

Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (XX) et de la force de verin (000)

Référence : **ESAT0404XX000****Pourquoi préconiser l'EPiC (bénéfices cliniques attendus) :**

- ✓ **Stabilisation dynamique et maintien d'alignement**
 - * Améliore l'alignement bassin-tronc-tête (réduction rétroversion pelvienne, cyphose d'enroulement, désaxations).
 - * Permet une variation posturale au cours de la journée (fatigue / activité) avec réglages rapides.
 - * Compense les limitations d'amplitudes (angle bassin-cuisse, raideurs, déformations rachidiennes).
- ✓ **Réduction des contraintes mécanique de contact**
 - * Diminue les forces de cisaillement et les frottements aux contacts dossier/utilisateur et assise/utilisateur.
 - * Réduit le glissement antérieur et la nécessité de repositionnements fréquents.
 - * Contribue à la prévention des complications cutanées liées au glissement/cisaillement.
- ✓ **Gestion des troubles du tonus et des mouvements involontaires.**
 - * Adapté aux tableaux avec spasticité, dystonie, hypertonie posturale et fluctuations : autorise des mouvements contrôlés "en réponse" aux mouvements du patient.
 - * Possibilité d'ajuster la résistance des vérins selon le profil tonique et la tolérance.
- ✓ **Effet fonctionnel et "fonctions vitales"**
 - * Facilite le contrôle céphalique et le positionnement de tête (meilleure orientation du

Pour qui préconiser l'EPIC, (Indications / profils patients)

- ✓ **Profils "instables en assise"**
 - * Difficulté/incapacité à maintenir l'équilibre assis et à rester redressé(e) sur la durée.
 - * Fatigue posturale rapide, perte progressive d'alignement au cours de la journée.
- ✓ **Glissement et contraintes de contact**
 - * Glissement répété vers l'avant, nécessité de repositionner régulièrement.
 - * Présence de cisaillement/frottements marqués au dossier/assise, risque cutané augmenté.
- ✓ **Troubles du tonus / mouvements involontaires**
 - * Spasticité, dystonie, hypertonie posturale, mouvements spastiques, réponses réflexes.
 - * Contexte de casse/dégradation du matériel liée aux contraintes mécaniques et mouvements involontaires.
 - * Facteurs comportementaux/agitation motrice compromettant les solutions statiques.
- ✓ **Déformations et limitations musculo-squelettiques**
 - * Cyphose, scoliose, bascule postérieure du bassin, asymétries fixes ou évolutives.
 - * Limitations de ROM (bassin-cuisse/hanches) et raideurs impactant la posture.

regard, communication).

* Optimise la mécanique respiratoire et la fonction digestive via une posture plus fonctionnelle.

* Améliore l'utilisation fonctionnelle des membres supérieurs (atteinte, préhension, propulsion/commandes, activités).

Nos spécialistes en positionnement postural sont disponibles pour soutenir la formation, l'évaluation clinique et l'aide à la préconisation du système EPIC.



✓ Pathologies neurologiques évolutives

* Besoins d'assise qui évoluent rapidement.

* Nécessité d'une assise adaptable aux fluctuations de tonus, à la fatigabilité et à la progression.

✓ Retentissement sur les fonctions et la participation

* Difficultés de contrôle céphalique, de respiration/digestion liées à la posture.

* Impact sur la participation (communication, interaction sociale) et sur l'efficacité des membres supérieurs.

APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT

Choix possible d'un seul appui tête

✓ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)



☐ All Positionning

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)

☐ Taille L (ST-AP450M-OC)

☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)



☐ Appui tête enveloppant et pivotant

☐ Taille M (CP08CCFPM)

☐ Taille L (CP10CCFPM)

☐ Taille XL (CP14CCFPM)



ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCUDOIRS :

✓ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements

☐ Droit (FAW2020)

☐ Gauche (FAW2020)



☐ Accoudoir gouttière avec protège vetement

Incompatible tablette

☐ Droit (FAW1071)

☐ Gauche (FAW1071)



RELEVES-JAMBES

☐ Relève-jambes manuel séparé

Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable

☐ Gauche (FAW3014)

☐ Droit (FAW3015)

☐ Surpalette centrale (FAW3085)



☐ Relève-jambes manuel séparé

Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable

☐ Gauche (FAW1021)

☐ Droit (FAW1020)

☐ Palette monobloc (FAW1024)



LEVIER BASCULEUR



✓ Activation à la main





ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette escamotable (FAW7010)*Non compatible accoudoir gouttière*

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalis�
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●

Bon de commande WEEKLY EPIC SEATING 2026

46	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53					●		●	●	●	●	●	●	●
56					●		●	●	●	●	●	●	●
61					●		●	●	●	●	●	●	●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalis�
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalis�	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalis
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisable
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●