

POU_MRE

GEKO


Simple et compacte, avec un appui-tête spécifique pour des réglages optimaux.

Pensée à la fois pour le confort, le positionnement thérapeutique et l'esthétique, la poussette GEKO se distingue par son appui-tête séparé et facilement ajustable.

Cette conception permet d'adapter plus précisément l'installation de l'enfant, tout en simplifiant les réglages au quotidien. Fonctionnelle et facile à utiliser, la GEKO accompagne les familles dans une prise en charge plus confortable, plus sereine et mieux adaptée aux besoins de l'enfant.



Réglages précis et fonctions essentielles



PRIDE
MOBILITY®



RUPIANI

Spécificités techniques

	Taille 1	Taille 2
LARGEUR D'ASSISE	20 à 30 cm	26 à 35 cm
PROFONDEUR D'ASSISE	17 à 28 cm	24 à 35 cm
INCLINAISON D'ASSISE	-10° à + 35°	-10° à + 35°
HAUTEUR DE DOSSIER	26 à 42 cm	32 à 52 cm
INCLINAISON DE DOSSIER	90° - 140°	90° - 140°
LONGUEUR DU SEGMENT JAMBIER	17 à 30 cm	25 à 36 cm
ANGLE DU REPOSES-PIEDS	90° à 180°	90° à 180°
DIMENSIONS POUSETTE DÉPLIÉE	90 x 60 x 101 cm	110 x 67 x 99 cm
DIMENSIONS POUSETTE PLIÉE	81 x 60 x 63 cm	79 x 67 x 72 cm
HAUTEUR DE LA BARRE DE POUSSÉE	76 à 117 cm	81 à 120 cm
ROUES AVANT	19 cm	19 cm
ROUES ARRIÈRE	25 cm	25 cm
POIDS MAX UTILISATEUR	35 kg	40 kg
POIDS DE LA POUSETTE	16 kg	20 kg

NOTE : Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable.

Son atout

La taille 1 est particulièrement **adaptée aux tout petits gabarits ayant des besoins de positionnement.**

Coloris

Gris-Vert



Noir-Gris



Gris-Rose



Accessoires

- Barre de saisie
- Cales-tronc latéraux
- Capote de pluie transparente
- Capote soleil / pluie
- Harnais papillon
- Plot d'abduction
- Kit d'ancrage
- Chevillères



**PRIDE
MOBILITY®**

Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45
pridemobility.fr • info@pridemobility.fr



RUPIANI



10MA126