

**PRIDE  
MOBILITY®**

**Stealth  
Products**  
Solutions For Life

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### Produits d'assistance à la posture du siège

Dans la limite de 600€

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

### COUSSIN DE POSITIONNEMENT

☐ Coussin Stealth ZEN

HT  
426,54 €

TTC  
450 € TTC

Le coussin ZEN Stealth Products est un coussin de positionnement et de confort conçu pour offrir une assise stable, enveloppante et protectrice. Sa base en mousse haute densité assure un bon maintien postural et favorise la stabilité du bassin. Le profilage de l'assise permet une meilleure répartition des pressions et contribue à limiter les zones d'appui excessives. La couche supérieure en mousse SunMate FRG extra soft apporte une protection renforcée des tissus. Cette mousse, très peu thermosensible, possède une excellente capacité d'absorption d'énergie et participe à la réduction des pressions d'appui. Le coussin ZEN offre un soutien adapté pour améliorer le confort quotidien, la stabilité latérale et le positionnement de l'utilisateur dans son fauteuil. La housse extérieure CoolCore, extensible dans les 4 directions, est reconnue pour ses propriétés de régulation de la température et de l'humidité. Elle contribue à maintenir un meilleur confort d'assise sur la durée. Une housse de protection intérieure en polyuréthane est intégrée afin de protéger le coussin en cas d'incontinence.



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Inclus :                   | 2 x housses CoolCore          |
|                            | 1 x housse incontinence       |
| Spécifications techniques: | Epaisseur avant 6,5 cm        |
|                            | Poids du coussin 1,13 kg      |
|                            | Poids max. utilisateur 181 kg |

CHOIX TAILLE

Référence **ZEN-FPC XX XX** + **ZENSP-NBLKXXXX**  
 Largeur Profondeur

| ZEN Coolcore                                                    |         |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> - Disponible, fabrication + 6 semaines |         |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Profondeur                                                      | Largeur |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                                                 | Pouces  | 12 | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 21                       | 22                       | 24                       |
|                                                                 | Cm      | 30 | 36                       | 38                       | 41                       | 43                       | 46                       | 48                       | 51                       | 53                       | 56                       | 61                       |
|                                                                 | 12      | 30 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                                                 | 14      | 36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                                                 | 15      | 38 |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                                                 | 16      | 41 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
|                                                                 | 17      | 43 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
|                                                                 | 18      | 46 |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 19      | 48 |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|                                                                 | 20      | 51 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 21      | 53 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 22      | 56 |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 23      | 58 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 24      | 61 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**COUSSIN PREMIERE (suite)****OPTIONS COUSSIN DE POSITIONNEMENT STEALTH****HT****TTC**☐ Biseau Anti Effet Hamac (AEH) / ACM

Il élimine l'effet « hamac » de la toile pour offrir une surface plane et stable au coussin.

80,57 €

**85€ TTC**

Disponible en 3 largeurs, ce produit supporte une charge maximale de 158 kg.

vous pouvez le découper pour réduire la profondeur

|        | Largeur          |   | Profondeur       | Référence                          |
|--------|------------------|---|------------------|------------------------------------|
| Taille | 16 po (40,64 cm) | x | 18 po (45,72 cm) | <input type="checkbox"/> CUS142467 |
|        | 18 po (45,72 cm) | x | 20 po (50,80 cm) | <input type="checkbox"/> CUS142466 |
|        | 20 po (50,80 cm) | x | 20 po (50,80 cm) | <input type="checkbox"/> CUS142465 |

**Housse supplémentaire**☐ Doublure intérieure, housse de protection incontinence, polyurethane

PUL1709030 -XXXX

104,27 €

**110€ TTC**

La doublure en polyuréthane offre une élasticité quadridirectionnelle, une barrière imperméable entre la housse de coussin et la mousse du coussin et est munie d'une fermeture éclair étanche.

*Housse non disponible pour ce coussin : housse Stealth-tek et housse AirMesh***OPTION CALE DE BASSIN****HT****TTC**☐ Biseau pointe

28,44 €

**30€ TTC**

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur.

Choix de la taille:

☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

RU-SAP4201

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

RU-SAP4251

☐ Biseau fessier

56,87 €

**60€ TTC**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

Taille : 205 x 205 x épaisseur 25 (mm)

RU-SAP4301

☐ Biseau anti effet hamac

28,44 €

**30€ TTC**

Le biseau anti effet hamac réduit l'effet hamac d'une toile d'assise. Il permet d'avoir une surface plane et ainsi une utilisation optimale du coussin d'assise

Choix de la taille:

☐ Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)

RU-SAP4101

☐ Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

RU-SAP4151

☐ Coussin pelvien en néocor (la paire)

RU-SAP4801

75,83 €

**80€ TTC**

Le coussin pelvien s'installe sur une surface plane, comme le protège vêtement du fauteuil roulant, afin de réduire l'espace jusqu'au bassin. Il peut être utilisé sur le côté droit ou gauche.

taille : Profondeur 24 cm x Hauteur 10 cm x Epaisseur 4 cm

☐ Coussin pelvien en néocor (à l'unité)

RU-SAP4802

37,91 €

**40€ TTC**