

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Cadre garantie 5 ans
- ① Roues rayonnées à démontage rapide: T1/T2 16", TJ/T4 20"
- ① Tricycle pliant facilitant le transport et le rangement
- ① Panier arrière (uniquement Taille 4)
- ① Longueur hors tout: 159 cm
- ① Largeur hors tout: 72cm
- ① Hauteur d'entrejambes de 38 à 45 cm (T.1)
- ① Hauteur d'entrejambes de 45 à 57 cm (T.2)
- ① Hauteur d'entrejambes de 60 à 80 cm (T.Junior)
- ① Hauteur d'entrejambes de 66 cm et plus (T.4)
- ① Chassis en acier
- ① Poids du tricycle:
 - T1 - 12kg / T2 - 13kg / TJ - 18kg / T4 - 20kg
- ① Poids maximum utilisateur :
 - T1 - 35kg / T2 - 50kg / TJ - 60kg / T4 - 95kg
- ① Compatible avec une assistance électrique

Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple.

Code 9500767 - VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple. Plv 1679,48€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

PRIX PUBLIC TTC

☐ Tricycle tonicross plus pliant

1 679,48 €



Choix de la taille :

☐ T1 (TPU10..)

☐ T2 (TPU20..)

☐ T JUNIOR Chassis surbaissé (TPUJ0..)


☐ T4 Chassis surbaissé (TPU40..)



Choix de la taille

EQUIPEMENT ROUTE

☐ Dispositif d'éclairage avant et arrière (TAT0015)

COLORIS CHASSIS**Système de conduite****GUIDON**

✓ Guidon classic


☐ Guidon Corne de boeuf (TAT0073) TJ-T4

☐ Guidon Papillon (TAP0076) T1-T2

☐ Guidon Papillon (TAP0074) TJ-T4

☐ Guidon Cadre (TAT0071) T1-T2

☐ Guidon Cadre (TAT0072) TJ-T4
**SELLES**

✓ Selle classique


☐ Réglage de la selle antéro-postérieur (TAT0032)

☐ Selle Monocycle (DAT0136)
**TRANSMISSION****Utilisation avec marche arrière**
☐ Pignon fixe
**Utilisation sans marche arrière**
☐ Roue libre avec frein supplémentaire (TAT0090)


ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

☐ Frein V Brake + frein parking sur roue avant (uniquement compatible avec Taille Junior ou T4) (TAP0021)



☒ Frein parking de série

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Choisir jusqu'à 2 accessoires

☐ Sabots réglables en largeur (paire)

275 €

☐ T1 (TAT0051)

☐ T2 (TAT0052)

☐ Junior et T4 (TAT0053)

☐ Adulte (TAT0054)



☐ Cales pieds avec sangles (TAP0055)

45 €

☐ Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire)

220 €

☐ T1 (TAT0061)

☐ T2 (TAT0062)

☐ TJ-T4 (TAT0063)

☐ Pour Cale Pieds

☐ Pour Sabots



☐ Système anti-équin (TAT0064)

255 €

☐ Pour Cale Pieds

☐ Pour Sabots

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

☐ Appui dos avec dossière

270 €

☐ T1-T2 (TAT0040)

☐ TJ-T4 (TAT0041)



☐ Double appui dos avec dossière

400 €

☐ T1-T2 (TAT0042)

☐ TJ-T4 (TAT0043)



☐ Appui ventral (TAT0047)

310 €**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Bon de commande TONICROSS PLUS 2026 (PLIANT)

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)