

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : __ - 46 - 51 - __ cm
- ① Roues motrices 9" et pivotantes 6"
- ① Poids de la base : 30 kg
- ① Largeur de la base : 57,4 cm
- ① Longueur hors-tout sans RP : 72,5 cm
- ① Accoudoirs réglables en angle, hauteur et en largeur
- ① Rayon de giration : 64,8 cm
- ① Batteries 18Ah, Chargeur 2 amp.
- ① Electronique VR2
- ① Vitesse max* : 5,95 km/h
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Siège pivotant à 180°
- ① Dossier rabattable hauteur 35cm

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9525916 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ GO.CHAIR	GOCHAIREUR1001	2 996,41 €	3 161,21 €

ROUES

- ✓ Roue pivotante 6"
- ✓ Roue motrice 9"

**COLORIS CHASSIS**

☐ Bleu	DGN163916	☐ Jaune	DGN163918
☐ Blanc	DGN163917	☐ Rose	DGN163920
☐ Rouge	DGN163915	☐ Orange	DGN168168

BOITIER DE COMMANDE

- ✓ Manipulateur GC3
- Electronique programmable :
vitesse maximale,
accélération, décélération en
marche
avant, arrière et en virage à
droite et à gauche



- ✓ Support fixe
- Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
- Montage ☐ à droite ☐ à gauche
- ☐ Pantographe rotatif réversible
MEC138861 +
SCRSHFH1005
- Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
- Montage ☐ à droite ☐ à gauche
- ☐ Protection anti pincement
- (Conflit possible avec les tables)

ASSISE

- ✓ Coussin standard
- ✓ Ceinture de maintien 2 points

**ENSEMBLE ASSISE****CONFIGURATION D'ASSISE****Largeur d'assise x Profondeur d'assise min - max**

- ✓ Pivotante et amovible

incompatible PAP

✓ 18" x 17" (45,7 x 43cm)

- ☐ Assise kozmo (pédiatrique)
Indisponible actuellement

Attention : augmente le poids

- ☐ 12" x 12-16" (30 x 30-41 cm)
- ☐ 14" x 12-16" (35 x 30-41 cm)
- ☐ 16" x 12-16" (41 x 30-41 cm)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 2***COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)***Choix possible d'un seul élément par étape*☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**


Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**


Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____



coolcore

Accessoires coussin d'assise PAP

- ✓ **Housse cool core**

☐ **AirMesh, Antiglisement****110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

- ☐ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY)**

110 €

ETAPE 1


CORRECTION DE BASSIN			
ETAPE 2	☐ Biseau pointe	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)	SAP4201-OC 30 €
	Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.		
	☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)	SAP4301-OC	60 €
	Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.		
ETAPE 3	☐ Butée d'abduction	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)	SAP4401-OC 45 €
	La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.		
	ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)		
	☐ Cale genou droit (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q	 240 €
☐ Cale genou gauche (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q	 240 €	

ENSEMBLE ACCOUDOIRS	
ACCOUDOIRS :	
✓ Accoudoirs escamotable réglables en hauteur et en profondeur.	
	

ENSEMBLE DOSSIER	
DOSSIER	
✓ Dossier rabatable sur l'assise	

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)			600 € TTC	
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€			Non cumulable PAP A 1, 2 & 4	
DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT				
ETAPE 1: Dossier postural	☐ Dossier Stealth ADI Back 2			
	1- Forme	☐ Aluminium (ADI2AL) ☐ Aluminium Flat Top (ADI2AFT) <i>Flat Top disponible hauteur: 16" et plus</i>		
	2- Largeur :	☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20) <i>14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"</i> <i>14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep</i>		
	3- Hauteur :	☐ Low 10" (L) ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X)		
	4- Contour :	☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)		
	5- Fixation:	Quick Release Pro Mount (1-P)		
	6- Ref:	ADI2AXXXXXX1-P		
	☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche. Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300 ☐ 45-50cm SAY3400 ☐ 50-60cm SAY3500			
	Choix obligatoire: Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire. ☐ fixation velcro (SAP3603) ☐ fixation rigide (SAP3601) ☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm			
	☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.			

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (suite)				
Etape 2: Choix d'un harnais de maintien	☐ Harnais Classic Dynamique Zipper	139 €	☐ Ceinture d'épaule Y Straps	126 €
	☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)		☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)	
	☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)		☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)	
			☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)	
	☐ Harnais d'épaule Backpack	126 €	☐ Harnais d'épaule Style "H"	126 €
	☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)		☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)	
☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)	☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)			
☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)	☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)			
☐ Ceinture thoracique Clips	94 €	☐ Ceinture thoracique Velcros	94 €	
☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)		☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)		
☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)		☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)		

APPUI TETE DE POSITIONNEMENT (Uniquement disponible avec l'assise KOZMO)		160 € TTC
Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€		
Choix possible d'un seul appui tête		
☐ Support d'appui tête orientable Unilink (UHB4D33200)		☒ Appui tête enveloppant et pivotant (CP10CCSPM)
		   Déhoussable Lavable

JAMBES	
☒ Palette centrale réglable en hauteur, palette orientable et relevable, sangle talonnière	

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes		600 €
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC		

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- ❶Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- ❷Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- ❸Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- ❹Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●				●
56				●		●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●	●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●