

PRIDE
MOBILITY®EDGE 3
Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 51,9cm (avec roues motrices 12,5")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 12"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah

iLevel
power chairsLien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page



Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie

Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle

Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe A

Code 9569581 - VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe A Plv 8140,57€

DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

✓ Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	7 716,18 €	8 140,57 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ✓ 44,5 cm ☐ 47 cm ☐ 49,5 cm☐ Lift électrique 30 cm TB3 iLevel PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
☐ Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	☐ Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3

☐ Avec touches 1 et 2

CTL143976

☐ Avec touche éclairage

CTL143977

☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite)

KIT2306214

☐ Système de protection anti pincement de la main

Prochainement disponible

(conflit possible passage sous table)

☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière

SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche

MEC1801698

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur

ACC2201042 / ACC2201041

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)

PLSKNCP1057

☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)

PLSKNCP1058

☐ Champignon (B)

PLSKNCP1008

☐ Cupule menton (C)

PLSKNCP1009

☐ Poignée T (D)

PLSKNCP1006

☐ Boule plastique (E)


PLSKNCP1007

☐ Balle mousse (F)

PLSKNCP1004

☐ Barre (G)

PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible

CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

1500 € TTC

- ☐
- Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additonnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



- ☐ Micro lite
- ☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Mini cup
- ☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ EGG
- ☐ Montage au genou (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
- ☐ Montage à la tête (SWTMCRO1081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Montage a la main (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
- ☐ Multi switch (indisponible actuellement)
- ☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)
- ☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)
- ☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Montage positionnement libre
- ☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)
- ☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additonnel (B)

- ☐ Commande clavier iAccess ☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339)
- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
- Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite
- ELE167862 + ELE167862 +



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3/4

		Largeur										
		A			B				C			
Profondeur	Amplitude des plaques d'assise	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
	A	14	36									
	15	38										
	16	41										
	17	43										
	18	46										
	19	48										
	20	51										
	21	53										
	22	56										
		Compatible TB3 & TB4										
		Compatible uniquement TB3										

Hauteur d'assise: ✓ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

- ☐
- Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



coolcore


- ☐
- Coussin d'assise Stealth TruComfort SPP**

TC2-VNC____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



coolcore

✓ Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile

IFRB5350

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)


Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____


☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

SOL-VPC____

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.


ESS-VPC____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité

GLA-NUC____



Accessoires coussin d'assise PAP

✓ **Housse cool core**☐ **AirMesh, Antiglisement****110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY)****110 €****CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau pointe**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

30 €☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301-OC

60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC**45 €**☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.




ETAPE 1

ETAPE 2

STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS				
ETAPPE 3	☐ Ceinture de maintien 2 points	99 €	☐ Ceinture de maintien 4 points	120 €
	Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC		Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC	
	Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q		Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q	
	Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q		Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q	
☐ Ceinture de maintien de jambe (la paire)			120 €	
	Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC		Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC	
	Taille ☐ M ST-IFLH1112-M-OC		Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q	
	Taille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC		Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q	
ALIGNEMENT FÉMORAL (Choix d'une paire)				
ETAPPE 4	☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"		ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4), ST-UTP548056100-Q (4x8), ST-UTP54D056100-Q (4x12)	240 €
	☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"			240 €
	☐ Cale genou droit (uniquement repose jambe central)		ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q	240 €
	☐ Cale genou gauche (uniquement repose jambe central)		ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q	240 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes		600 €
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC		
☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC		
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC		
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC		

ENSEMBLE DOSSIER	
REGLAGES DU DOSSIER ✓ Dossier TruBalance 3-4 1- Choix taille de coque: ✓ Poignées de poussée (ACC1902104)	
Ajustement en hauteur possible 	
3- Forme galbe de dossier: ☐ Actif (Standard) ☒ Deep (CUS122169) ☐ ExtraDeep (SET123465)	4- Matière de la housse ☒ Housse TB4 cool core ☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport															
Amplitude des plaques		Largeur de la coque													
		A													
Po		14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Hauteur		Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56				
Hauteur	Coque	Hors tout	Le coussin est adapté à la taille de la coque												
	Po	Cm	Po	Min	Max										
	13	33	19	48	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	15	38	21	53	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	17	43	23	58	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	19	48	25	64	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
21	53	27	69	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
23	58	29	74	76	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
25	64	31	79	81	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				


- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125 , UIPFSI100, ULS2510F-R
(droit) , ULS2510F-L (gauche),
INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)



APPUI TETE

- ✓ Support d'appui tête unilink ST-UHB2D33200-Q
réglable en hauteur, en
profondeur en largeur et
pivotant.



- ✓ Appui tête enveloppant confort plus T.M
ST-CP10CCFPM-Q



- ☐ Appui tête occipital et sous occipital ALL Positionning T.L
ST-AP450M-OC



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)

- ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)

- ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)

- ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)

- ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)

- ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)




600 €

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique



600 €



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

- ☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

- ☐ Combo

Sélectionner la taille

- ☐ Taille S (CB315M)

- ☐ Taille L (CB305M)



295 €

- ☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- ☐ Taille L (ACP150M)

- ☐ Taille XL (ACP550M)



310 €

365 €

Swing away

- ☐ Droit (SAR2B-R)
- ☐ Gauche (SAR2B-L)
- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Unitaire

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus**Sélectionner la taille**

- ☐ Taille XS (CP06CCFPM)
- ☐ Taille S (CP08CCFPM)
- ☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Unitaire

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Swing away

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)
- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Unitaire

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ All Positionning**Sélectionner la taille**

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

Swing away

- ☐ Droit (SAR2B-R)
- ☐ Gauche (SAR2B-L)
- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Unitaire

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

295 €**295 €****345 €****58 €****58 €****160 €****Contours
to the Head**

Flexible

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

- ☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

✓ Aluminium (AL)

**QB2ALXXXX**

Dossier TB3 Qback

Le coussin est adapté à la taille de la coque

Largeur de la coque

Po 14 16 18 20

Cm 36 41 46 51

Le coussin est adapté à la taille de la coque

Hauteur	Ref	Coque		Hors tout		Le coussin est adapté à la taille de la coque			
		Po	Cm	Min	Max				
	S	16	41	56	58	☐	☐	☐	☐
	T	18	46	61	64	☐	☐	☐	☐
	X	20	51	66	69	☐	☐	☐	☐
	XX	22	56	71	74	☐	☐	☐	☐

600 €
ADI
Q-Back 2 A Stealth Product

- 2- Largeur : ☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

6.35 cm

10.16 cm

15.24 cm

QB2ALXXXX

4- Hauteur :

☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

5- Ref:

QB2ALXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

- ☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)
- ☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)
- ☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)
- ☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)



Autres modèles de dossiers ADI QBACK, veuillez utiliser le bon de commande PAP dédié


- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pression sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



☐ Harnais Classic Dynamique Zipper ☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q) ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)		139 €	☐ Ceinture d'épaule Y Straps ☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC) ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC) ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)		126 €
☐ Harnais d'épaule Backpack ☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q) ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q) ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)		126 €	☐ Harnais d'épaule Style "H" ☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q) ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q) ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)		126 €
☐ Ceinture thoracique Clips ☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)		94 €	☐ Ceinture thoracique Velcros ☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)		94 €

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331☐ Protège vêtements

ACC125007

☐ Support gobelet

ACC125003



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE

1☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €**


BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE

2☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4213SR-Q)☐ gauche (ST-UETB4213SL-Q)**260 €****260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**190 €****190 €**☐ Coussin demi-lune☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €****80 €**☐ Coussin maintien de coude☐ droit (POS124067)☐ gauche (POS124067)**80 €****80 €**

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS



- ☐
- Relève-jambes manuel central avec vérins à gaz

MEC153735 +SCRSHFH1203
+MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+FRMAMSMB7878

**Appui-Mollet (CmxCm)**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
- ☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019

| Préciser UL = cm

**Potences 13"-19" (CmxCm)****Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x6" (13x15) RIG150206
 - ☐ 5"x8" (13x20) RIG150203
 - ✓ 5"x11" (13x28) RIG150212
- réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x6" (13x15) RIG151505
 - ☐ 5"x8" (13x20) RIG151506
 - ☐ 5"x11" (13x28) RIG151508
- réglage plaque d'assise 34 à 50cm

Réglage en largeur des palettes

- ✓ 1 position intérieure
- ☐ 2 position centrale

- ☐
- Repose-pieds escamotables (RIG120062)


Angle ajustable mécaniquement de 60° à 90°

Longeur de potence :

- ☐ 27-33 cm (FRMASMB10014 & FRMASMB10015)
- ✓ 33-41 cm (FRMASMB10018 & FRMASMB10019)
- ☐ 39-49 cm (FRMASMB10022 & FRMASMB10023)

Palettes réglables en angles (Largeur x Profondeur) :

- ☐ 12,7 x 20,3cm (FRMASMB10566)
- ✓ 15,2 x 20,3cm (FRMASMB10567)
- ☐ 20,3 x 27,9cm (FRMASMB10569)




- ☐
- Relève-jambes manuel avec vérins à gaz


MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878

Tubes

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
- ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)
- ☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389)
- ✓ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)

**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES**

1250 € TTC

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€



- ☐
- Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

**Potences 13"-19" (CmxCm)****Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
 - ✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
- réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5
 - ☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5
- réglage plaque d'assise 34 à 50cm

- ☐
- Relève-jambes avec vérins électriques


MOT1800941+ MEC153735
+SCRSHFH1203 +MEC1909391+
MEC1909392 +SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878

Tubes

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
- ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)
- ☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)
- ✓ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**


- ✓ Palettes réglables en largeur de serie

- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"
- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404919
RIG2404920

- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)
 - ☐ Pour palettes seules
 - ☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404921
RIG2404922



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable RIG2107424 & MEC2102391 900 € TTC
électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation***"
(ASL)**

PROTECTIONS DE PALETTES

- ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) RIG133717  165 € TTC
☐ 6"x6" 165 € TTC
- ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)  290 € TTC
- ☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q
- ☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 110 € TTC
SWTMCRO1079 SWTMCRO1078 
- Quantité :
- ☐ Microlite SWTMCRO1044  190 € TTC
- ☐ Mini Cup 24 SWTMCRO1064  190 € TTC
- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q 
- ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-44 - P005-40 - P005-41 
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-64 - P005-60 - P005-61 
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-54 - P005-50 - P005-51 
- ☐ Extension de câble pour contacteur ELE155901 20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES


-  Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) 1500 € TTC
- ☐ Commande occipitale Stealth 4390 € TTC
- ☐ Ultra pro ST-IDHBT300-U-Q
- ☐ Curved Head Array ST-IDHBT400-U-Q
- ☐ Curved Head Array pédiatrique ST-IDHBT450-U-Q
- Support escamotable:
- ☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM) 360 € TTC
- ☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g) 2390 € TTC
- ☐ Embout TIP ST-IDPMP-9-Q
- ☐ Embout CONE ST-IDPMP-9-CO-OC
- ☐ Embout CASTEL ST-IDPMP-9-CA-OC
- 
- 
- ☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g) 2190 € TTC
- MJM260Q
- ☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g) 1890 € TTC
- ACCASMB2380
- 

☐	All round joystick (force de poussée requise : 250g)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐	All round joystick ball	MO-P002-76-OC		50 € TTC
☐	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	MO-P021-51-OC		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐	Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	☐	Bras swing away commande menton	260 € TTC
☐	Montage menton			Pour joystick:	
☐	sur tube rond (FRMASMB8304)		☐	Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q)	
☐	sur rail (GAT406T-OC)		☐	Micro-joystick (ST-SM600-651-Q)	
☐	Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q)		☐	Multi-joystick (ST-SM600-661-Q)	
☐	Droite		☐	All round joystick standard et lite (SM660m)	
☐	Gauche			Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth	

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

☐	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	☐	Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
	MO-P0031-21-OC		☐	Pédia	ST-IDCH-P-Q
☐	Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	☐	Petit	ST-IDCH-S-Q
	MO-P031-62-OC		☐	Moyen	ST-IDCH-M-Q
			☐	Large	ST-IDCH-L-Q
			☐	Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
			☐	Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
☐	Support swing away sous accoudoir				
☐	micro joystick	ST-ARMS260-MICRO-OC			285 € TTC
☐	multi joystick	ST-ARMS260-OC + SM600-661M			422 € TTC
☐	mini joystick proportionnel Stealth	ST-ARMS260-PMPJ-OC			285 € TTC
☐	all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-AR-Q			285 € TTC
SUPPORT GATLIN					
☐	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin			ST-GAT486-Q	125 € TTC

☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN			
☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC	240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC	140 € TTC
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815	70 € TTC
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-OC	260 € TTC
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC	125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)	ST-CN600-OC	340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC	260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC	260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

TRU CONFORT ² Coolcore											
Profondeur	Largeur										
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
	14	36	☐		☐						
	15	38	☐		☐	☐					
	16	41	☐	☐	☐	☐		☐			
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61						☐		☐	☐

Spectrum FOAM

SPECTRUM FOAM Coolcore														
		<i>Largeur</i>												
<i>Pouces</i>		14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
	<i>Cm</i>	36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	81
Profondeur	14	36												
	15	38			☐									
	16	41			☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	17	43			☐	☐	☐	☐						
	18	46	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48			☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	20	51			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	21	53				☐		☐		☐				
	22	56				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	24	61				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	26	66								☐				☐
	28	71										☐	☐	☐

Esence

ESSENCE PLUS SPP Coolcore												
		<i>Largeur</i>										
<i>Pouces</i>		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<i>Cm</i>	25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur	10	25	☐	☐	☐							
	12	30	☐	☐	☐							
	14	36	☐	☐	☐							
	15	38			☐	☐						
	16	41			☐	☐	☐	☐		☐		
	17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
	19	48				☐	☐	☐	☐	☐		
	20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53									☐	
	22	56									☐	☐
	24	61										☐

Solution

SOLUTION SPP Coolcore												
		<i>Largeur</i>										
<i>Pouces</i>		10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
	<i>Cm</i>	25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
Profondeur	10	25	☐	☐								
	12	30	☐	☐	☐							
	14	36	☐	☐	☐							
	15	38				☐						
	16	41			☐	☐	☐	☐		☐		
	17	43			☐	☐	☐	☐	☐			
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48				☐	☐	☐	☐	☐		
	20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56						☐		☐	☐	☐
	24	61										☐

Premiere P

PREMIERE P Coolcore									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56
13	33	☐							
14	36	☐	☐						
15	38	☐	☐						
16	41	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
17	43		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48			☐	☐	☐	☐	☐	
20	51			☐		☐		☐	☐
22	56							☐	☐

Glacial

GLACIAL Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
	12	30	☐	☐								
	14	36	☐	☐								
	15	38			☐							
	16	41		☐	☐	☐		☐		☐		
	17	43			☐		☐	☐				
	18	46		☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐
	19	48					☐		☐		☐	
	20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53									☐	☐
	22	56						☐		☐		☐
23	58										☐	
24	61										☐	☐