

PRIDE
MOBILITY®EDGE 3
Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah

iLevel
power chairsLien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
☐ Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	☐ Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

- ☐ Mécanisme d'assistance au transfert. Proclive à 30° 3 763,03 € 3970 € TTC
- ☐ Mécanisme d'aide à l'accessibilité frontale. Proclive à 20°
- ✓ Activation proclive usine

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**ROUES**

- ✓ Roues centrales pneumatiques 14" ☐ Roues centrales bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
- ☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite)

KIT2306214

- ☐ Système de protection anti pincement de la main

Prochainement disponible

(conflit possible passage sous table)

- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière

SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche

MEC1801698



- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite

- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041

- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite

- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)
- ☐ Champignon (B)
- ☐ Cupule menton (C)
- ☐ Poignée T (D)
- ☐ Boule plastique (E)
- ☐ Balle mousse (F)
- ☐ Barre (G)

PLSKNCP1057

PLSKNCP1058

PLSKNCP1008


PLSKNCP1009

PLSKNCP1006

PLSKNCP1007

PLSKNCP1004

PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess ☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339)

- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010

- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier

- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite

ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec
autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ EGG☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Multi switch (indisponible actuellement)☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3/4

Amplitude des plaques d'assise		Largeur										
		A			B					C		
		Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Profondeur	A	Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
		14	36									
		15	38									
		16	41									
	B	17	43									
		18	46									
		19	48									
		20	51									
	C	21	53									
		22	56									
			Compatible TB3 & TB4									
			Compatible uniquement TB3									

Hauteur d'assise: ✓ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC____


TC2-VNC____

☐ **Coussin d'assise Stealth TruComfort SPP**

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



✓ Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (Faites le choix des dimensions du coussin en dernière page)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**


Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

450 €

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

450 €

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

PREM-VNC____

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**


Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

450 €


Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

ESS-VPC____

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



ETAPE 1

☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	Accessoires coussin d'assise PAP ☒ Housse cool core ☐ AirMesh, Antiglisement 110 € Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL ☐ Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY) 110 €
	GLA-NUC _____   



ETAPE 2	CORRECTION DE BASSIN			
	☐ Biseau pointe Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC	30 € 	
	☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.	SAP4301-OC	60 € 	
	☐ Butée d'abduction La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC	45 € 	
ETAPE 3	STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS			
	☐ Ceinture de maintien 2 points Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q	99 € 	☐ Ceinture de maintien 4 points Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q	120 € 
	☐ Ceinture de maintien de jambe (la paire) Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC Taille ☐ M ST-IFLH1112-M-OC Taille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC		120 €	
	ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)			
ETAPE 4	☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12)		240 €
	☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12)		240 €
	☐ Cale genou droit (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €
	☐ Cale genou gauche (uniquement repose jambe central)	ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes ☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC		600 €

ENSEMBLE DOSSIER**REGLAGES DU DOSSIER**

- ✓ Dossier TruBalance 3-4
- 1- Choix taille de coque:
- ✓ Poignées de poussée (ACC1902104)


Ajustement en hauteur possible



Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport												
Amplitude des plaques 		Largeur de la coque										
		A		B						C		
Po		14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Hauteur		Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
Hauteur	Coque	Hors tout			Le coussin est adapté à la taille de la coque							
	Po	Cm	Po	Min	Max							
	13	33	19	48	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	38	21	53	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	23	58	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	25	64	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	27	69	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	23	58	29	74	76	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	64	31	79	81	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



3- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

☐ Support latéral additionnel


- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125, UIPFS1100, ULS2510F-R
 (droit), ULS2510F-L (gauche),
 INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

- ✓ Support d'appui tête unilink réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant.

ST-UHB2D33200-Q



- ✓ Appui tête enveloppant confort plus T.M ST-CP10CCFPM-Q



- ☐ Appui tête occipital et sous occipital ALL Positionning T.L ST-AP450M-OC



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)


Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

600 €

☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
 Contacter votre conseiller technique

600 €



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)

295 €

Swing away☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

295 €

295 €

345 €

58 €

☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)

165 €

Swing away☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

295 €

295 €

345 €

58 €

☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)

310 €

365 €

Swing away☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

295 €

295 €

345 €

Pad: Unitaire☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

160 €

Swing away☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

295 €

295 €

345 €

Pad: Unitaire☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

58 €

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

✓ Aluminium (AL)



QB2ALXXXX

Dossier TB3 Qback					
Le coussin est adapté à la taille de la coque		Largeur de la coque			
		Po	14	16	18 20
		Cm	36	41	46 51
Hauteur	Ref	Coque		Hors tout	
		Po	Cm	Min	Max
	S	16	41	56	58
	T	18	46	61	64
	X	20	51	66	69
	XX	22	56	71	74
		Le coussin est adapté à la taille de la coque			

600 €



2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Contour :

☐ Active 2,5" (A)

☐ Deep 4" (D)

☐ Extra Deep 6" (E)


QB2ALXXXX

4- Hauteur :

☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

5- Ref:

QB2ALXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)

☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)

☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)

☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)


Autres modèles de dossiers ADI QBACK, veuillez utiliser le bon de commande PAP dédié

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.


☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

139 €

☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)

☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)

☐ Ceinture d'épaule Y Straps

126 €

☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)

☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)

☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)

☐ Harnais d'épaule Backpack

126 €

☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)

☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)

☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)

☐ Harnais d'épaule Style "H"

126 €

☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)

☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)

☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)

☐ Ceinture thoracique Clips

94 €

☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)

☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)

☐ Ceinture thoracique Velcros

94 €

☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)

☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)


Etape 1: Dossier postural

Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles**Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331☐ Protège vêtements

ACC125007

☐ Support gobelet

ACC125003

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3


Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE**1**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €****BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE****2**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4213SR-Q)**260 €**☐ gauche (ST-UETB4213SL-Q)**260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)**190 €**☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**190 €**☐ Coussin demi-lune☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)**80 €**☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €**☐ Maintien de coude☐ droit (POS124067)**80 €**☐ gauche (POS124067)**80 €****RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203
+MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+FRMAMSMB7878**Appui-Mollet (CmxCm)**✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**| Préciser UL = cm****Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x6" (13x15) RIG150206☐ 5"x8" (13x20) RIG150203

✓ 5"x11" (13x28) RIG150212

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x6" (13x15) RIG151505☐ 5"x8" (13x20) RIG151506☐ 5"x11" (13x28) RIG151508

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

Réglage en largeur des palettes

✓ 1 position intérieure

☐ 2 position centrale☐ Repose-pieds escamotables (RIG120062)


Angle ajustable mécaniquement de 60° à 90°

Longeur de potence :☐ 27-33 cm (FRMASMB10014 & FRMASMB10015)



✓ 33-41 cm (FRMASMB10018 & FRMASMB10019)

☐ 39-49 cm (FRMASMB10022 & FRMASMB10023)**Palettes réglables en angles (Largeur x Profondeur) :**☐ 12,7 x 20,3cm (FRMASMB10566)

✓ 15,2 x 20,3cm (FRMASMB10567)

☐ 20,3 x 27,9cm (FRMASMB10569)☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES

1250 € TTC

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐
- Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

- ☒
- 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

- ☐
- 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

- ☒
- 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (CmxCm)


Palettes réglables en angles:

- ☐
- 5"x8" (13x20) MEC190968

- ☐
- 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

- ☐
- Relève-jambes avec vérins électriques

 MOT1800941+ MEC153735
 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+
 MEC1909392 +SCRHHCS1322 +
 FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878
**Tubes**

- ☒
- 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

- ☐
- 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ☐
- 10,5 x 17,5cm
- Conseillé pour assises largeur 14"-15"**
- (MEC2008387)

- ☐
- 12 x 17,5cm
- Conseillé pour assises largeur 15"-16"**
- (MEC2008389)

- ☒
- 15 x 17,5cm
- Conseillé pour assises largeur 16" et >**
- (MEC8008388)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX


- ☒
- Palettes réglables en largeur de serie

- ☐
- Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

- ☐
- Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920



EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX (suite)

- ☐
- Rebords latéraux externes (la paire)

- ☐
- Pour palettes seules

RIG2404921

- ☐
- Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐
- Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"**PROTECTIONS DE PALETTES**

- ☐
- Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)

- ☐
- 6"x6"

RIG133717



165 € TTC

165 € TTC

- ☐
- Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)

- ☐
- 5"x8"

FPG5008T-Q

- ☐
- 6,5"x8"

FPG6508T-Q

- ☐
- 5"x11"

FPG5011T-Q

- ☐
- 7"x11"

FPG7011T-Q



290 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- ☐
- Egg - coloris
- ☐
- Noir
- ☐
- Rouge
- ☐
- Bleu
- ☐
- Vert

 SWTMCR01081 SWTMCR01077
 SWTMCR01079 SWTMCR01078


110 € TTC

Quantité :

- ☐
- Microlite

SWTMCR01044



190 € TTC

- ☐
- Mini Cup 24

SWTMCR01064



190 € TTC

CONTACTEURS (SUITE)

- ☐
- Contacteur twister câble long 1,5m

Force de poussée requise : 30g



170 € TTC


- ☐
- Vert
- ☐
- Noir
- ☐
- Rouge

ST-IDM-56-Q- ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q




Bon de commande EDGE 3 STRETTO FREP-B 2026

☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>		170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-44 - P005-40 - P005-41		
☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>		170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-64 - P005-60 - P005-61		
☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>		170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-54 - P005-50 - P005-51		
☐ Extension de câble pour contacteur	ELE155901		20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES

Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC
☐ Commande occipitale Stealth			4390 € TTC
☐ Ultra pro	ST-IDHBT300-U-Q		
☐ Curved Head Array	ST-IDHBT400-U-Q		
☐ Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q		
Support escamotable:			
☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC
☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC
☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q		
☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC		
☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC		
☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	MJM260Q		2190 € TTC
☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	ACCASMB2380		1890 € TTC
☐ All round joystick (force de poussée requise : 250g)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐ All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐ All round joystick ball	MO-P002-76-OC		50 € TTC
☐ Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐ Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐ All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐ Commande au pied Mo-vis	MO-P021-51-OC		2590 € TTC
Montage possible uniquement sur palette en metal			
			

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN » 600 € ☐ Montage menton ☐ sur tube rond (FRMASMB8304) ☐ sur rail (GAT406T-OC) ☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) ☐ Droite ☐ Gauche		☐ Bras swing away commande menton 260 € TTC Pour joystick: ☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) ☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) ☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) ☐ All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	
☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M 1 090 € MO-P0031-21-OC ☐ Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M 1 990 € MO-P031-62-OC		☐ Plastron Stealth multi-réglable 890 € TTC ☐ Pédiat ST-IDCH-P-Q Ceinture de maintien ☐ Petit ST-IDCH-S-Q ☐ Std (ST-IDCH-S-QB) ☐ Moyen ST-IDCH-M-Q ☐ XL (IDCH-XLB) ☐ Large ST-IDCH-L-Q ☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) ☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
☐ Support swing away sous accoudoir ☐ micro joystick ST-ARMS260-MICRO-OC 285 € TTC ☐ multi joystick ST-ARMS260-OC + SM600-661M 422 € TTC ☐ mini joystick proportionnel Stealth ST-ARMS260-PMPJ-OC 285 € TTC ☐ all round joystick standard et lite ST-ARMS260-AR-Q 285 € TTC			

SUPPORT GATLIN

☐ Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
☐ Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐ Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐ Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐ Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐ Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC	240 € TTC
☐ Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC	140 € TTC
☐ Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815	70 € TTC
☐ Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q	260 € TTC
☐ Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC	125 € TTC

☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC		340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC		260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC		260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES				
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC		80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC		55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC		45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC		65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC		90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC		150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC		170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC		50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC		75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC		100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC		250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC		250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC		260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC		230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC		60 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES (suite)				
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC		50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC		50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC		30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES				
☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC		580 € TTC
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC		260 € TTC
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3				
☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1590 € TTC
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988		650 € TTC
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069		200 € TTC
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 € TTC


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable"


(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC2302500 + MEC125098


☐ Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC133889 + MEC125098



- ☐ Support porte obus
(rajouter rail | NC poignées de poussée)
ACC125006 + MEC125098




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T



- ☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis


COMPENSATIONS DIVERSES

- ☐ Bidon système d'hydratation
ACC125010



250 €

- ☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)
MEC1809930



275 € TTC

COMPENSATIONS DIVERSES (suite)

- ☐ Caméra de recul avec écran LCD

MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCR01081 |

590 € TTC


- ☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331



- ☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123



- ☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC

MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

- ☐ Arrêt à distance Quantum Rehab

655 € TTC

Stretto, Q1450 (ACC2402778) / Edge 3 (ACC2402780) ou W.light(ACC2402781) / 4FRONT* (ACC2402782) / EDGE HD (ACC2402783) / Rtrak (ACC2402784)

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

○Eco-participation : 7€ HT

○Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

○Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

○Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

○Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

○Veuillez noter la possibilité d'ajouter les forfaits MAD et Livraison

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

TRU CONFORT ² Coolcore											
		Largeur									
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Cm		36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
Profondeur	14	36	☐		☐						
	15	38	☐		☐						
	16	41	☐	☐	☐	☐		☐			
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61						☐		☐	☐

Spectrum FOAM

SPECTRUM FOAM Coolcore														
		Largeur												
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Cm		36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	81
Profondeur	14	36												
	15	38		☐										
	16	41		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	17	43		☐	☐	☐	☐							
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	21	53				☐		☐		☐				
	22	56				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	24	61				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	26	66								☐				☐
	28	71										☐	☐	☐

Essence

ESSENCE PLUS SPP Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56
10	25	☐	☐	☐								
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38			☐	☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53										☐	
22	56										☐	☐
24	61											☐

Solution

SOLUTION SPP Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
10	25	☐	☐									
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38				☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43				☐	☐	☐	☐	☐			
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	56							☐		☐	☐	☐
24	61											☐

Premiere P

PREMIERE P Coolcore									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56
13	33	☐							
14	36	☐	☐						
15	38	☐	☐						
16	41	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
17	43		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48				☐	☐	☐	☐	
20	51			☐		☐		☐	☐
22	56							☐	☐

Glacial

GLACIAL Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
	12	30	☐	☐								
	14	36	☐	☐								
	15	38			☐							
	16	41		☐	☐	☐	☐		☐		☐	
	17	43			☐		☐	☐	☐			
	18	46		☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐
	19	48				☐		☐		☐		
	20	51			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53								☐		☐
	22	56					☐		☐		☐	☐
	23	58										☐
	24	61									☐	☐