

PRIDE
MOBILITY®Q6 edge®
HD**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 50 cm à 61 cm
- ① Profondeur d'assise : 50 à 61 cm réglable
- ① Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- ① Garde au sol : 7,2 cm
- ① Longueur hors tout : 90.45 cm (hors RP)
- ① Largeur de la base : 66.70 cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 30 km
- ① Rayon de giration : 50,20 cm
- ① Poids max utilisateur : 204 kg (sans lift) 182kg (avec lift)
- ① Vitesse max** : 8 km/h (5,6 km avec iLevel)
- ① Dossier biomécanique à compensation inclinable à 175°
- ① Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- ① Moteurs 4 pôles
- ① Batteries 2 x 73 Ah et chargeur 8Amp
- ① Electronique QLogic 3 avec bluetooth

iLevel®
power chairsLien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION**REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**

✓ Ensemble Base EDGE 3	Q6 EDGE HD	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

ASSISE BARIATRIQUE : Poids inférieur à 150 kg

- ☐ Assise bariatrique pour poids utilisateur inférieur à 150 kg (cumulable avec le lift)

ASSISE BARIATRIQUE : Poids supérieur à 150 kg**700 € TTC**

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO. Plv 700€

- ☐ Assise bariatrique pour poids utilisateur jusqu'à 204 kg (non cumulable avec le lift)

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level (non cumulable avec l'option bariatrique poids supérieur à 150kg) PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Rouge Red corvette	DGN169178-PRD1	☐ Vert Green Machine	DGN169178-PGN11
☐ Bleu Electric blue	DGN169178-PBU9	☐ Orange Evolution	DGN169178-POR6
☐ Noir Night train (mat)	DGN169178-PBK3	☐ Violet Deep purple	DGN169178-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☒ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues centrales pneumatiques 14"
- ☐ Roues centrales bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ☒ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
- ☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ QLOGIC 3 lite
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671
ELE2103635


- ☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214
- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ☒ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

**EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)

- ☐ Commande clavier iAccess ☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339)
- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
- Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081

INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
- Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



☐ Micro lite

☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Mini cup

☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ EGG

☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)

☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + ESM) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)

☐ Multi switch (indisponible actuellement)

☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40-OC + Ch. USB + P. charge externe)

☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)

☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage positionnement libre

☐ Commande au souffle double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)

☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Hauteur d'assise:


- ☐ 47,0 cm
☐ 49,5 cm
☐ 52,0 cm

		Largeur				
Profondeur	Pouces	20	21	22	23	24
	Cm	51	53	56	58	61
	20	☐	☐	☐	☐	☐
	21	☐	☐	☐	☐	☐
	22	☐	☐	☐	☐	☐
	23	☐	☐	☐	☐	☐
	24	☐	☐	☐	☐	☐

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC____
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



□ Ceinture 2 points à enrouleur. Verrouillage type boucle automobile

IFRB5350

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (Faites le choix des dimensions du coussin en dernière page)


Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____




□ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____



□ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____



□ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____




□ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____



Accessoires coussin d'assise PAP

✓ **Housse cool core**

□ **AirMesh, Antiglisement**

110 €

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

□ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY)**

110 €



ETAPE 1

CORRECTION DE BASSIN

- ☐ Biseau pointe Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC **30 €**
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC **60 €**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



- ☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC **45 €**
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS**

- ☐ Ceinture de maintien 2 points **99 €** ☐ Ceinture de maintien 4 points **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
 Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
 Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q



- ☐ Ceinture de maintien de jambe **120 €**
 Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC
 Taille ☐ M ST-IFLH1112-M-OC
 Taille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC

**ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)**

- ☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) **240 €**
☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12) **240 €**
☐ Cale genou droit ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
 (uniquement repose jambe central)
☐ Cale genou gauche ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
 (uniquement repose jambe central)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

- ☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes **600 €**
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC
☐ Taille 24 ST-IFPFB-DS-24
☐ Taille 26 ST-IFPFB-DS-26


**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**

- ☐ Dossier TruBalance 3-4
 1- Choix taille de coque:
☒ Poignées de poussée (ACC1902104)



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)

- ☐ 4
☐ 3
☒ 2
☐ 1




		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (suite)

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

☐ Support latéral additionnel


- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125 , UIPFSI100, ULS2510F-R
 (droit) , ULS2510F-L (gauche),
 INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☒ Support d'appui tête unilink
 réglable en hauteur, en
 profondeur en largeur et
 pivotant.

ST-UHB2D33200-Q



- ☒ Appui tête enveloppant confort plus T.M
 ST-CP10CCFPM-Q



- ☐ Appui tête occipital et sous occipital ALL Positionning T.L
 ST-AP450M-OC

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4


DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)




Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

**600 €**

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
 Contacter votre conseiller technique

**600 €**

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

☐ Combo

295 €

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)

295 €

☐ Gauche (SAR2B-L)

295 €

☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

345 €

Pad: Unitaire

58 €

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus

165 €

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)

295 €

☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

295 €

☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

345 €

Pad: Unitaire

58 €

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)

310 €

365 €

Swing away

☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)

295 €

☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

295 €

☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

345 €

Pad: Unitaire

58 €

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

160 €

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)

295 €

☐ Gauche (SAR2B-L)

295 €

☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

345 €

Pad: Unitaire

58 €

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)

600 €

2- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

3- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

4- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

139 €

☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Ceinture d'épaule Y Straps

126 €

☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Etape 1: Dossier postural

Ais de maintien

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (suite)

☐ Harnais d'épaule Backpack	126 €	☐ Harnais d'épaule Style "H"	126 €
☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)		☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)	
☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)		☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)	
☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)		☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)	
☐ Ceinture thoracique Clips	94 €	☐ Ceinture thoracique Velcros	94 €
☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)		☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)	
☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)		☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)	

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

☐ Manchettes mousse (à l'unité)		☐ Manchettes gel (à l'unité)	
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN142128	☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche	ARM136409
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN142014	☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche	ARM136408
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN1801530		
✓ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)		☐ Protège vêtements (la paire)	ACC125007
✓ droit	MEC133331		
✓ gauche	MEC133331		

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE

☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)			
☐ droit	ASF6X2C-S-Q		130 €
☐ gauche	ASF6X2C-S-Q		130 €

BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE

☐ Support de coussin escamotable		☐ Support de coussin fixe	
☐ droit (ST-UETB4213SR-Q)	260 €	☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)	190 €
☐ gauche (ST-UETB4213SL-Q)	260 €	☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)	190 €
☐ Coussin demi-lune		☐ Maintien de coude	
☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)	80 €	☐ droit (POS124067)	80 €
☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)	80 €	☐ gauche (POS124067)	80 €

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS
☐ Repose-pied central réglable 4 positions (avec outil)

 MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878
Appui-Mollet (CmxCm)

| Préciser UL =

cm

☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019
Potences 10"-16" (CmxCm)**Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

☒ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5
 réglage plaque d'assise 34 à 50cm


☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200


☒ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz

 MEC153735 + SCRSHFH1203
 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
 + FRMASMB7878
**Tubes**
☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)
Palettes réglables en angles et sangles talonnières:
☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)

☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389)

☒ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)
FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES**1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)
☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019
Potences 10"-16" (CmxCm)**Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1


☒ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5
 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriques

 MOT1800941 + MEC153735
 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
 MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
 FRMASMB7879 + FRMASMB7878
**Tubes**
☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

☒ **Palettes réglabl** *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)

☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)

☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)

☒ 15 x 17,5cm
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX
☒ Palettes réglables en largeur de série

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920


☐ Rebords latéraux externes (la paire)

☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE
☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC
 Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"
PROTECTIONS DE PALETTES
☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)

☐ 6"x6"

RIG133717

**165 € TTC**
☐ 8"x8"

RIG133719

165 € TTC

☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)

☐ 5"x8" FPG5008T-Q	☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q
☐ 5"x11" FPG5011T-Q	☐ 7"x11" FPG7011T-Q

 290 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES


☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	SWTMCRO1081 SWTMCRO1079	SWTMCRO1077 SWTMCRO1078		110 € TTC
Quantité :				
☐ Microlite	SWTMCRO1044			190 € TTC
☐ Mini Cup 24	SWTMCRO1064			190 € TTC

CONTACTEURS (suite)

☐	Contacteur twister câble long 1,5m □ Vert □ Noir □ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q		170 € TTC
☐	Contacteur Twister, câble court 0,3m □ Vert □ Noir □ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-44 -P005-40 - P005-41		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m □ Vert □ Noir □ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-64 -P005-60 - P005-61		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m □ Vert □ Noir □ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-54 -P005-50 - P005-51		170 € TTC
☐	Extension de câble pour contacteur	ELE155901		20 € TTC


COMMANDES ALTERNATIVES

①	Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)	1500 € TTC
---	--	------------


☐ Commande occipitale Stealth			4390 € TTC
☐ Ultra pro	ST-IDHBT300-U-Q		
☐ Curved Head Array	ST-IDHBT400-U-Q		
☐ Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q		
Support escamotable:			
☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC
☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC
☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q		
☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC		
☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC		
☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	MJM260Q		2190 € TTC
☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	ACCASMB2380		1890 € TTC
☐ All round joystick (force de poussée requise : 250g)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐ All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐ All round joystick ball	MO-P002-76-OC		50 € TTC



☐ Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g) STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐ Multi joystick (force de poussée requise : 50g) STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐ All round heavy duty (force de poussée requise : 650g) MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐ Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN » ☐ Montage menton ☐ sur tube rond (FRMASMB8304) ☐ sur rail (GAT406T-OC) ☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) ☐ Droite ☐ Gauche		600 €	☐ Bras swing away commande menton Pour joystick: ☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) ☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) ☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) ☐ All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>		260 € TTC
--	---	-------	--	--	-----------

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P0031-21-OC		1 090 €	☐ Plastron Stealth multi-réglable ☐ Pédia ST-IDCH-P-Q ☐ Petit ST-IDCH-S-Q ☐ Moyen ST-IDCH-M-Q ☐ Large ST-IDCH-L-Q ☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) ☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)		890 € TTC
☐ Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P031-62-OC		1 990 €	☐ Ceinture de maintien ☐ Std (ST-IDCH-S-QB) ☐ XL (IDCH-XLB)		

☐ Support swing away sous accoudoir ☐ micro joystick ☐ multi joystick ☐ mini joystick proportionnel Stealth ☐ all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-MICRO-OC ST-ARMS260-OC + SM600-661M ST-ARMS260-PMPJ-OC ST-ARMS260-AR-Q			285 € TTC 422 € TTC 285 € TTC 285 € TTC
--	--	--	---	--

SUPPORT GATLIN

☐ Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
☐ Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐ Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐ Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐ Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC 	240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC 	140 € TTC
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815 	70 € TTC
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q 	260 € TTC
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC 	125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC 	340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC 	260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC 	260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES

☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES

☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC 	580 € TTC
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC 	260 € TTC

GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3

☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446 	1590 € TTC
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988 	650 € TTC
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069 	200 € TTC
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐
- Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)



ACC2302500 + MEC125098



- ☐
- Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



- ☐
- Support porte obus


(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€


- ☐
- Tablette escamotable 56cm

 SSLXM0100011
 +
 SSLXHD10000060
 +
 ARM240-T


- ☐
- Tablette TB3/4 uniquement

 MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
 SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente


**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

- ☐
- Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

- ☐
- Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930



275 € TTC


- ☐
- Caméra de recul avec écran LCD

- ☐
- Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

- ☐
- Montage sur manipulateur

MEC2106123


 MEC1910365 | ELE2000271
 ELE1907290 | SWTMCRO1081 |

590 € TTC



- ☐
- Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC

MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

- ☐
- Arrêt à distance Quantum Rehab

Stretto, Q1450 (ACC2402778) / Edge 3 (ACC2402780) ou W.light(ACC2402781) / 4FRONT² (ACC2402782) / EDGE HD (ACC2402783) / Rtrak (ACC2402784)



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

TRU CONFORT ² Coolcore											
	Largeur										
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
Profondeur	14	36	☐		☐						
	15	38	☐		☐						
	16	41	☐	☐	☐	☐		☐			
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61						☐		☐	☐

Spectrum FOAM

SPECTRUM FOAM Coolcore														
Profondeur	Largeur													
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	81
14	36													
15	38			☐										
16	41			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
17	43			☐	☐	☐	☐							
18	46	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
20	51			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	53					☐		☐		☐				
22	56					☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
24	61					☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
26	66									☐				☐
28	71											☐	☐	☐

Essence

ESSENCE PLUS SPP Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56
10	25	☐	☐	☐								
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38			☐	☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53										☐	☐
22	56										☐	☐
24	61											☐

Solution

SOLUTION SPP Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
10	25	☐	☐									
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38				☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43				☐	☐	☐	☐	☐			
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	56							☐		☐	☐	☐
24	61											☐

Premiere P

PREMIERE P Coolcore										
Profondeur	Largeur									
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22	
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56	
	13	33	☐							
	14	36	☐	☐						
	15	38	☐	☐						
	16	41	☐	☐	☐	☐		☐		
	17	43		☐	☐	☐	☐	☐		
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48			☐	☐	☐	☐		
20	51			☐		☐		☐	☐	
22	56							☐	☐	

Glacial

GLACIAL Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
	12	30	☐	☐								
	14	36	☐	☐								
	15	38			☐							
	16	41		☐	☐	☐	☐		☐		☐	
	17	43			☐	☐	☐	☐				
	18	46		☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
	19	48				☐		☐		☐		
20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53									☐		☐
22	56						☐		☐		☐	☐
23	58											☐
24	61										☐	☐