

INFORMATION DE COMMANDE

Nom du distributeur :
 Contact commercial + email et ligne directe :
 Référence de commande :
 Adresse de livraison :
 Date de commande :

A transmettre simultanément au bon de commande du tricycle à : commande@quantum-rehab.fr

Désignation	Référence	Compatibilité City Plus		Tarifs Public HT** Option montée
☐ Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)	TAT0091	✓	✓	266 €
☐ Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée T3/Jr/4	TAL01106	✓	✓	517 €
☐ Frein à disque pour roue libre seule ou dérailleur T3/Jr/4	TAP0020	✓	✓	200 €
☐ Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V "TAL0106"	TAP0096	✓	✓	294 €
☐ Rétroviseur, unitaire	TACSP220	✓	✓	59 €
☐ Canne de pousser (uniquement T. 0/1/2)	TAT0074	✓	✓	133 €
☐ Assistance Electrique ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR TONICROSS facilite l'utilisation d'un tricycle Tonicross. Il assiste le pédalage et permet de se déplacer sans effort. Il se compose d'une roue motorisée 20", un kit de détection de pédalage, une console de contrôle, un câble de charge. Puissance 250W. Couple 25mN	TACSP85	✓	✓	1 812 €
Constitution de l'assistance : Roue motorisée 20", capteur de détection de pédalage, écran de contrôle et d'ajustement, câble de charge, batterie lithium 30V / 6,6Amp				
⚠ Attention : Kit incompatible avec le pignon fixe, Deuxième frein obligatoire				
☐ Montage de l'écran de contrôle à droite	TACSP86			
☐ Montage de l'écran de contrôle à gauche				
☐ Panier avant	TAT0011	✓		52 €
☐ Panier arrière en osier	TAJ0020	✓		147 €
☐ Panier arrière largeur pour City Junior uniquement	TAJ0019	✓		52 €
☐ Klaxon « Fantaisie » - Rhino - Tigre - Baleine ☐ ☐ ☐	TAT0025	✓	✓	52 €
☐ Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) <i>Incompatible avec l'option sabots</i>	TAC0080	✓		54 €
☐ Gardes boue avec support AV/AR	TAP016		✓	203 €
☐ HOME TRAINER	TAT0018		✓	654€
☐ Cadre renforcé (largeur XL poids jusqu'à 135kg) <i>Compatible uniquement avec Tonicross City Adulte et Tonicross Plus T4</i>	TBA4521	✓	✓	350€

**Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, la TVA applicable est de 20 %.