



➤ Montage n°1 : Appuis thoraciques ADI



Amplitude de réglage des appuis thoraciques sur **Galbe Active (uniquement)**
Valeurs (en cm) minimale et maximale, prises à l'intérieur entre les appuis.
Lecture : choisir la largeur de coque, puis lire la plage MIN/MAX correspondant à la largeur thoracique possible.

Coque en Po		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm		25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
	MIN	13,5	16	18,5	21	23,5	26	28,5	31	33,5	36	38,5	44	49
	MAX	16	18,5	21	23,5	26	28,5	31	33,5	36	38,5	41	46,5	51,5



Largeur thoracique mesurée en cm

➤ Montage n°2 : Appuis thoraciques UniLink - 2 et 3 maillons



Coque en Po		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm		25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
	2 MIN	1	1	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36
	2 MAX	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	46	50
	3 MIN	1	1	1	1	1	1	13	15	17	19	21	25	29
	3 MAX	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	52



Largeur thoracique mesurée en cm



- Mesures effectuées sur dossier ADI 2 profil AL.
- Profil AL : 1 rainure verticale de chaque côté.
- Profil AFT : 2 rainures verticales de chaque côté.
- Les rainures internes du profil AFT correspondent aux rainures du profil AL.
- Sur rainures extérieures AFT : amplitude supérieure d'environ +2,5 cm.

➤ Montage n°1 : Quick Release Pro (Ancrage Amovible)



Amplitude de montage des ancrages sur **tubes ronds de diamètre 2,2cm**.
Valeurs (en cm) minimale et maximale, prises à l'extérieur des tubes (de tube à tube en largeur).
Lecture : choisir la largeur de coque, puis lire la plage MIN/MAX correspondant à la largeur thoracique possible.



Coque en Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
Short pin MIN	25,5	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	55,5	60,5
 MAX	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	58	63
Medium pin MIN	26	29	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46,5	49	51,5	56,5	61,5
 MAX	29	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54	59	64
Long pin MIN	29	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54	59	64
 MAX	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54	56,5	61,5	66,5

➤ Montage n°2 : Quick Release
(Ancrage Amovible)



 Largeur thoracique mesurée en cm



Coque en Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
MIN	22	24,5	27	29,5	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	52,5	57,5
MAX	27	29,5	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49,5	52	57,5	62,5

 Largeur thoracique mesurée en cm

➤ Montage n°3 : 2 Points Pro (Ancrage Fixe)



Amplitude de montage des ancrages sur **tubes ronds de diamètre 2,2cm**.
Valeurs (en cm) minimale et maximale, prises à l'extérieur des tubes (de tube à tube en largeur).
Lecture : choisir la largeur de coque, puis lire la plage MIN/MAX correspondant à la largeur thoracique possible.

Largeur

↔

Thoracique

Coque en Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
MIN	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	53	58
MAX	27	29,5	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49,5	52	57,5	62,5

➤ Montage n°4 : 4 Points Pro (Ancrage Fixe)



 Largeur thoracique mesurée en cm

Largeur

↔

Thoracique

Coque en Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
MIN	22	24,5	27	29,5	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	52,5	57,5
MAX	27	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	58	63

 Largeur thoracique mesurée en cm





- Quick release Pro, livré monté de série avec pin short (pin medium et long fournis).
- La largeur installée dépend en 1er de la largeur thoracique, en 2ème de la distance entre les tubes de dossier et influencera la profondeur initiale du matériel de montage par rapport à ces tubes.
- Mesures effectuées sur dossier ADI 2 en profil AL (1 rainure verticale de chaque côté). Les dossiers ADI 2 en profil AFT ont 2 rainures verticales de chaque côté, la distance entre les 2 rainures internes du AFT est identique à la distance entre les rainures du AL.

➤ Montage n°1 : Quick Release Pro (Ancrage Amovible)



Amplitude de montage des ancrages sur **tubes ronds de diamètre 2,5cm**.
Valeurs (en cm) minimale et maximale, prises à l'extérieur des tubes (de tube à tube en largeur).
Lecture : choisir la largeur de coque, puis lire la plage MIN/MAX correspondant à la largeur thoracique possible.

		Coque en Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
		Coque en Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
Largeur Thoracique	Short pin	MIN	26	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	56,5	61,5
		MAX	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	59	64
	Medium pin	MIN	27	29,5	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49,5	52	57,5	62,5
		MAX	29,5	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49,5	52	54,5	60	65
	Long pin	MIN	29,5	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49,5	52	54,5	60	65
		MAX	32	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49,5	52	54,5	57	62,5	67,5

➤ Montage n°2 : Quick Release
(Ancrage Amovible)



 Largeur thoracique mesurée en cm

Coque en Po		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm		25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
Largeur Thoracique	MIN	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	53,5	58,5
	MAX	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	58,5	63,5

 Largeur thoracique mesurée en cm

➤ Montage n°3 : 2 Points Pro (Ancrage Fixe)



Amplitude de montage des ancrages sur **tubes ronds de diamètre 2,5cm**.
Valeurs (en cm) minimale et maximale, prises à l'extérieur des tubes (de tube à tube en largeur).
Lecture : choisir la largeur de coque, puis lire la plage MIN/MAX correspondant à la largeur thoracique possible.

Largeur

↔

Thoracique

Coque en Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
MIN	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	53,5	58,5
MAX	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	58	63

➤ Montage n°4 : 4 Points Pro (Ancrage Fixe)



 Largeur thoracique mesurée en cm

Largeur

↔

Thoracique

Coque en Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Coque en Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
MIN	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	53	58
MAX	28	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	58,5	63,5

 Largeur thoracique mesurée en cm



- Quick release Pro, livré monté de série avec pin short (pin medium et long fournis).
- La largeur installée dépend en 1er de la largeur thoracique, en 2ème de la distance entre les tubes de dossier et influencera la profondeur initiale du matériel de montage par rapport à ces tubes.
- Mesures effectuées sur dossier ADI 2 en profil AL (1 rainure verticale de chaque côté). Les dossiers ADI 2 en profil AFT ont 2 rainures verticales de chaque côté, la distance entre les 2 rainures internes du AFT est identique à la distance entre les rainures du AL.