

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

Aide au choix du dossier : <https://www.pridemobility.fr/wp-content/uploads/sites/16/2026/09/Matrice-dossier-ADI.pdf>

Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

DOSSIER DE POSITIONNEMENT



Le Dossier rigide en aluminium ADI 2 est équipé comme tous nos dossiers d'une housse CoolCore. La coque est munie de deux lumières de réglage sur la partie latérale qui permettent un ajustement précis lors de la mise en service.

Le design du dossier ADI 2, profil "AL" peut s'avérer particulièrement avantageux pour les tâches nécessitant des mouvements de bras.

Le profil "AFT" offre une large surface de soutien pour l'ensemble du dos, y compris les omoplates. Il assure un maintien optimal même en position inclinée ou allongée.



AL

✕ Spécifications techniques dossier ADI 2

Cliquez ici



AFT

DOSSIER ADI 2

☐ Dossier Stealth ADI Back 2

HT 568,72 € TTC 600€

CHOIX TAILLE

1 Profil (XX) : ☐ ADI 2 Aluminium (AL) ☐ ADI 2 Aluminium Flat Top (AFT) Flat Top disponible hauteur: 16" et plus

ADI2XXXXXX

2 Taille L. (XX) - H. (X)

ADI2XXXXXX

		ADI 2														
		- Disponible stock France 2 semaines							- Disponible, fabrication + 6 semaines							
		Largeur de la coque														
		Po	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	
		Cm	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61	
Profil	Ref	Coque														
	N	8	20													
	L	10	25													
	M	13	33													
	S	16	41													
	T	18	46													
	X	20	51													
Galbes disponibles :			Active (A) & Deep (D)							Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)						

3 Galbe (X) : ☐ Active 2,5 (A) ☐ Deep 4 (D) ☐ Extra Deep 6 (E)

ADI2XXXXXX

Information du galbe



Référence avant fixation : ADI2XXXXXX



DOSSIER ADI 2 (suite)

4	Fixation:	☐ Quick Release Pro Mount (1-P) Amovible 	☐ 4 points pro (1-4) (dossier TALL et +) Fixe 	☐ 2 points pro (1-2) (dossier STD et -) Fixe 																					
	5	Référence avec fixation :	ADI2XXXXX1-P	ADI2XXXXX1-4	ADI2XXXXX1-2																				
Optionnel :		Uniquement dossier ADI 2 avec galbe Active : une paire de cale tronc fixe possible <table border="1"> <thead> <tr> <th>Taille</th> <th>Hauteur x Profondeur</th> <th>Référence</th> <th>Coté</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taille S</td> <td>7,5 cm x 7,5 cm</td> <td>LATADJSTSM</td> <td>☐ G / ☐ D</td> </tr> <tr> <td>Taille M</td> <td>7,5 cm x 10 cm</td> <td>LATADJSTMD</td> <td>☐ G / ☐ D</td> </tr> <tr> <td>Taille L</td> <td>11,5 cm x 11,5 cm</td> <td>LATADJSTLG</td> <td>☐ G / ☐ D</td> </tr> <tr> <td>Taille XL</td> <td>10 cm x 15 cm</td> <td>LATADJSTXLG</td> <td>☐ G / ☐ D</td> </tr> </tbody> </table>			Taille	Hauteur x Profondeur	Référence	Coté	Taille S	7,5 cm x 7,5 cm	LATADJSTSM	☐ G / ☐ D	Taille M	7,5 cm x 10 cm	LATADJSTMD	☐ G / ☐ D	Taille L	11,5 cm x 11,5 cm	LATADJSTLG	☐ G / ☐ D	Taille XL	10 cm x 15 cm	LATADJSTXLG	☐ G / ☐ D	Sans supplément
Taille	Hauteur x Profondeur	Référence	Coté																						
Taille S	7,5 cm x 7,5 cm	LATADJSTSM	☐ G / ☐ D																						
Taille M	7,5 cm x 10 cm	LATADJSTMD	☐ G / ☐ D																						
Taille L	11,5 cm x 11,5 cm	LATADJSTLG	☐ G / ☐ D																						
Taille XL	10 cm x 15 cm	LATADJSTXLG	☐ G / ☐ D																						
☐ Montage sur FRE-P Quantum / Dossier Stealth ADI 2 Q-Back (sans fixation) <i>Sur commande</i> Référence : QB2XXXXX Choisir la configuration du dossier ADI 2, taille ci-dessus. Dossier en aluminium conçu pour se fixer directement à la colonne vertébrale centrale du système d'assise TRU-Balance de Quantum Rehab.		 			Sans supplément																				

OPTIONS DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

	HT	TTC
☐ Butée Sacro-lombaire anthracite La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une lordose, et favorise l'antéversion du bassin. Taille : 255 x 240 x 25 (mm) hyper RU-SAP4601	37,91 €	40€ TTC
☐ Biseau pointe anthracite (à l'unité) Le biseau pointe peut s'installer dans le dossier sur la partie latérale pour contrôler une rotation de tronc, sur la partie haute dans le dossier ADI2 AFT pour contrôler une cyphose, en bas du dossier pour apporter du contact sur le haut du sacrum, ou repositionner la bascule du bassin. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) RU-SAP4201 RU-SAP4251	28,44 €	30€ TTC
☐ Cale-tronc escamotable UniLink (à l'unité)  ☐ droit (ULS25100-R) ☐ gauche (ULS25100-L)	284,36 €	300€ TTC
Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320) Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320)		
Sélectionner le montage (Obligatoire) : ☐ 125° TB4 (UIMBK1125) ☐ 135° ADI 2 / Qback (UIMBK1135) 		

COMMENTAIRES