

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- ① Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- ① Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- ① Garde au sol : 6,7 cm
- ① Rayon de braquage : 65,8cm
- ① Longueur (sans RP) : 101,4cm
- ① Largeur hors-tout : 61,6cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 26,3 km
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max** : 10 km/h
- ① Roues avant bandages noirs 14"
- ① Roues arrière bandages noirs 9"
- ① Moteurs 2 x 200/1200W
- ① Batteries 2x75Ah
- ① Accroche-taxi et suspensions SRS

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
✓ Ensemble Base 4FRONT ²	4FRONT 2 CUSTOM	11 071,56 € 11 680,50 €
☐ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm ✗ Poignées de poussée ✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique PTOINDV3443 ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170° PTOINDV3444		
☐ Assise lowrider: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier hybride souple, Hauteur d'assise à partir de 39cm ✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 140°		Sélection obligatoire lift std et assise surbaissée



FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- | | |
|--|-------------|
| ☐ Lift électrique 30 cm TB3 | PTOINDV3773 |
|--|-------------|

ASSISE BARIATRIQUE : Poids inférieur à 150 kg (sélection)

- ☐
- Assise bariatrique pour poids utilisateur inférieur à 150 kg (cumulable avec le lift) (vitesse max 8km/h)

ASSISE BARIATRIQUE : Poids supérieur à 150 kg

700 € TTC

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO. Plv 700€

- ☐
- Assise bariatrique pour poids utilisateur jusqu'à 204 kg (non cumulable avec le lift) (vitesse max 8km/h)

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN2101587-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN2101587-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN2101587-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN2101587-PYL4
☐ Vert Green Machine	DGN2101587-PGN11		

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

☐ Mécanisme d'assistance au transfert. Proclive à 30°	3 763,03 €	3970 € TTC
☐ Mécanisme d'aide à l'accèsibilité frontale. Proclive à 20°	Largeur d'assise maximale 56 cm	
✓ Activation proclive usine		

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**PACK ASSISE SURBAISSE LOWRIDER (obligatoire & uniquement avec assise LOWRIDER)**

☐ Mécanisme d'assise ajustable en hauteur, distance sol/siège 390mm	3 763,03 €	3970 € TTC
--	------------	------------

Adjonction complémentaire lift, sélection obligatoire de celui-ci en première page

Ce pack nécessite la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique ou repose jambe électrique séparée

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues motrices pneumatiques ☐ Roues motrices bandages ☐ Roues Knobby pneumatiques (+8 cm de largeur hors tout)

Système de conduite**ELECTRONIQUE**


- ✓ QLOGIC 3

 		☐ QLOGIC 3 lite ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite	CTL1810671 ELE2103635
☐ Avec touches 1 et 2	CTL143976		
☐ Avec touche éclairage	CTL143977		
☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite)	KIT2306214		
☐ Système de protection anti pincement de la main	Prochainement disponible	(conflit possible passage sous table)	
☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière	SOF		

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698	
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite		
☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur	ACC2201042 / ACC2201041	
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite		
☐ Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)	

EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)

☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)	PLSKNCP1057	
☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)	PLSKNCP1058	
☐ Champignon (B)	PLSKNCP1008	
☐ Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	
☐ Poignée T (D)	PLSKNCP1006	
☐ Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	
☐ Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	
☐ Barre (G)	PLSKNCP1005	

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)		1500 € TTC
Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"		
☐ Commande clavier iAccess ☐ Interrupteurs à bascule ☐ Interrupteurs à poussoir	☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339) CTL144010 CTL144009	
Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier		
☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite	ELE167862 + MEC125270	
☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre		Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977
☐ Micro light SWTMCR01044 ☐ Mini cup SWTMCR01064 ☐ Egg noir SWTMCR01081		

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)		1500 € TTC
Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
① Choix possible d'un seul boîtier additionnel		Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"
☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)	CTL143979+DWR1010D446	 Non cumulable avec autre boîtier additionnel
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.	 	Non cumulable avec autre boîtier additionnel Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite. Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850 ☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004) Montage centralisation entre accoudoir ☐ Droite ☐ Gauche ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980 Montage en bout d'accoudoir ☐ Droite ☐ Gauche ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980
☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"		Non cumulable avec autre boîtier additionnel
☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3 Sélectionner le contacteur et le positionnement	 	Non cumulable avec autre boîtier additionnel ☐ Micro lite ☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Mini cup ☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ EGG ☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294) ☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + II) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294) ☐ Multi switch (indisponible actuellement) ☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40-OC + Ch. USB + P. charge externe) ☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC) ☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage positionnement libre ☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC) ☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

2 REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3/4

		Largeur										
		A			B				C			
Profondeur	Amplitude des plaques d'assise	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
	A	14 36										
		15 38										
		16 41										
		17 43										
		18 46										
		19 48										
		20 51										
		21 53										
C	22 56											

Compatible TB3 & TB4

Compatible uniquement TB3

Hauteur d'assise: ✓ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC____

coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort SPP

TC2-VNC____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



coolcore


Assise "TB3 HD"

Profondeur	Amplitude des plaques d'assise	Largeur												
		C				D				E				
		Pouces	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		Cm	53	56	58	61	64	66	69	71	74	76	79	81
C	20	51												
	21	53												
	22	56												
	23	58												
	24	61												
			Compatible uniquement TB3 HD (Lift possible L.61 cm x P. 56 cm)											

① Interdiction de conduite au delà de 20° d'inclinaison d'assise ou de dossier

✓ Ceinture 2 points à enrouleur. Verrouillage type boucle automobile

Assise Low Rider

		Largeur					
		A					
Profondeur	Amplitude des plaques d'assise	Pouces	16	18	20	22	
		Cm	41	46	51	56	
	A	14	36				
		15	38				
		16	41				
		17	43				
		18	46				
		19	48				
		20	51				
		21	53				
22	56						
		Compatible uniquement Low rider (Hauteur sol/siège 39cm)					

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (Faites le choix des dimensions du coussin en dernière page)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.


ETAPE 1

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPPEpaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____




coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPPEpaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____



coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth Products Premiere SPEpaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____



coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPPEpaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____




coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SPEpaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____



coolcore

Accessoires coussin d'assise PAP

✓ Housse cool core

☐ AirMesh, Antiglisement**110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XYYY)**110 €**

ETAPE 2

CORRECTION DE BASSIN

☐ Biseau pointeChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

30 €☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301-OC

60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC**45 €**

☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**

ETAPE 3

☐ Ceinture de maintien 2 points**99 €**Taille ☐ S ST-IFPB5122-OCTaille ☐ M ST-IFPB5213-QTaille ☐ L ST-IFPB5214-Q☐ Ceinture de maintien de jambeTaille ☐ S ST-IFLH1111-S-OCTaille ☐ M ST-IFLH1112-M-OCTaille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC☐ Ceinture de maintien 4 pointsTaille ☐ S ST-IFPB5242-OCTaille ☐ M ST-IFPB5147-QTaille ☐ L ST-IFPB5148-Q**120 €****120 €****ALIGNEMENT FEMORAL** (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)

ETAPE 4

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q
(4x4)**240 €**☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-
UTP54D056100-Q (4x12)**240 €**☐ Cale genou droit

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

(uniquement repose jambe central)

**240 €**☐ Cale genou gauche

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

(uniquement repose jambe central)

240 €**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes**600 €**☐ Taille 16

ST-IFPFB-DS-16-OC

☐ Taille 18

ST-IFPFB-DS-18-OC

☐ Taille 20

ST-IFPFB-DS-20-OC



☐ Taille 22

ST-IFPFB-DS-22-OC

**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4**

- ✓ Dossier TruBalance 3-4
- 1- Choix taille de coque:
- ✓ Poignées de poussée (ACC1902104)

Ajustement en hauteur possible



3- Forme galbe de dossier:

☐ Actif

(Standard)

☒ Deep

(CUS122169)

☐ ExtraDeep

(SET123465)



3- Matière de la housse

✓ Housse TB4 cool core

☐ Housse Sport back 4 nylon
résistante aux liquides**Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport**

Amplitude des plaques		Largeur de la coque									
		A		B		C					
Po	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Hauteur	Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
Hauteur	Coque	Hors tout		Le coussin est adapté à la taille de la coque							
	Po	Cm	Po	Min	Max						
	13	33	19	48	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	38	21	53	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	23	58	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	25	64	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	27	69	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	23	58	29	74	76	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25	64	31	79	81	☐	☐	☐	☐	☐	☐




REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (suite)

- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"



UIMBK125 , UIPFSI100, ULS2510F-R
(droit) , ULS2510F-L (gauche),
INDPART2663 (3x5)INDPART2664 (4x6)

**REGLAGES DU DOSSIER "TB3 HD"**

- ✓ Dossier TruBalance 3-4
1- Choix taille de coque:
✓ Poignées de poussée (ACC1902104)



Ajustement en hauteur possible

**Dossier TB3 HD Tru Confort Coolcore & Sport**

		Largeur de la coque									
Amplitude des plaques		A		B				C			
Po		18	19	20	21	22	24	26	28	30	
Hauteur		Cm	46	48	51	53	56	61	66	71	76
Hauteur	Coque	Hors tout		Le coussin est adapté à la taille de la coque							
	Po	Cm	Po	Min	Max						
	13	33	19	48	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	38	21	53	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	23	58	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	25	64	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	27	69	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Dossier coolcore et sport back disponible										
☐	Uniquement Dossier coolcore disponible										
☐	Uniquement Dossier sport back disponible										

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
- ✓ Deep (CUS122169)
- ☐ ExtraDeep (SET123465)



3- Matière de la housse

- ✓ Housse TB4 cool core
- ☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides



- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125 , UIPFSI100, ULS2510F-R
(droit) , ULS2510F-L (gauche),
INDPART2663 (3x5)INDPART2664 (4x6)

**REGLAGES DU DOSSIER LOWRIDER**

- ☐ Dossier LowRider
- Galbe à choisir
- ☐ Standard (2421-1247)



- ☐ Supports latéraux



Hauteur de dossier


- ☐ 505 mm
- ☐ 530 mm
- ☐ 555 mm
- ☐ 585 mm

- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" (2013-1491) ☐ 4"x6" (2013-1493)
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" (2013-1492) ☐ 4"x6" (2013-1494)



APPUI TÊTE

- ✓ Support d'appui tête unilink réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. ST-UHB2D33200-Q



- ✓ Appui tête enveloppant confort plus T.M ST-CP10CCFPM-Q



- Appui tête occipital et sous occipital ALL Positionning T.L ST-AP450M-OC

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)

- O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)

- O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)

- O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm


- SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)

- SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)

- SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

**600 €**

- I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique

**600 €****Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

- Support d'appui tête Unilink

275 €

- Combo

Sélectionner la taille

- Taille S (CB315M)

- Taille L (CB305M)

Swing away

- Droit (SAR2B-R)

- Gauche (SAR2B-L)

- Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Unitaire

- 7x5 (910M) □ 11x5 (ST-900M-Q) □ 16x6 (ST-920M-Q) □ 16x4 (930M)

295 €

- Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- Taille L (ACP150M)

- Taille XL (ACP550M)

Swing away

- Droit (ST-SAR2A-R-Q)

- Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

- Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Unitaire

- 7x5 (910M) □ 11x5 (ST-900M-Q) □ 16x6 (ST-920M-Q) □ 16x4 (930M)

**310 €****365 €****295 €****295 €****345 €****58 €****DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

- Confort Plus

165 €

Sélectionner la taille

- Taille XS (CP06CCFPM)

- Taille S (CP08CCFPM)

- Taille M (CP10CCFPM)



- All Positionning

160 €

Sélectionner la taille

- Taille M (ST-AP350M-OC)

- Taille L (ST-AP450M-OC)

- Taille XL (ST-AP550M-OC)



**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES (suite)****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)**295 €**☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)**295 €**☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**345 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M)☐ 11x5 (ST-900M-Q)☐ 16x6 (ST-920M-Q)☐ 16x4 (930M)**58 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)**295 €**☐ Gauche (SAR2B-L)**295 €**☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**345 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M)☐ 11x5 (ST-900M-Q)☐ 16x6 (ST-920M-Q)☐ 16x4 (930M)**58 €****Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.**DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT**☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☒ Aluminium (AL)**QB2ALXXXX**

Dossier TB3 Qback

Le coussin est adapté à la taille de la coque

Largeur de la coque

Po 14 16 18 20

Cm 36 41 46 51

Le coussin est adapté à la taille de la coque

Hauteur	Ref	Coque		Hors tour					
		Po	Cm	Min	Max				
	S	16	41	56	58	☐	☐	☐	☐
	T	18	46	61	64	☐	☐	☐	☐
	X	20	51	66	69	☐	☐	☐	☐
	XX	22	56	71	74	☐	☐	☐	☐

600 €

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)**QB2ALXXXX**

4- Hauteur :

☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

5- Ref:

QB2ALXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)

Autres modèles de dossiers ADI QBACK, veuillez utiliser le bon de commande PAP dédié

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper**139 €**☐ Ceinture d'épaule Y Straps**126 €**☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)☐ Harnais d'épaule Backpack**126 €**☐ Harnais d'épaule Style "H"**126 €**☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)

☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS** Uniquement assise TB3/4**ACCOUDOIRS :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

- ☐ Manchettes mousse (à l'unité)
- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128
- ☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014
- ☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche (Nc: lowrider) DGN1801530

- ☐ Manchettes gel (à l'unité)
- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche
- ☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409
ARM136408

- ☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir & lowrider)

- ☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007



- ☐ droit MEC133331
- ☐ gauche MEC133331

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE

1

- ☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)

☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €****BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE**

2

- ☐ Support de coussin escamotable

☐ droit (ST-UETB4213SR-Q)**260 €**☐ gauche (ST-UETB4213SL-Q)**260 €**

- ☐ Support de coussin fixe

☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)**190 €**☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**190 €**

- ☐ Coussin demi-lune


☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)**80 €**☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €**

- ☐ Maintien de coude

☐ droit (POS124067)**80 €**☐ gauche (POS124067)**80 €****RELEVÉS-JAMBES, REPOSES-PIEDS**

- ☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMAMSMB7878

**Appui-Mollet (Cmxcm)**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
- ☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019

| Préciser UL = cm**Potences 10"-16" (Cmxcm)**


Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x6" (13x15) RIG150206
- ☐ 5"x8" (13x20) RIG150203
- ✓ 5"x11" (13x28) RIG150212

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Réglage en largeur des palettes

- ✓ 1 position intérieure
- ☐ 2 position centrale

Potences 13"-19" (Cmxcm)

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x6" (13x15) RIG151505
- ☐ 5"x8" (13x20) RIG151506
- ☐ 5"x11" (13x28) RIG151508

réglage plaque d'assise 34 à 43cm

- ☐ Repose-pieds escamotables (RIG120062)


Angle ajustable mécaniquement de 60° à 90°

Longueur de potence :

- ☐ 27-33 cm (FRMASMB10014 & FRMASMB10015)
- ✓ 33-41 cm (FRMASMB10018 & FRMASMB10019)
- ☐ 39-49 cm (FRMASMB10022 & FRMASMB10023)

Palettes réglables en angles (Largeur x Profondeur) :

- ☐ 12,7 x 20,3cm (FRMASMB10566)
- ✓ 15,2 x 20,3cm (FRMASMB10567)
- ☐ 20,3 x 27,9cm (FRMASMB10569)




- ☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz


MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878



 Tubes


- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
- ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

**Palettes réajalables en anales et sariales talonnières:**

- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)
- ☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)
- ✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)



FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES		1250 € TTC
Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€		
☐ Relève-jambes électrique central à compensation** RIG2005068 avec lift Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm Appui-Mollet (CmxCm) ☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018 ☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019 Potences 10"-16" (CmxCm)  Palettes réglables en angles: ☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7 ☒ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1 réglage plaque d'assise 28 à 43cm	 ☐ Releve-jambes avec verins électriques MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 Tubes ☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300) ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114) Palettes réglabl <i>Conseillé pour assises largeur 14"-15"</i> (MEC2008387) ☐ 10,5 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeur 15"-16"</i> (MEC2008389) ☐ 12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeur 16" et ></i> (MEC8008388) ☒ 15 x 17,5cm 	
Potences 13"-19" (CmxCm)  Palettes réglables en angles: ☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 8/9 ☐ 7"x11" (18x28) MED230411 2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm		

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX		
☒ Palettes réglables en largeur de serie		
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG2404919	
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG2404920	
☐ Rebords latéraux externes (la paire)		
☐ Pour palettes seules	RIG2404921	
☐ Pour palettes avec extensions latérales	RIG2404922	

ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES		
Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis		
FONCTION ELECTRIQUE		
☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**	RIG2107424 & MEC2102391 Sélection obligatoire du "Relève-jambes électrique central à compensation**"	900 € TTC
PROTECTIONS DE PALETTES		
☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)		
☐ 6"x6"	RIG133717	165 € TTC
☐ 8"x8"	RIG133719	165 € TTC
☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		
☐ 5"x8" FPG5008T-Q	☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q	290 € TTC
☐ 5"x11" FPG5011T-Q	☐ 7"x11" FPG7011T-Q	
ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE		
Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis		
CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES		
☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 SWTMCRO1079 SWTMCRO1078	 110 € TTC
Quantité :		
☐ Microlite	SWTMCRO1044	 190 € TTC
☐ Mini Cup 24	SWTMCRO1064	 190 € TTC

**COMMANDES ALTERNATIVES (suite)**


☐	Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q		170 € TTC
☐	Contacteur Twister, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
☐	Extension de câble pour contacteur	ELE155901		20 € TTC

i Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) 1500 € TTC

☐	Commande occipitale Stealth			4390 € TTC
☐	Ultra pro	ST-IDHBT300-U-Q		
☐	Curved Head Array	ST-IDHBT400-U-Q		
☐	Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q		

Support escamotable:

☐	Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC
☐	Mini joystick proportionnel Stealth (<i>force de poussée requise : 43g</i>)			2390 € TTC
☐	Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q		
☐	Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC		
☐	Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC		





☐	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (<i>force requise : 227g</i>)	MJM260Q		2190 € TTC
☐	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (<i>force requise : 227g</i>)	ACCASMB2380		1890 € TTC

☐	All round joystick (<i>force de poussée requise : 250g</i>)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐	All round joystick lite (<i>force de poussée requise : 120g</i>)	MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐	All round joystick ball	MO-P002-76-OC		50 € TTC
☐	Micro joystick (<i>force de poussée requise : 8,5g</i>)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC

☐	Multi joystick (<i>force de poussée requise : 50g</i>)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
--------------------------	--	----------------	---	------------

☐	All round heavy duty (<i>force de poussée requise : 650g</i>)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
--------------------------	---	---------------	---	------------

☐ Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal		MO-P021-51-OC		2590 € TTC
SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES				
☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN » ☐ Montage menton ☐ sur tube rond (FRMASMB8304) ☐ sur rail (GAT406T-OC) ☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) ☐ Droite ☐ Gauche		600 €	☐ Bras swing away commande menton Pour joystick: ☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) ☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) ☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) ☐ All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	260 € TTC
☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P0031-21-OC ☐ Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P031-62-OC		1 090 € 1 990 €	☐ Plastron Stealth multi-réglable ☐ Pédia ST-IDCH-P-Q Ceinture de maintien ☐ Petit ST-IDCH-S-Q ☐ Std (ST-IDCH-S-QB) ☐ Moyen ST-IDCH-M-Q ☐ XL (IDCH-XLB) ☐ Large ST-IDCH-L-Q ☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) ☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	890 € TTC
☐ Support swing away sous accoudoir ☐ micro joystick ☐ multi joystick ☐ mini joystick proportionnel Stealth ☐ all round joystick standard et lite		ST-ARMS260-MICRO-OC ST-ARMS260-OC + SM600-661M ST-ARMS260-PMPJ-OC ST-ARMS260-AR-Q	 	285 € TTC 422 € TTC 285 € TTC 285 € TTC
SUPPORT GATLIN				
☐ Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin		ST-GAT486-Q		125 € TTC
☐ Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin		ST-GAT472P-M-Q		125 € TTC
☐ Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin		ST-GAT456QL-Q		125 € TTC
☐ Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin		ST-GAT454ED-Q		175 € TTC
☐ Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin		ST-GAT452CJ-Q		125 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin		ST-GAT459P-OC		195 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin		ST-GAT453Q-OC		170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN				
☐ Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)		ST-GAT414-ML-OC		240 € TTC
☐ Support contacteur Eggs pour bras Gatlin		ST-GAT-ESM-OC		140 € TTC
☐ Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away		INDPART2815		70 € TTC

☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q		260 € TTC
--------------------------	---	---------------	---	-----------

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC		125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC		340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC		260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC		260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES

☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC		80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC		55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC		45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC		65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC		90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC		150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC		170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC		50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC		75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC		100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC		250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC		250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC		260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC		230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC		60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC		50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC		50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC		30 € TTC

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES

☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC		580 € TTC
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC		260 € TTC

GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3

☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1590 € TTC
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988		650 € TTC
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069		200 € TTC

☐ Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)

HAR144001 + FRMASMB11156

200 € TTC


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable"


(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC2302500 + MEC125098

☐ Support respirateur "Compact"


(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC133889 + MEC125098

☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC125006 + MEC125098

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€


☐ Tablette escamotable 56cm

SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T

☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115


☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES☐ Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930




275 € TTC

☐ Caméra de recul avec écran LCD☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123



MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCRO1081 |

590 € TTC

☐ Arrêt à distance Quantum Rehab

Stretto, Q1450 (ACC2402778) / Edge 3 (ACC2402780) ou W.light(ACC2402781) / 4FRONT² (ACC2402782) / EDGE HD (ACC2402783) / Rtrak (ACC2402784)



655 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

TRU CONFORT ² Coolcore											
Profondeur	Largeur										
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
	14	36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

24 61

**Spectrum FOAM**

SPECTRUM FOAM Coolcore															
		Largeur													
Profondeur	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32	
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	81	
	14	36													
	15	38			☐										
	16	41			☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	17	43			☐	☐	☐	☐							
	18	46	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	19	48			☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	20	51			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	21	53				☐		☐		☐					
	22	56				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	24	61				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	26	66								☐					☐
	28	71										☐	☐	☐	

Essence

ESSENCE PLUS SPP Coolcore												
		Largeur										
Profondeur	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56
	10	25	☐	☐	☐							
	12	30	☐	☐	☐							
	14	36	☐	☐	☐							
	15	38			☐	☐						
	16	41			☐	☐	☐	☐		☐		
	17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
	19	48				☐	☐	☐	☐	☐		
	20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53									☐	☐
	22	56									☐	☐
	24	61										☐

Solution

SOLUTION SPP Coolcore												
		Largeur										
Profondeur	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
	10	25	☐	☐								
	12	30	☐	☐	☐							
	14	36	☐	☐	☐							
	15	38			☐							
	16	41			☐	☐	☐	☐		☐		
	17	43			☐	☐	☐	☐	☐			
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48				☐	☐	☐	☐	☐		
	20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

22	56							☐		☐	☐	☐
24	61											☐

Premiere P

PREMIERE P Coolcore											
		Largeur									
Profondeur	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22		
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56		
	13	33	☐								
	14	36	☐	☐							
	15	38	☐	☐							
	16	41	☐	☐	☐	☐		☐			
	17	43		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48			☐	☐	☐	☐	☐		☐
	20	51			☐		☐		☐	☐	
	22	56						☐	☐	☐	

Glacial

GLACIAL Coolcore												
		Largeur										
Profondeur	Pouces	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
	12	30	☐	☐								
	14	36	☐	☐								
	15	38			☐							
	16	41		☐	☐	☐	☐		☐		☐	
	17	43			☐	☐	☐	☐				
	18	46		☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐
	19	48				☐		☐		☐		
	20	51			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53								☐		☐
	22	56					☐		☐		☐	☐
	23	58										☐
	24	61									☐	☐