

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise T1: 20 à 30 et T2: 26 à 35 cm
- ① Profondeur d'assise: T1 17 à 28 cm et T2: 24 à 35 cm
- ① Inclinaison d'assise de -10° à +35°
- ① Hauteur de dossier: T1 de 26 à 42 et T2 32 à 52 cm
- ① Inclinaison de dossier de 90° à 140°
- ① Dimensions du repose pied: T1 29x18 et T2 33x21 cm
- ① Dimensions dépliée (LxIxH) T1 90x60x101 et T2 110x67x99 cm
- ① Dimensions pliée (LxIxH) T1: 81x60x63 et T2: 79x67x72 cm
- ① Hauteur de la barre de poussée T1: 76 à 117 et T2: 81 à 120 cm
- ① Diamètre des roues avant 190 mm
- ① Diamètre des roues arrière 250 mm
- ① Poids de la poussette T1: 16 kg et T2: 20 kg
- ① Poids maxi de l'utilisateur T1 35 kg et T2 40 kg



Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

**VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive**

Code 9501100 - VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive. Plv 2587,00€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

☐ Poussette Geko ☐ T1 (PGE10__) ☐ T2 (PGE50__)

2 587 €

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : HARNAIS

230 € TTC

Code 9947089 - VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU_MRE. Plv 230€

☐ Harnais papillon

✓ Harnais en H (PAJ6629)

☐ T. S Largeur d'épaules (PAJ6616)
18cm / Hauteur du buste 31cm

☐ T. M Largeur d'épaules (PAJ6616)
22cm / Hauteur du buste 36cm

☐ T. L Largeur d'épaules (PAJ6717)
25cm / Hauteur du buste 46cm



1 seul harnais possible

COLORIS

☐ Gris / Rose (P__10) ☐ Gris / Vert (P__20) ☐ Noir / Gris (P__30)

SIEGE

✓ Dossier inclinable avec harnais



✓ Assise inclinable

ACCESSOIRES: Choix possible d'un seul accessoire.

Bon de commande GEKO 2026

☒ Panier porte-effet



☐ Barre de saisie
(T1: PAP6621 / T2: PAP6721)

☐ Kit d'ancrage (PAK 6783)

☐ Capote soleil / pluie
(PAJ6637)



☐ Capote pluie transparente. *Incompatible PAJ6638*
(PAS6814)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

☐ Plot d'abduction (T1: PAJ6620 T2: PAJ6720) **225 €**



☐ Chevillères (PAP6648) **100 €**



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

☐ Cale tronc (T1: PAJ6634 et T2: PAJ6734) **375 €**



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages de la poussette
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)