INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :
Contact commercial + email et ligne directe :
Référence de commande :
Adresse de livraison :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : __ - 46 - 51 - __ cm
- Roues motrices 9'' et pivotantes 6''
- Poids de la base: 30 kg
- Largeur de la base : 57,4 cm
- Longueur hors-tout sans RP : 72,5 cm
- Accoudoirs réglables en angle, hauteur et en largeur
- Rayon de giration : 64,8 cm
- Batteries 18Ah, Chargeur 2 amp.
- Electronique VR2
- Vitesse max* : 5,95 km/h
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Siège pivotant à 180°
- Dossier rabattable hauteur 35cm

Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain,de l'état,du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide a la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9525916 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

	BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✔	GO.CHAIR	GOCHAIREUR1001	2 996,41 €	3 161,21 €

ROUES

- ✔ Roue pivotante 6''
- ✔ Roue motrice 9''



COLORIS CHASSIS

☐	Bleu	DGN163916	☐ Jaune	DGN163918
☐	Blanc	DGN163917	☐ Rose	DGN163920
☐	Rouge	DGN163915	☐ Orange	DGN168168

BOITIER DE COMMANDE

✔ Manipulateur GC3
Electronique programmable :
vitesse maximale,
accélération, décélération en marche
avant, arrière et en virage à droite et à gauche



✔ Support fixe
Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage ☐ à droite ☐ à gauche

☐ Pantographe rotatif réversible MEC138861 + SCRSHFH1005
Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage ☐ à droite ☐ à gauche

☐ Protection anti pincement
(Conflit possible avec les tables)

ASSISE

- ✔ Coussin standard
- ✔ Ceinture de maintien 2 points



ENSEMBLE ASSISE

CONFIGURATION D'ASSISE

Largeur d'assise x Profondeur d'assise min - max

✔ Pivotante et amovible



incompatible PAP

✔ 18'' x 17'' (45,7 x 43cm)

☐ Assise kozmo (pédiatrique)
Indisponible actuellement



Attention : augmente le poids

☐ 12'' x 12-16'' (30 x 30-41cm)
☐ 14'' x 12-16'' (35 x 30-41cm)
☐ 16'' x 12-16'' (41 x 30-41cm)

ETAPE 1

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1) **600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ *Non cumulable PAP B 2*

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)

Choix possible d'un seul élément par étape


☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____



Accessoires coussin d'assise PAP

✔ **Housse cool core**

☐ **AirMesh, Antiglissement** **110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **Liner incontinence polyurethane** (PUL1709030 - XXYY) **110 €**





CORRECTION DE BASSIN

ETAPE 2

☐ Biseau pointe — Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC **30 €**
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC



Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC **60 €**



Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abduction — Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC **45 €**
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC



La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)

ETAPE 3

☐ Cale genou droit ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**



(uniquement repose jambe central)

☐ Cale genou gauche ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q **240 €**
(uniquement repose jambe central)

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS :

✔ Accoudoirs escamotable réglables en hauteur et en profondeur.



*

ENSEMBLE DOSSIER

DOSSIER

✔ Dossier rabatable sur l'assise

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3) — 600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP A 1, 2 & 4*

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

Etape 1: Dossier postural

☐ Dossier Stealth ADI Back 2



1- Forme	☐ Aluminium **(ADI2AL)** ☐ Aluminium Flat Top **(ADI2AFT)** *Flat Top disponible hauteur:* ***16'' et plus***	**600 €**
2- Largeur :	☐ 14'' **(14)** ☐ 16'' **(16)** ☐ 18'' **(18)** ☐ 20'' **(20)** *14'' et 15'' hauteur maximale:* ***Standard 16''*** *14'' et 15'' incompatible contour:* ***ExtraDeep***	
3- Hauteur :	☐ Low 10'' **(L)** ☐ Medium 13'' **(M)** ☐ Standard 16'' **(S)** ☐ Tall 18'' **(T)** ☐ Extra Tall 20'' **(X)**	
4- Contour :	☐ Active 2,5'' **(A)** ☐ Deep 4'' **(D)** ☐ Extra Deep 6'' **(E)**	
5- Fixation:	Quick Release Pro Mount **(1-P)**	
6- Ref:	**ADI2AXXXXXX1-P**	

☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche. **420 €**

Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300 ☐ 45-50cm SAY3400 ☐ 50-60cm SAY3500



Choix obligatoire:

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)
☐ fixation rigide (SAP3601)
☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601-OC **40 €**



La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressio sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (suite)

Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper — **139 €**
- ☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)




☐ Ceinture d'épaule Y Straps — **126 €**
- ☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)
- ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)
- ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)



☐ Harnais d'épaule Backpack — **126 €**
- ☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)
- ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)



☐ Harnais d'épaule Style ''H'' — **126 €**
- ☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)
- ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)



☐ Ceinture thoracique Clips — **94 €**
- ☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)



☐ Ceinture thoracique Velcros — **94 €**
- ☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)




APPUI TETE DE POSITIONNEMENT (Uniquement disponible avec l'assise KOZMO) — 160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

☐ Support d'appui tête orientable Unilink (UHB4D33200)



✔ Appui tête enveloppant et pivotant (CP10CCSPM)



JAMBES

✔ Palette centrale réglable en hauteur,
palette orientable et relevable,
sangle talonnière



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2) — 600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP B 1*

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes — **600 €**
- ☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC
- ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC
- ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
- ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC



COMMENTAIRES

Note délai *— La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.*



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto https://documoto.digabit.com/ui/

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS

Largeur / Profondeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS

Largeur / Profondeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS

Largeur / Profondeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS

Largeur / Profondeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS

Largeur / Profondeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS

Largeur / Profondeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●